

Book No. 72

# പരീക്ഷണശാലയിൽ

---


സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കേരളം

1971











Book No. 72

# പരീക്ഷണശാലയിൽ

---

ജോർജ്ജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, കേരളം







## ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച്

ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അണിയറ എന്നു കരുതാവുന്ന ഈ ശാസ്ത്രബോധനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകവുമായ 'പരീക്ഷണ ശാല'യാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്തോടനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ സാരമായി സഹായിക്കും ചെയ്യുവാനു് കഴിയുന്ന ഒരു ഘടകമാണു് ആ രാജ്യത്തു് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗവേഷണം. ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണു് ഗവേഷണതാല്പര്യം കുട്ടികളിൽ വളർത്തുക എന്നതു്. ആയതിനാൽ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചികൾ കണ്ടറിയുന്നതിന്നും അവയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്നും താഴ്ന്നു് ക്ലാസ്സു മുതൽക്കുതന്നെ ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപനത്തിൽ പരീക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. പരീക്ഷണിച്ച പാഠപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിദ്യാലയങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണ ശാലകൾ ആവശ്യമായി വരും. ആവശ്യത്തിനൊത്തു് ഉയരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളും, ഉത്സാഹികളായ അദ്ധ്യാപകരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിനായി മുന്നോട്ടു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉത്സാഹികൾക്കു് മാർഗ്ഗദർശനം നല്കുക എന്നതാണു് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്.


പരീക്ഷണശാലയുടെ സംവിധാനത്തിൽ യുനെസ്കോ പ്ലാനിങ്ങു് മിഷൻ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടു് വളരെ അധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുപോലെതന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത കമ്മീഷന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധാർഹമാണു്. പലതരം ബോധനാപകരണങ്ങൾ മുരങ്ങിയ ചിലവിലോ ചിലവില്ലാതെയോ അദ്ധ്യാപകനു്




നേടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാനും വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും അദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനവിജ്ഞാനം പലതരം ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. രസതന്ത്ര പരീക്ഷണശാലയിലേയും ജീവതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിലേയും രാസവസ്തുക്കളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പരീക്ഷണശാലകളിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാൻ സംഭവ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും അവയുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഏതൊരു പരീക്ഷണശാല പ്രവർത്തനം ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളാണ് പരീക്ഷണരീതികൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രധാനതടസ്സം. ലഘു ഉപകരണങ്ങളും വ്യയക്രമീകരണങ്ങളും മൂലം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ പരീക്ഷണശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ഘടകങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുവാൻ ഇതിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമായും ഹൈസ്കൂൾവരെയുള്ള ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകരുടെയും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ - പ്രത്യേകിച്ചു 6,7 എന്നീ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളായി തിരിച്ചു പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണശാല ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിന് ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു.











## ഉള്ളടക്കം

ഒന്ന്:—പരീക്ഷണശാല—സംവിധാനവും സജ്ജീകരണങ്ങളും

അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം—വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം—ഉപകരണങ്ങൾ—സജ്ജീകരണങ്ങൾ—വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും—ജലനിർമ്മാണം—വാറ്റിയ ജലം—ഫ്യൂം കണ്ട്രോൾഡുകൾ—പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രണവും—ചോതുനിയമങ്ങൾ—ശുചിത്വനിയമങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വനിയമങ്ങൾ

1

രണ്ട്:—ഉപകരണങ്ങൾ—ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും— 6

സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ്—ബർണറുകൾ—ബ്ലാസ്സംബർണർ—ഹോറോബർണർ ബ്യൂറററ്—പിപ്പററ്—ബിംബാലൻസ്—സ്റ്റാൻഡുകൾ—ബാറ്ററികൾ—അമാൽഗമം—ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പരീക്ഷണങ്ങൾ—വിദ്യുത് കാന്ത ഉപകരണങ്ങൾ—കാന്തങ്ങൾ—കലോറിമീറ്ററുകൾ

മൂന്ന്:—രാസവസ്തുക്കൾ—സംഭരണവും ഉപയോഗവും— 66

ബഞ്ചു റിമേജൻറുകൾ—നോർമൽ ലായനി—ആസിഡുകൾ ക്ഷാരങ്ങൾ—ലോഹങ്ങൾ—അലോഹങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും

നാല്:—അടപ്പുകൾ—കുപ്പികൾ

75

അടപ്പുകൾ തീരത്തെടുക്കൽ—അടപ്പുകളിൽ ലോഹം തുളയ്ക്കൽ—ഗ്ലാസ് കുപ്പി കടത്തി വയ്ക്കൽ—ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കൽ—അടപ്പ് കുപ്പിയിൽ നിന്നും തുളക്കി എടുക്കൽ—ലേബൽ ഒട്ടിക്കൽ.

അഞ്ചു:—ഗ്ലാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

85

ഗ്ലാസ് ഷിററ് മുറിക്കുന്നത്—ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ മുറിക്കുന്നത്—  
കപ്പിയുടെ ഭാഗം മുറിക്കൽ—കഴലുകളുടെ അറ്റം മിനുസ്സു  
പ്പെടുത്തൽ—ഗ്ലാസ് കഴലുകൾ വളയ്ക്കുന്നത്— കാപ്പിലറി  
ട്യൂബുകളും ജററ് ട്യൂബുകളും—അനിലിക്കൽ—ഗ്ലാസ് ഉപക  
രണങ്ങളിൽ ദ്വാരം തുളയ്ക്കൽ. കഴലുകൾ യോജപ്പിക്കൽ  
T. കഴൽ ഉണ്ടാക്കൽ—ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാ  
ക്കൽ—മിറുകൾ—കണ്ണാടിയിൽ വെള്ളിപൂശുന്നത്—പുക  
ക്കണ്ണാടി—മെഴുകു കടലാസ്.

ആറു:—വിമേദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

105

വിമേദന ഉപകരണങ്ങൾ—സ്റ്റോപ്പിങ്ങ് ഹോണിങ്ങ്  
കൈകൊണ്ട് സെക്ഷൻ മുറിക്കൽ—യാന്ത്രിക സെക്ഷൻ  
കൾ—ലാലുമൈക്രോസ്കോപ്പ് കൈലൻസും—കോമ്പെണ്ടിംഗ്  
മൈക്രോസ്കോപ്പ്

ഏഴു:—മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റൈഡുകൾ:—

117

താല്ക്കാലിക മെഴുണ്ടുകൾ—വീക്കുന്നത് തടയൽ—ബാഷ്ലി  
കരണം കുറയ്ക്കൽ—ജീവികൾ ഞെരിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കു  
വാൻ—വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ—നിറം കൊടുക്കൽ—സ്ഥിരസ്റ്റൈ  
ഡുകൾ—സ്റ്റൈഡിന് വലയം കൊടുക്കൽ—ജന്തുടിപ്പുകൾ  
ക്കുള്ള സ്റ്റേനുകൾ—സസ്യ ടിഷ്യൂക്കൾക്കുള്ള സ്റ്റേനുകൾ—  
ജീവശാസ്ത്രവേദജൻറുകൾ

എട്ടു:—അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും

145

അപകടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതു്—അഗ്നിബാധ—  
പ്രഥമശുശ്രൂഷ—രാസവസ്തുക്കൾകൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളും—  
പ്രഥമശുശ്രൂഷപേടകം

ഒൻപതു:—പരീക്ഷണശാലയിലെ വ്യയക്ത്യത

165



ഒന്ന്

## പരീക്ഷണശാല

സംവിധാനവും സജ്ജീകരണങ്ങളും

ആധുനിക ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ്. നൂതന ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം അനുനിമിഷമെന്നോണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവു നേടുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അറിവുനേടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുക എന്നത്. ശാസ്ത്രയുഗത്തിന് ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം ശാസ്ത്രഗവേഷകന്മാരെയാണ്. ആധുനിക ഗവേഷണം മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ ലളിതമല്ലതാനും. വിദ്യാർത്ഥികളിലുള്ള ഗവേഷണാഭിരുചി കണ്ടുപിടിച്ച് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കർത്തവ്യമാണ്. കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാതെ, അവസരം ലഭിക്കാതെ, എത്ര എത്ര ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളാണ് ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന വസ്തുത വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപനത്തിന്റെ മൗലിക ലക്ഷ്യങ്ങളും, ഉള്ളടക്കവും, ബോധന രീതികളും പാടെ മാറിയാലേ അവസരത്തിനൊത്തു് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഉയരുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഗവേഷണ മനോഭാവവും സാമർത്ഥ്യവും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽതന്നെ പ്രകടമാക്കുവാനും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പരീക്ഷണശാല ഏതൊരു വിദ്യാലയത്തിന്റെയും സുപ്രധാന ഘടകമായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പരീക്ഷണ രാജ്യം ഉപകരണങ്ങളും അല്ല അദ്ധ്യാപനത്തിൽ പ്രധാനം എന്ന് ശരിതന്നെയാണ്. നല്ല അദ്ധ്യാപകനാണെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽപോലും പലതും ലഘുവായി സ്വയം നിർമ്മിച്ച് വിദഗ്ദ്ധമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ധ്യാപകൻ സമർത്ഥനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവ വേണ്ടതു പോലെ ഉപയോഗപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും കാണാം. അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുതന്നെ നല്ല അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും കഴിവുകറഞ്ഞ അദ്ധ്യാപകരുടെ ബോധനപരമായ അപര്യാപ്തതകൾ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പരിഹരിക്കുവാനും പരീക്ഷണശാല പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷണം നടത്തി നേടുന്ന വിജ്ഞാനം, അവനിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന മനോഭാവങ്ങൾ, സാമർത്ഥ്യങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണശാലക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന പണച്ചിലവു് ഒരിക്കലും വൃഥാ വ്യയമാകുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.


ആധുനിക ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി മുഴുവനും പരീക്ഷണശാലയാണ്. എങ്കിലും പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാസാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാലും അനുക്രമീകൃത അനുഭവങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലും മുറികളിലുള്ള പരീക്ഷണശാലകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജീവശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ സ്കൂൾ തോട്ടത്തിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറ്റും നടത്തുവാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പരീക്ഷണശാല എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാലയത്തിനകത്തുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണ്.



പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നുമുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സയൻസ് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളായി തിരിക്കാതെ ജനറൽസയൻസ് എന്നവിധത്തിലും ഓറാംക്ലാസ്സുമുതൽ ഊർജ്ജതന്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളായും ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുമുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള ഒരു പൊതുപരീക്ഷണശാല മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിനും, രസതന്ത്രത്തിനും ജീവശാസ്ത്രത്തിനും പ്രത്യേക പരീക്ഷണശാലകൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിലുള്ള പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മൂല്യവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ പരീക്ഷണശാലകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഗണിതശാസ്ത്രപഠനവും സാമാന്യശാസ്ത്രപഠനവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 'യുനസ്കോ'വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ശുപാർശചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയും പരീക്ഷണശാലയുമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന "പഠനമുറികളാ"ണ്. ഇത്തരം പഠനമുറികളിൽ അദ്ധ്യാപകൻ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാടൊപ്പംതന്നെ പ്രദർശനപരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും തുടന്ന് സന്ദർഭോചിതമായി കട്ടികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ശാസ്ത്രവസ്തുതകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി താത്വികചിന്താനവും പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനമുറികളിൽ അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകിരിക്കണം. പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറിയും പ്രത്യേക പരീക്ഷണശാലയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനവ്യയം മേൽ

പറഞ്ഞ സംവിധാനംകൊണ്ട് ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പറന്ന മുറിയുടെ ചുവക്കുകൾ മഹാമാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾകൊണ്ടും ആധുനികശാസ്ത്ര ആശയങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങൾകൊണ്ടും അലങ്കരിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും അഭിനിവേശങ്ങളും വളർത്തി എടുക്കുവാൻ സഹായകമായിരിക്കും. പരീക്ഷണശാലയുടെ അന്തരീക്ഷവും സംവിധാനവും ശാസ്ത്ര മയമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകൾക്ക് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷണശാലകൾ വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക പരീക്ഷണശാലകളും “പഠനമുറികളായി” സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം. “ശാസ്ത്രത്തിന്റെ താത്വിക വിജ്ഞാനവും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണം കായുന്നു. ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശന പരമായ സംഹിതകൾ തത്വത്തേയും പ്രായോഗികത്തേയും യോജിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്നവയായിരിക്കണം” എന്നാണ് യുനസ്കോ പ്ലാനിങ്ങ് മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നു പഠനമുറികളും അടുത്തടുത്ത് വരത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു സ്കൗൺസ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉപകരണങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും കൈമാറുന്നതിന് സഹായകമായിരിക്കും.



ചിത്രം 1 സ്കൗൺസ് ബ്ലോക്ക്




മുറികളുടെ വലുപ്പം, എണ്ണം, സജ്ജീകരണങ്ങൾ മുതലായവ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പാഠപദ്ധതി, ബോധനരീതികൾ, ഒരു സമയത്തു് പഠനമുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുതലായ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിരിക്കണം. പഠനമുറികളിൽ അദ്ധ്യാപകൻ പാഠങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റു ബോധനോപകരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റുപ്രായോഗികപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഠനമുറിയോടു് ബന്ധപ്പെട്ടു് ഓരോ സ്റ്റാൻമുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ അദ്ധ്യാപകനു മുൻകൂട്ടി പരീക്ഷണം ചെയ്തുന്നോക്കുവാൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

### പഠനമുറിയിൽ അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം.

അദ്ധ്യാപകനു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സജ്ജീകരണമാണു് പ്രദർശനമേശ. ഇതു് ഏകദേശം 20 സെ. മീ. ഉയരമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതു്കൊണ്ടു് പ്രദർശനങ്ങൾ എല്ലാകുട്ടികൾക്കും വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. 2.5മീ x 0.8 മീ x 0.85 മീ. അളവുകളുള്ള സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം. പ്രദർശനമേശ. മേശയുടെ ഉപരിതലം ലിനോലിയം കൊണ്ടോ ആസിഡു് പ്രൂഫ്, വാട്ടർപ്രൂഫ് ചെയ്ത കൊണ്ടോ ആവരണം ചെയ്യുന്നതു് നല്ലതാണു് ഒരു അറ്റത്തു് ചുട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നതിനു



ഒരു ആസ്പെസ്സോസ് പാഡും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിന്മേലേയ്ക്ക് ജലം, ഗ്യാസ്, വിദ്യുച്ഛക്തി എന്നിവയുടെ വിതരണ




ചിത്രം 2 ചുരമ്പനാശ

ത്തിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേശയ്ക്കു വലിപ്പുകളും കബ്ചോർഡുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയിൽ ഒരു വലിപ്പ് വളരെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം റുക്മ, കോമ്പസ്സ് സൂചി, തർമ്മാമീറ്റർ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ഉപകരണങ്ങൾ അതിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മേശയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി മൂന്നു ടാപ്പുകളോടുകൂടിയ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജല-ടാപ്പുകളിൽ ഒരേണ്ണം നീണ്ടു വളഞ്ഞ 'സ്വാൻ നെക്കോ'ടുകൂടിയതായിരിക്കണം.

നഗരജല വിതരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏദേശം 1000 ഗാലൻ കൊള്ളുന്ന ഒരു ജലസംഭരണ ടാങ്ക് അപ്പം ഉയരത്തിലായി നിർമ്മിക്കണം. ഇതിലേയ്ക്ക് വിദ്യുത്പാദനം, കൈപമ്പോ ഉപയോഗിച്ച് ജലം കയറ്റാം. ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്നു മണ്ണെണ്ണ പ്രച്ചുകൾ ഉയരത്തിൽ





ചിത്രം 3 സാധാരണക്കൂള ജല ടാപ്പ്




കയററിവച്ച ജല-സംഭരണികളായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ടാങ്കിൽനിന്നും കുഴലുകൾ മുഖേന ജലം പ്രദർശനമേശയ്ക്കും വിദ്യാത്മികളുടെ മേശയ്ക്കും ലഭ്യമാക്കണം. വിദ്യുച്ഛക്തി വിതരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മേശയിൽ ഒരു ഭാഗത്തു് സംഭരണ ബാററികൾ വച്ചു് വിദ്യുച്ഛക്തി വിതരണം ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് വിതരണസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾഗ്യാസ് ലാമ്ബ് ഉപകരണം മുഖേന ഉല്പാദിപ്പിച്ചു് ബർണറുകൾക്കു് വിതരണം ചെയ്യാം (സ്പിരിറ്റു് കിട്ടുവാൻ വിഷമമുള്ള ഈ കാലത്തു് പെട്രോൾ ബർണറുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണു്). ബർണറിനും ഗ്യാസിനും സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റുലാമ്പു് പോലെയുള്ള താപക ഉപകരണങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാത്മികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തനസ്ഥലത്തു് പ്രദർശനമേശയ്ക്കു് പുറമേ ഒരു ബ്ലാക്ബോർഡും, ചാർട്ടുകളും, ചിത്രങ്ങളും തൂക്കുന്നതിനു് ഒരു സ്റ്റാൻഡും, ചിത്രപ്രദർശനത്തിനു് ഒരു സ്ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബ്ലാക്ബോർഡു് കടംപച്ചയോ തവിട്ടു നിറമോ ആവുകയാണു് വൃത്തിയ്ക്കും കണ്ണുകളുടെ സുഖത്തിനും നല്ലതു്. ബ്ലാക്ബോർഡിന്നടുത്തു് ചോക്കും ഡസ്റ്ററും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഊർജ്ജതന്ത്രപഠനമറിയിൽ സ്കെയിൽ, പൊടാക്ടർ, കോമ്പസ്സ്, സെറാസ്ക്രൈയർ തുടങ്ങിയ വരയ്ക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഠനമറിയുടെ ജനലുകൾക്കും വാതലുകൾക്കും പെട്ടെന്ന് വിരിച്ചു് ഇരുട്ടുമറിയാക്കുവാൻ സഹായകമായ കറുത്ത സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രസതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു ഫ്യൂമുകബോർഡും (Fume Cupboard) ഉണ്ടായിരിക്കണം.



## വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനസ്ഥലം പ്രധാനമായും ഒരു പ്രവർത്തനമേശയാണ്. കോളേജുകളിലെ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഇതിന് സമ്പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ വലിയ മേശകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം മേശകളിൽ ഇരുഭാഗത്തുമായി ആറോ ഏഴോ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീതം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ പരീക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. കലാലയ പരീക്ഷണശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടും പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടും വലിയ കബോർഡുകളോടുകൂടിയ മേശകൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഹൈസ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾ വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു പിരിയഡ് മാത്രമേ




ചിത്രം 4 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനമേശ



പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളു. അവർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും താരതമ്യേന വളരെ ലളിതങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്  $1.25 \times 0.9$  മീ. വലിപ്പമുള്ള മേശകളിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 4)

ഇത്തരം ചെറിയ മേശകൾ സൗകര്യപ്രദവും ആദായകരവുമാണ്. മേശയുടെ ഉയരം കുട്ടികളുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കണം. എല്ലാ കുട്ടികളും അധ്യാപകനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിനും സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് കയ്യില്ലാത്തതരം കസേരകളോ സ്റ്റാൻഡുകളോ നൽകാവുന്നതാണ്.



ചിത്രം 5 സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു പ്രവർത്തന മേശ




വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേശയും ജലം, ഗ്യാസ്, വിദ്യുതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചുപയായിരിക്കണം. ജീവശാസ്ത്രപഠനമുറിയിൽ പൊതു ആവശ്യത്തിനായി ഏതാനും ഗ്യാസ് ടാപ്പുകളും വിദ്യുത്പോയിന്റുകളും മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിമോചന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജലം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ എല്ലാ മേശകൾക്കും ജലടാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അഭിലഷണീയം.

സ്റ്റോർമുറിയിൽ അദ്ധ്യാപകനും അററണ്ടർക്കും ഓരോ മേശ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയും ജലത്തിനും ഗ്യാസിനുമുള്ള സൗകര്യത്തോടുകൂടിയവയായിരിക്കണം: അദ്ധ്യാപകന് മുൻകൂട്ടി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഈ മേശ നഷ്ടമാകമാണ്. രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള അലമാരികൾക്ക് പുറമേ അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു അഴയോ ഒരു ട്രീസ്റ്റാൻഡോ (**Tree Stand**) കൂടി സ്റ്റോർമുറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മേൽപറഞ്ഞതരത്തിൽ അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ  $10.35 \times 6.5$  m. വലുപ്പമുള്ള പഠനമുറികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്പുറമേ  $3.7 \text{ m} \times 6.5 \text{ m}$  അളവുകളോടുകൂടിയ ഒരു സ്റ്റോർമുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജീവശാസ്ത്രപഠനമുറിയോടു ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മ്യൂസിയം മുറിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. ഇതിൽ പക്ഷികൂടുകൾ അകപറിയും, സസ്യ-ജന്തു ശേഖരങ്ങൾ മുതലായവ പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.





ചിത്രം 6 ശാസ്ത്രപഠനമുറി

മേൽചേർത്ത അളവുകളോടുകൂടിയ പഠനമുറിയിൽ 6 എണ്ണം വീതം മൂന്നുവരികളിലായി 18 പ്രവർത്തനമേശകളും അവയിൽ 36 കുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. സസ്യശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു പഠനമുറിക്ക് പുറമേ സ്കൂൾതോട്ടവും കൃഷിസ്ഥലവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

#### ഉപകരണങ്ങൾ -

പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങളേക്കാൾ പ്രാഥമിക, ഫൈബ്രൂർ ഘട്ടത്തിന് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് ലഘുവസ്തുക്കൾകൊണ്ട് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്വയം നിർമ്മിത സാമഗ്രികളാണ് (**Improvised apparatus**) “ശാസ്ത്രബോധനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടിവ



രുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാദേശ്യ ഉപകരണങ്ങളും അദ്ധ്യാപകന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക പരിശീലനം ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകന് നൽകണം എന്ന് യുനെസ്കോവിദഗ്ദ്ധന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ ഇല്ല എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക വ്യയം കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിന് പുറമേ, സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യവും ഉണ്ടാകുന്നു. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളെ സാധാരണക്കാരുടെ സാമ്പത്തികശേഷിക്കകത്തു് എത്തിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ലഘുസാമഗ്രികൾ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടി അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയവും ഗണിതപരവുമായ വസ്തുതകൾ പ്രായോഗികമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലതരം ശേഖരണങ്ങൾ, മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കൽ എന്നീ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയോടു കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുവാനും സ്വതന്ത്രമുണ്ട്. വിവിധ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്നതോ ഉപയോഗ ശൂന്യമെന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നതോ ആയ പലതരം ലഘുവസ്തുക്കളിൽനിന്നും നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്കോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള **Source book for teaching Science** എന്ന പുസ്തകവും അമേരിക്കൻ പിസ്കോർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച **Science teachers' hand book** എന്ന പുസ്തകവും ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകന് ഈ രംഗത്തു് വളരെ അധികം

സഹായകമാണ്. ഹ്രസ്വകാല പരിശീലനംകൊണ്ട് പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിചയം അല്പാപകർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പല ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കാമെങ്കിലും കൃത്യമായ അളവുകൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ചില ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതായും വരുന്നു. മൈക്രോസ്കോപ്പ്, തർമോമീറ്റർ, ബ്യൂറോ, വോൾട്ട് മീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ തുടങ്ങിയ പല ഉപകരണങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ വാങ്ങേണ്ടതായിത്തന്നെ വരുന്നു. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തു് ആവശ്യത്തിനൊത്തു് ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണർന്നു് പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കൊണ്ടും മറ്റു ലഘുസാമഗ്രികൾകൊണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തു പല ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കിറ്റുകൾ (**kits**) നിർമ്മിച്ച കമ്പോളത്തിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവും (**National Institute of Education**) ചില കിറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്: ഇതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രപ്രവർത്തനശാല വിദ്യാലയങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു് ഉല്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാമാന്യം വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ 1 രൂ. 50 പയ്ക്കു് ഇന്നു് ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. വൻതോതിൽ ഓഫറുകൾ കിട്ടിയാൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു് ഇവ ലഭ്യമാക്കാമെന്നു് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾ സഹലമാവുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.



### സജീകരണങ്ങൾ:—

പരീക്ഷണശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സജീകരണങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. രസതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിൽ ധാരാളം രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഷെൽഫുകളും ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു അലമാരികളും കബോർഡുകളും ആവശ്യമായിരിക്കും. ജലം, ഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ വിതരണ സൗകര്യങ്ങളും രസതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത്. ഉയർജ്ജതന്ത്രപഠനമുറിയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഷെൽഫുകൾ ധാരാളം വേണ്ടിവരുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തി, ഗ്യാസ്, ജലം എന്നിവയുടെ വിതരണവും ആവശ്യമാണ്. ജീവതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിൽ ദീർഘകാല പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനു ഏതാനും മേശകളും മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു അലമാരികളും ആവശ്യമായിവരുന്നു. ഉയർജ്ജതന്ത്രത്തിലേയും രസതന്ത്രത്തിലേയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നിന്നു ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. അളവുകൾ കൃത്യമായി നോക്കുന്നതിനും രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അപകടങ്ങളിൽനിന്നും പിൻമാറുന്നതിനുമെല്ലാം നിലുണുതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. എന്നാൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിമോചനങ്ങളും മൈക്രോസ്കോപ്പ് പരിശോധനകളും ഇരുന്നു ചെയ്യേണ്ടവയാണ്. ആകയാൽ രസതന്ത്രപഠനമുറിയിലേയും ഉയർജ്ജതന്ത്ര പഠനമുറിയിലേയും മേശകൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് ഉയരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സൗകര്യം. ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതിനു ഓരോ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എല്ലാ പഠനമുറികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അദ്ധ്യാപകൻ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥി

കുറുപ്പ് രാസവസ്തുക്കളും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മേശകളുടെ ഇടയിൽ സാമാന്യം വീതിയിലുള്ള നടപ്പാതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മേശകളും അലമാരികളും മറുപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പഠനമുറിയിലെ സ്ഥലത്തിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ ഉപയോഗത്തിന് പ്രാധാന്യംകല്പിക്കണം. അടുപ്പുള്ള സിങ്കുകൾ മേശയിൽതന്നെ ഘടിപ്പിക്കണം. അലമാരികൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ചുവക്കുകളിൽ പണിയുന്നതും സ്ഥലം ലാഭിക്കുവാൻ സഹായകമാണ്. പഠനമുറിയിലെ ഷെൽഫുകൾ കുട്ടികൾക്കു എത്തത്തക്കവിധത്തിൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്നും 5 അടിയിൽക്കുവിഞ്ഞ ഉയരം ഇല്ലാത്തവ ആയിരിക്കണം.

### വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും

പഠനമുറിയിൽ ധാരാളം വായുസഞ്ചാരസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വലിയജനാലുകളും കിളിവാതിലുകളുമുഖേന സ്വാഭാവിക വായുസഞ്ചാരം സൗകര്യപ്പെടുത്താം. ജനാലകൾ പരസ്പരം എതിരെയായിരുന്നാൽ വായുസഞ്ചാരത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്. ഒരു ജനലിൽകൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന ശുദ്ധവായു മുറിയിലുള്ള അശുദ്ധവായുവിനെ എതിർ ജനാലയിൽകൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പരമേ രസതന്ത്രപഠനമുറിയിൽ ഏതാനും എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകളും (Exhaust Fans) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. രസതന്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ബാഷ്പങ്ങളെ പുറംതള്ളുന്നതിന് ഇവ സഹായകമാണ്. ഇവയ്ക്ക് പരമേ വേനൽക്കാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സീലിങ്ങ് ഫാനുകളും അഭിലഷണീയങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണസമയത്തു് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഫാനിൽനിന്നുമുള്ള കാര്യതട്ടി ജപാലകൾ ഇളകുവാനോ



അണഞ്ഞുപോകവാനോ ഇടയുണ്ട്. മേശകളുടെ ക്രമീകരണവും വായുസഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സം നേരിടാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം.

പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് അളവുകൾ കൃത്യമായി എടുക്കുന്നതിനും പരീക്ഷണ രാലയിൽ ധാരാളം വെളിച്ചം ആവശ്യമുണ്ട്. ശാസ്ത്രപഠനമുറികൾ സ്കൂളുകളിൽ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിന് സൗകര്യമുള്ള തെക്കുഭാഗത്തോ വടക്കുഭാഗത്തോ സ്ഥാപിക്കണം. ഉജ്ജ്വലതന്ത്രത്തിലെ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രകാശം ആവശ്യമാകയാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രകാശസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റു പഠനമുറികളും മാവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കണം. ജനാലകൾക്ക് ഗ്ലാസ് വാത ചുങ്കൾ ഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തും കാരുള്ളപ്പോഴും പ്രകാശം മറയ്ക്കാതെത്തന്നെ ജനാലകൾ അടച്ചിടാവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായ പ്രകാശസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിദ്യുച്ഛക്തിവിതരണ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും വിളക്കുകൾ പഠനമുറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സൂര്യപ്രകാശം മറയ്ക്കുന്ന മഴക്കാലത്തു് വിച്ഛേദനത്തിനും മറ്റു സൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രകാശം ആവശ്യമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെളിച്ചത്തിന് 4 എണ്ണവും പ്രദർശനമേശയ്ക്ക് ഒന്നും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനും ഫ്യൂം കബ്ലോർഡിനും ഒന്നുവിതവും വിളക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇളകൂടാതെ മറ്റു വശ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി എടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലഗ് പോയിന്റുകളും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

### ജലനിർമ്മനം

സിങ്കുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ജലം ഒരു പ്രധാനകുഴൽ മുഖേനയോ അടപ്പോടുകൂടിയ ചാൽ മുഖേനയോ സ്കൂൾ കെട്ടിട

ത്തിൽനിന്നും കുറച്ചുകലെ നിർമ്മിച്ച സോക്പീറ്റിൽ (Soak pit) എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കടലാസ്, തീപ്പെട്ടിക്കോൽ, ഫിൽടർ പേപ്പർ തുടങ്ങിയ ഘനവസ്തുക്കൾ സിങ്കിൽ ഇടരുത്. ഇവ ഇതിനായി പ്രത്യേകം വച്ചിരിക്കുന്ന ചവറു കുട്ടികളിലോ ചട്ടിയിലോ ഇടണം. തീപ്പെട്ടിക്കോൽ കെട്ടുത്തിയശേഷമേ ചവറു കുട്ടിയിൽ ഇടുവാൻ പാടുള്ളൂ. ചവറുകുട്ടിയിലെ വസ്തുക്കൾ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കത്തിച്ചുകളയണം. പരീക്ഷണാവശിഷ്ടമായുള്ള ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം മുതലായ ജ്വലനസ്വഭാവമുള്ള വസ്തുക്കൾ സിങ്കിലോ ചവറു കുട്ടിയിലോ ഇടരുത്. ഇവ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കത്തിച്ചോ ജലവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിപ്പിച്ചോ നശിപ്പിക്കണം (അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും എന്ന അദ്ധ്യായം നോക്കുക) പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്കുഷണങ്ങളും ചവറുകുട്ടിയിലോ സിങ്കിലോ ഇടരുത്. ഇവ ഒരു പ്രത്യേകപ്പെട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച് അവ സാനം ട്രൂം എലിടെ എങ്കിലും ആഴത്തിൽ കഴിച്ച് മൂടണം. ഇത്തരം പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് കപ്പി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ ശാലകൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്കുഷണങ്ങൾ അവർകൊണ്ടു പോകുന്നതാണ്.

### വാറിയ ജലം (Distilled water)

രാസവസ്തുക്കളുടെ ശുദ്ധലായനികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വ്യാപ്തമാനവിശ്ലേഷണ (Volumetric analysis) പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വാറിയ ജലം ആവശ്യമാണ്. ഇതു തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലഘു ഉപകരണം സ്റ്റോർ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. വാറിയ ജലം ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കി ഫ്ലാസ്കിലോ ഓലിക്കറിലോ ആക്കി കുട്ടികൾക്കു കൊടുക്കാം. താഴ്ന്ന ക്ലാസ്കുകളിലെ മിക്ക പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും സംധാരണ ജലം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.



ബോളാ പൈപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച മേശ കാരറ്റിക്കാത്ത ഒരു മൂലയിലായി സ്ഥാപിക്കണം. ഈ മേശയുടെ ഉയരം 2'10" ഉം ഉപരിതലം ആസ്പെസ്പറോസ് ആവരണംകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് പ്ലേട്ട് ആയിരിക്കണം.

### ഫ്യൂം കബ്നേർഡുകൾ, (Fume Cupboards)

രസതന്ത്രപരീക്ഷണശാലയിൽ അപകടകരവും അനാരോഗ്യകരവുമായ പലതരം വാതകങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവരും. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പങ്ങൾ പാമ്പുമുറിയിലോ മറ്റൊരാൾക്കു കീഴിലേയ്ക്കോ വ്യാപിക്കാതിരിക്കുവാനായി അവ ഫ്യൂം കബ്നേർഡുകളിൽ വെച്ച് നടത്തണം. ജോറിൻ, അമോണിയ, നൈട്രജൻ പെറോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ഹയ്തർ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫ്യൂം കബ്നേർഡിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. 3 അടി സമചതുരവും 2 അടി ഉള്ളിലേയ്ക്കും സ്ഥലമുള്ളതുമായ കബ്നേർഡുകൾ മതിയാകുന്നതാണ്. ഇവയിൽനിന്നുമുള്ള ബർഫിർഗ്ഗിംഗ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽവരെ എത്തിക്കണം. കബ്നേർഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ഇഷ്ടികകൊണ്ടോ ആസ്പെസ്പെറോസ് കൊണ്ടോ മറയ്ക്കാം. മുൻവശം ഗ്ലാസ് വാതലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇത് മേല്പോട്ട് ഉയർത്തുന്നതിന് സൗകര്യം ഉള്ളതായിരിക്കണം. ബർഫിർഗ്ഗിംഗ് കെട്ടിലിൽ വായു പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു റിളക്സ് കത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ എക്സോസ്ഫാൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും വാതകങ്ങളെ പുറംതള്ളാം. പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ചെറിയ വിടവു ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ കബ്നേർഡ് അടച്ചു വയ്ക്കണം.

## പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രണവും

പരീക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ ശാസ്ത്രാധ്യാപകന്റെ ചുമതലകൾ ഭാരിച്ചവയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പരീക്ഷണങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് മുതൽ ശുചിത്വശീലങ്ങൾവരെയും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതു മുതൽ കേടുവന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെയും കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കപ്രശ്നങ്ങൾ, കാര്യക്ഷമതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മുതൽ അവരെ വിലയിരുത്തൽ, മാർഗ്ഗദർശനം ചെയ്ത് എന്നിവ വരെയുള്ള വിവിധ തരകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാരിച്ച ചുമതലകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ലാബറട്ടറി അററണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആശാസ്യമായിരിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കണം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആധാരം. അതിനാൽ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പരീക്ഷണശാലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുട്ടിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വിദ്യാലയത്തിന്റെയും രക്ഷയേക്കരുതി പല വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കു വിധേയരായി ഉല്പാസത്തോടെയും എന്നാൽ ഗൗരവബോധത്തോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അധ്യാപകൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് പരീക്ഷണശാലയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാൽ അധ്യാപകൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ മാത്രമായിരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും “ഇന്നത് ചെയ്യരുത്” എന്ന രീതിയിലുള്ള നിഷേധാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനുശാസ്ത്രപരമായി അധ്യാപകന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാ



കുറുക. കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ പറയാവൂ.

അച്ചക്കും എന്നാൽ നിശ്ശബ്ദത എന്നർത്ഥമില്ല. അത് ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാകുന്നു. പഠനമുറിയിലെ അച്ചക്കുവും ഇതേ അർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. ചുമതലയോടു കൂടിയുള്ള കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് ആവശ്യമായ ചലനസ്വഭാവവും സംഭാഷണസ്വഭാവവും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകനോടു ചോദിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള പല സംശയങ്ങളും പരസ്പരം ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണത്തിൽനിന്നും ചില പൊതു സംശയങ്ങൾ പൊന്തിവരികയും അദ്ധ്യാപകൻ അവ പരിഹരിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ അവയുടെ സങ്കീർണ്ണതയനുസരിച്ച് രണ്ടോ, നാലോ കുട്ടികൾ സംഘമോടൊന്നിന് നടത്തത്തക്കവിധത്തിൽ നില്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്വഭാവത്തിന് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉപകരണങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും അധികം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അദ്ധ്യാപകൻ മേൽനോട്ടം ചെയ്യേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം ചുരുക്കുന്നു. കുട്ടികൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ സമയവും ലഭ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ സംഘങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രസക്തമായ സംഭാഷണം അനുവദനീയമാണ്. സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങളും ഫലങ്ങളും എഴുതുന്നതും കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്വതന്ത്രമായിത്തന്നെ ചെയ്യണം. ഉയർന്നോസുകളിൽ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം.

ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾ

ഉടെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവരരുത്. ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അവരുടെ സ്ഥാനത്തു കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസിനോടു സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയായാ എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങളും തൽക്ഷണം നിർത്തിവെച്ചു എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

വികൃതിയായ കട്ടിക്ക് പരീക്ഷണശാല നല്ലൊരു നായാട്ട് സ്ഥലമാണ്. എന്തെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളാണ് അവൻ കിട്ടുന്നത്! ഇവിടെ വാഷ്ബാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ബൂരററുണ്ട്. പല നിറങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്, ജലപ്പാപ്പ്, ഗ്ലാസ് ടാപ്പ് എന്നിവയും ഉണ്ട്. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട്. ഇത്തരം കട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച അവരിൽ ഒരു പ്രത്യേകശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും വികൃതികൾ കർശനമായി തടയുകയും ചെയ്യണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണസരിച്ചു ചെയ്ത്, തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ-അനുമാനങ്ങളോടു കൂടിയ റിക്കാർഡുകൾ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ധ്യാപകനെ ഏല്പിക്കണം. ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി യഥാസ്ഥാനത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഗ്ലാസ് ടാപ്പുകളും ജല ടാപ്പുകളും അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കിയ ശേഷമേ പരീക്ഷണശാലയിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാവൂ അദ്ധ്യാപകനും പ്രധാന ടാപ്പുകൾ അടയ്ക്കുകയും വിദ്യുത് നൽകിയവർ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യണം. റിക്കാർഡുകൾ എല്ലാം അന്നുതന്നെ പരിശോധിച്ചു പിറ്റേദിവസം കട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം.



ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പുരോഗതി താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുന്നത് അദ്ധ്യാപകന് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും. ഒരു പരീക്ഷണം കുട്ടിയെ എപ്പിഴക്കുമ്പോൾ '/' എന്ന അടയാളം വയ്ക്കുക: പരീക്ഷണം തൃപ്തികരമായി ചെയ്ത റിക്കാർഡ് പരിശോധിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ '/' എന്ന അടയാളവും ചേർത്ത് 'X' മുഴുവനാക്കുക. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ പരാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും റിക്കാർഡ് കാണിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചാർട്ടിൽനിന്നും വ്യക്തമായിക്കാണാം.

### പരീക്ഷണങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	കുട്ടിയുടെ പേര്	അറിക്ക്	സ്പെഷ്യൽ	തെളിയിക്കൽ	ക്രിസ്റ്റലിൻ
1	അനീരുദ്ധൻ	X		X	/
2	ബാലചന്ദ്രൻ			X	/
3	ചന്ദ്രശേഖരൻ	/		X	/
4	രാമചന്ദ്രൻ	X		X	
5	ശോഭന	X		/	/
6	സബർമതി	X			/
7	....	....		....	....
	....	—		....	....
	....			....	....

### വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുസരിക്കേണ്ട പൊതു നിയമങ്ങൾ

മുഖത്തെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ പരീക്ഷണശാലയുടെ മുഖരിൽ ആകർഷകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

— : ഒരു നല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ : —

- \* തന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയുള്ള മേശമേൽ വൃത്തിയായി അടുക്കിവയ്ക്കുന്നു.
- \* രാസവസ്തു എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ കുപ്പി അടച്ച് യഥാസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുന്നു.
- \* പരീക്ഷണസമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തന്റെയോ അടുത്തുനിൽക്കുന്നവരുടെയോ നേരെ ചൂണ്ടാത്തവിധത്തിൽ പിടിക്കുന്നു.
- \* ഉപകരണങ്ങളും മേശയും മേശവരിപ്പുകളും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.
- \* ഭാവകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചൂടാക്കുന്നു.
- \* പരീക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉചിതമായരീതിയിൽ ദൂരിക്കരിക്കുന്നു.
- \* വിഷവാതകങ്ങളും ദുർഗ്ഗന്ധവാതകങ്ങളും പരീക്ഷണശാലയിൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫ്ലൂയിക്സ്ബോർഡിൽവെച്ച് നടത്തുന്നു.
- \* ഉപകരണങ്ങൾ ഉടയാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
- \* രാസവസ്തുക്കൾ മിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ÷ സുരക്ഷിതത്വപനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു.

— : x x x x x x x x x : —

ശുചിത്വപനിയമങ്ങൾ

1. സിങ്കിൽ ഭാവകങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിക്കാവൂ. ഖരവസ്തുക്കളും പരീക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രത്യേകം ദൂരിക്കരിക്കുക.
2. ഗാഢഔന്നിധ്യകൾ ആൽക്കലികൾ മുതലായവ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നേർപ്പിച്ച ശേഷമേ സിങ്കിൽ ഒഴിക്കാവൂ.



3. കടലാസ്, തിപ്പെട്ടിക്കോൽ, ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ തുടങ്ങിയ ഘനവസ്തുക്കൾ ചവറുകട്ടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
4. മേശയും ഇരിമ്പുപകരണങ്ങളും വൃത്തിയായി തുടച്ച് തുണി നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കുവാനിടുക.
5. ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയായി കഴുകി യഥാസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചുവയ്ക്കുക.
6. രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

### സുരക്ഷിതത്വനിയമങ്ങൾ (Safety Rules)

1. പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോഴല്ലാതെ സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം, കാൽസ്യം, ഫോസ്ഫറസ്, ഗാഢ ആസിഡുകൾ, ആൽക്കലികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

2. സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പികളിൽ വെള്ളം വിഴാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. മഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് ജലത്തിനടിയിൽ വച്ചുതന്നെ മുറിക്കണം. ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ പരീക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിച്ചോ ജലവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിപ്പിച്ചോ നശിപ്പിക്കണം. ഇവ ചവറുകട്ടയിൽ ഇടരുത്.

3. ബർണർ, സിറിററ് ലാമ്പ് മുതലായ താപ ഉപകരണങ്ങൾ തിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കണം. കത്തുന്ന മറുപകരണങ്ങളിൽനിന്നും കത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

4. പരീക്ഷണശാലയിലെ യാതൊരുവസ്തുവും ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിച്ചു നോക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വാതകങ്ങൾ മണക്കുമ്പോൾ ട്രേസ് ട്യൂബിൽനിന്നും നേരിട്ട് മണക്കരുത്. കൈകൊണ്ട് വിശി വാതകം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മണക്കുക

5. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്ത രാസവസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുവാൻ കൂട്ടിക്കലർത്തരുത്.

6. പരീക്ഷണശാലയിൽനിന്നും യാതൊരുപകരണവും രാസവസ്തുവും പുറത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്.

7. എത്ര നിസ്സാരമായ അപകടങ്ങളായാലും ഉടനെ അദ്ധ്യാപകന് വിവരം കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാശുശ്രൂഷയും ചെയ്യണം.

രണ്ടു്

ഉപകരണങ്ങൾ—

ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും


ചുടാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ

1. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ്

സാധാരണ സ്കൂൾ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഇന്ന് ചുടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പാണ്. അടുത്തകാലത്തു് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിന്റെ പല വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഗ്ലാസുകൊണ്ടും ലോഹംകൊണ്ടുമുള്ള സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പുകൾ കിട്ടുവാനുണ്ടു്. ഇവയിൽ ഇന്ധനമായി സ്പിരിറ്റിനു പുറമേ മണ്ണെണ്ണ, പെട്രോൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക ഇനം ലാമ്പുകളും ഉണ്ടു്. ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണത്തിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവു് പുറമേനിന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ വിണാൽ ഉടയുവാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ടു് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ലാമ്പുകളാണു് കൂടുതൽ നല്ലതു്. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിന്റെയും സാമൂഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെയും തിരി കൂട്ടിപ്പിരിക്കാത്ത



ആലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും നാളത്തിലെ പ്രദർശനത്തിൽ മുദ്രിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പുതന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ തിരി വേണ്ടതുപോലെ വെട്ടി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽനിന്നും ലഭിക്കാവുന്ന താപനില ഏകദേശം  $1000^{\circ}\text{C}$  വരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. മിക്ക പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ ജ്വാലയിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന താപനില മതിയാകുന്നതാണ്. ജ്വാലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇളം ചുവപ്പ് മേഖലക്ക് തിരിയോടെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന നീല മേഖലയെക്കാൾ ചൂട് കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ആ ഭാഗംകൊണ്ടായിരിക്കണം വസ്തുക്കൾ ചൂടാക്കേണ്ടത്. ഗ്ലാസ് കഴലുകൾ വള



ചിത്രം 7 സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ്

യുവാക്കൾക്കും മറ്റും ജാലയുടെ ഈ മേഖലതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം.

സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ സ്പിരിറ്റ് മുൻകൂട്ടി ഒഴിക്കണം. ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനം നിറയുവാൻ ഇനിയരുത്.

2. ഉയർന്നതാപനില കിട്ടണമെങ്കിൽ ലാമ്പിന്റെ തിരി കൂട്ടിപ്പിരിക്കാത്ത നേരുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിച്ചു പോലെ വിരിച്ചുവയ്ക്കണം.

3. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് കത്തിക്കുവാൻ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കണം. കത്തുന്ന മറ്റൊരു ലാമ്പിൽനിന്നും കത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തീപിടിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

4. മൂടാക്കുവാൻ ജാലയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കണം.

5. ലാമ്പ് അതിന്റെ മൂടിക്കൊണ്ടെടുത്തു കെട്ടാത്തതാണ്. ഉയരിക്കെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അകത്തുള്ള സ്പിരിറ്റിന് തീപിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

6. ഉപയോഗമില്ലാത്തപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് അനാവശ്യമായി ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകാതിരിക്കുവാൻ ലാമ്പ് മൂടിക്കൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കണം.


വളരെ ഉന്നത ഉഷ്ണമാവു വേണ്ടിവരുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന താപനില മതിയാവുകയില്ല. പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ താപം പോരാതെ സാവധാനം നടക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഫലങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ശരിയാകാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, കാര്യമുള്ള



പോൾ ജാല ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉള്ള താപം തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. ജാല ഇളകാതിരിക്കുവാൻ തകരാറുണ്ടോ കാർഡ് ബോർഡ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മറ ഉപയോഗിക്കാം.

## 2. പെട്രോൾ; മണ്ണെണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാവുന്ന ബർണറുകൾ:

ഉന്നത ഉഷ്ണത നൽകുന്നതിന് സഹായകമായ താപക ഉപകരണങ്ങളാണ് ബുൺസൺ, ടെൽക്ക, മെക്കർ എന്നീ ബർണറുകൾ. ഇവ കത്തുന്നതിന് കോൾ ഗ്യാസോ പെട്രോൾ ബാഷ്പമോ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. വൻതോതിൽ ഗ്യാസുല്പാദന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഒരു ബർണർ കത്തി



ചിത്രം 8

പെട്രോൾ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

ക്കുന്നതിനുള്ള പെട്രോൾ ബാഷ്പം നൽകുന്ന ഉപകരണം ചിത്രം 8 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്യാസ് പ്ലാൻറിലേയ്ക്ക് പ്രവ

ത്തിക്കുന്ന വൃഹാത് ബാട്ടിലിന്റെ ഒരു കഴൽ കാലുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപയോഗമായി **(Foot bellows)** ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃഹാത് ബാട്ടിലിൽ പെട്രോളം ബാഷ്പീകരണം എളുപ്പം നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും മരച്ചീട്ടികളും ഇടുന്നു. ബാട്ടിലിൽനിന്നും മറോക്കഴൽ ഒരു സംരക്ഷകഘടകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കഴൽ ബുൺസൺ ബർണറുമായി ഘടിപ്പിക്കാം.

ഉല പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ വൃഹാത് ബാട്ടിലിൽനിന്നും പെട്രോൾ ബാഷ്പമാവുകയും ഇതും വായുവും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ബർണറിൽ എത്തി കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ജ്വാല ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ബാട്ടിൽ പൊട്ടാതിരിക്കുവാൻ ഇടയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷക ഘടകത്തിലെ ചെമ്പു കമ്പിച്ചുരുൾ സഹായിക്കുന്നു. ഉലയ്ക്ക് പകരം കാറന് നിറച്ച് വിർപ്പിച്ച കാറിന്റെ ട്യൂബായാലും മതിയാകുന്നതാണ്.

### ബുൺസൺബർണർ

ബുൺസൺ ബർണറിന് സാമാന്യം ഭാരമുള്ള ഒരു പാദവും അതിൽനിന്നും ഒരു നീളമുള്ള ചിമ്മിനിക്കഴലും ഉണ്ട്. കഴലിന്റെ അടിഭാഗത്തു എതിർ വശത്തായി രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളും ഈ ദ്വാരങ്ങളുമായി യോജിക്കത്തക്ക രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളോട് കൂടിയതും ചിമ്മിനിയിൽ തിരിയത്തക്കവിധത്തിലും ഉള്ള ഒരു കോളറും ഉണ്ട്. ടാപ്പിൽനിന്നും ഗ്യാസ് കൊണ്ടു വരുന്ന കഴൽ ഈ വായു ദ്വാരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറു സൂഷിരം മുഖേന ചിമ്മിനിയിലേയ്ക്കു തുറക്കുന്നു. കോളർ തിരിച്ച് ദ്വാരങ്ങൾരണ്ടും അടച്ചശേഷം ഗ്യാസ് തുറന്ന് ബർണർ കത്തിച്ചാൻ വാതകം കത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ വായു വേണ്ടിടത്തോളം കലരാത്തതുകൊണ്ട് ബർണർ ഒരു പ്രകാശമുള്ള **(Luminous)** ജ്വാലയായി കത്തുന്നു. ഈ ജ്വാലയ്ക്ക് ചൂട് അധികം ഉണ്ടാ



യിരിക്കുകയില്ല. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി തുറന്നാൽ വാതകത്തോടൊപ്പം ഒരു വായു പ്രവാഹവും ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടക്കുകയും നാളം ചെറുതായി ശബ്ദത്തോടുകൂടികത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നാളത്തിനു താപം വളരെ അധികമാണ്. സാധാരണപരീക്ഷാ ഓടുക, ഇത് ആവശ്യമില്ല. ഭാഗങ്ങൾ അല്പം മാത്രം തുറന്നാൽ അവയിലൂടെ ആവശ്യത്തിനുമാത്രം വായു കടക്കുകയും ബർണർ ശബ്ദമില്ലാതെ വെളിച്ചമില്ലാത്തതും നീലനിറമുള്ളതുമായ (**Nonluminous**) നാളമായി കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വാതകം പൂർണ്ണമായി കത്തുന്നതിനാൽ പുകയും വെളിച്ചവും ഇല്ലാത്ത ഇളകാതെ കത്തുന്ന ജ്വാലകിട്ടുന്നു. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഇത്തരം ജ്വാലയാണ് വേണ്ടത്. ഗ്യാസ് മർദ്ദം വേണ്ടത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ നാളം ചിമ്മിനിയിൽ കൂടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ശബ്ദത്തോടുകൂടി നോസിലിൽ കത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ബർണർ കെട്ടത്തി അല്പം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി കത്തുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ബർണറിന് കേടാണ്.

ബുൺസൺ ബർണർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ :—


1. ബർണർ കത്താത്ത അവസ്ഥകളിൽ ടാപ്സ് തുറന്ന് കിടക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. ഇത് ഗ്യാസ് നഷ്ടത്തിനു പുറമേ തീപ്പിടുത്തത്തിനും കാരണമാകും.

2. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിശ്ശബ്ദമായി കത്തുന്ന വെളിച്ചമില്ലാത്ത നീല നാളം ഉപയോഗിക്കുക.

3. ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില ജ്വാലയുടെ പുറം മേഖലയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിനാണ്. കഴലിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന നീലഭാഗത്തിന്  $300-500^{\circ}\text{C}$  വരെ ചൂടുള്ളപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള പർപ്പിൾ (**purple**) ഭാഗത്തിന്  $1550^{\circ}\text{C}$  വരെ

മുട്ടണ്ടു്. അതിനാൽ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചുവേണം ചൂടാക്കുവാൻ.

4. ജ്വാല ഇറങ്ങി കത്തുകയാണെങ്കിൽ (**striking back**) ഗ്ലാസ്സു് ടാപ്പു് അടച്ചു ബർണർ കെട്ടുതന്നെ.





ചിത്രം 9

5. ബിക്കർ, ഫുൾഡു് തുടങ്ങിയ വലുപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ്സു് പാത്രങ്ങൾ നേരിട്ടു ചൂടാക്കാതെ ആസുബെസ്സു് റേറ്റാസ് വൃത്തം



പിടിപ്പിച്ച കമ്പിവലയ്ക്ക് മിതയോ മൺൽ ബാത്തിന് (sand bath) മിതവെച്ചോ ചൂടാക്കുക.

6. പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഗ്യാസ് ടാപ്പ് അടയ്ക്കുക.



ചിത്രം 10. ഉയർന്ന താപനില നൽകുന്ന ബർണറുകൾ


1. ട്രെൽക്ക 2. മെക്കർ

കൂടുതൽ ഉയർന്നതാപനില ലഭിക്കുന്നതിന് ബുൺസൺ ബർണറിന്റെ വകഭേദങ്ങളായ ട്രെൽക്കബർണ്ണർ, മെക്കർബർണർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എററുനാബർണർ:—

ഗ്യാസ് വിതരണ സൗകര്യമില്ലാത്ത പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഉന്നതതാപം ലഭിക്കുന്നതിന് എററുനാബർണർ ഉപ

യോഗിക്കാം. മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കാരടിച്ചു കത്തിക്കേണ്ട ഇനം ബർണർ ആണ് ഇത്. സാമാന്യം നീളമുള്ളതും ശക്തിയേറിയതുമായ ജ്വാലയാണ് ഇതിൽനിന്നും കിട്ടുന്നത്. അതിനാൽ സ്ഥലസൗകര്യമുള്ളിടത്തു ഏറ്റ്നാബർണർ കത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ള ചെമ്പസൂക്കളുടെ വികാസം കാണിക്കുവാനും ഗ്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറ്റ്നാബർണർ കൂടുതൽ സഹായകമാണ്.



ചിത്രം 11

## അളവുപാത്രങ്ങൾ

### 1. ബ്യൂററ്റ് (Burette)

ആവശ്യമുള്ള ഏതളവിനും ക്രമമായി ദ്രാവകങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ബ്യൂററ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വ്യാപ്തം ദ്രാവകം എടുത്തശേഷം അത് എത്രയാണെന്നറിയുവാനുള്ള നമ്പർഭാ




ജിലാൺ ബൂരറു കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ 'o'വും ഏറ്റവും ചുവട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് അളക്കാവുന്ന അളവും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവ് അറിയുന്നതിന് ഒഴിച്ചെടുത്ത ശേഷമുള്ള ദ്രാവക നിരപ്പിൽനിന്നും ആദ്യത്തെ നിരപ്പ് കുറയ്ക്കണം. സ്റ്റോപ്പർ ലംബമാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകം പ്രവഹിക്കുകയും തിരശ്ചീനമാക്കുമ്പോൾ പ്രവാഹം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോപ്പർ ബൂരററിൽ സുഗമമായി തിരിയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീസ് പുരട്ടി മയപ്പെടുത്തണം.

### ബൂരറു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ

1. ദ്രാവകനിരപ്പുകൾ പാരലാക്സ് പിശക് (Parallax error) കൂടാതെ എടുക്കണം. ഇതിന് കണ്ണ് അളക്കേണ്ട ദ്രാവക നിരപ്പിന് സമമായി പിടിച്ചു വായിക്കണം. കണ്ണ് ദ്രാവകനിരപ്പിന് മീതെ പിടിച്ചാൽ നിരപ്പ് മുകളിലുള്ള കുറഞ്ഞ അക്കത്തോടും കണ്ണ് താഴെപിടിച്ചുനോക്കിയാൽ നിരപ്പ് താഴെയുള്ള കൂടിയ അളവിനോടും സമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

2. ദ്രാവകം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പർ ഉയരിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ വലത്തു ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റോപ്പർ ഇടുത്ത് കൈ ബൂരററിന്റെ പിന്നിൽ കൂടി കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു തിരിക്കുക.

3. ബൂരറു എടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരു കൈ സ്റ്റോപ്പറിന്മേൽ നിർത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ഉയരി താഴെ വീണുപൊട്ടുന്നു. സ്റ്റോപ്പറും ബൂരറും ഒരു ചാട്ടുകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങിനെ താഴെ വീഴുകയില്ല.



ചിത്രം 12. പാരലാക്സ് പിശക്.

4. ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാണ്ടിമേൽ ലംബമായി നിർത്തണം:
5. ഭ്രാവകത്തിൽ വാതകക്കുമിളകൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.
6. നിരമിച്ഛാത്ത ഭ്രാവകങ്ങളുടെ താഴത്തേ മെനിസ്കസ്സും തിളങ്ങുന്നവയും (രസം) നിറമുള്ളവയുമായ ഭ്രാവകങ്ങളുടെ മുകൾ മെനിസ്കസ്സും ആയിരിക്കണം ഭ്രാവകനിരപ്പ്.
7. ആദ്യനിരപ്പ് വായിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്റ്റേറോപ്പർ തുറന്നു കുറച്ച ഭ്രാവകം പുറത്തേയ്ക്കു ഒഴുക്കണം. നോസിലും കൂടിനിറഞ്ഞാലെ അളവുകൾ ശരിയാവുകയുള്ളൂ.



8. സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ബ്യൂററിനും ക്ലാമ്പിനും ഇടയ്ക്കു ബ്രെർക്ഷണമോ കടലാസോ വച്ചിരിക്കണം.



9. നോസിലിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തേ തുള്ളിയും കൂടി അളവിൽപ്പെടുന്നു.

10. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡിൽനിന്നും മാറ്റി കഴുകി പ്രത്യേക മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നല്ലത്.

### പിപ്പറ്റ് (Pipette)

ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ദ്രാവകം മാത്രമേ ഒരു പിപ്പറ്റ് കൊണ്ടു് അളന്നെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പല അളവുകളിൽ അളന്നെടുക്കാവുന്ന പിപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടു്. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു് 10 ml, 20 ml എന്നീ അളവിലുള്ളവ മതിയാകുന്നതാണ്. ബർബിൻ മുക്കളിലുള്ള കഴലിലേ അടയാളംവരേയുള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവാണ് ബർബിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ഈ അടയാളത്തിലും അല്പമുകളിലേയ്ക്കും ദ്രാവകം കയറ്റിയശേഷം വിരൽകൊണ്ടു് സാവധാനം നിരപ്പു് താഴ്ത്തുക. ഫാലക്സ് പിശക് കൂടാതെ ദ്രാവകനിരപ്പു് വരയിൽത്തന്നെ നിൽക്കണം. അതിനു ശേഷം ദ്രാവകം അളന്നെടുക്കേണ്ട പാത്രത്തിനു് മുകളിൽ പിപ്പറ്റ് നിർത്തി വിരൽ മാറ്റി ദ്രാവകം സാവകാശം ഇറങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കുക. അവസാനത്തേ തുള്ളിയും വീണശേഷം ഏകദേശം  $\frac{1}{2}$  മിനുട്ടു് കഴിഞ്ഞു് മുക്കൾഅറ്റം വിരൽ കൊണ്ടു് അടച്ചു് മററുകൊണ്ടു് ബർബു് മൂടിപ്പിടിക്കുക. ബർബിലെ വായു വികസിച്ചു് പിപ്പറ്റിൽ ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന ദ്രാവകവും പാത്രത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇതും അളവിൽ പെട്ടതാണ് ഉപയോഗത്തിനുശേഷം പിപ്പറ്റും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പ്രത്യേ

കുവലിപ്പിലോ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പിപറ്റ് സ്റ്റാൻഡിലോ സൂക്ഷിക്കാം.



പിപറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്

### ബീം ബാലൻസ് (Beam balance)

പരീക്ഷണശാലയിൽ വളരെ അധികം പ്രയോജനമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ലോലവുമായ ഉപകരണമാണ് ബീംബാലൻസ്. പ്രധാനമായി രണ്ടിനം ബീംബാലൻസുകളാണ് ഉള്ളത്. 1. അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ ഭാരം കാണുന്നതിന്


ആവശ്യമായ അനലറ്റിക്കൽ ബാലൻസ് (**Analytical balance**) 2. അത്രതന്നെ സൂക്ഷ്മമല്ലെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന

പ്രയോജനപ്പെടുന്ന



ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ്. അനലിറ്റിക്കൽ ബാലൻസ് വില കൂടിയതും വേഗം കേടുവരാനുമാകയാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് മതിയാകുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടവിധവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഭാരംകാണുമ്പോൾ ബാലൻസ് അതിന്റെ പെട്ടിയിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് നല്ലത്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ത്രാസ് മറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തട്ടുകൾ മാറിവയ്ക്കണം. തട്ടുകൾ ആടുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാ



ചിത്രം 14 ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ്

യേയ്ക്കാവുന്ന കേടുപാടുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം. ത്രാസിന്റെ തട്ടുകൾ ബീമിനോട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ബീം താങ്ങിനിർത്തിയിരിക്കുന്നതും വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കത്തിമന (**knife edge**) കളിച്ചാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കുലുക്കങ്ങൾ കത്തിമനകളെ കേടുപരുത്തുന്നു. ഇത് ത്രാസിന്റെ സൂക്ഷ്മതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

ത്രാസിന്റെ തട്ടിൽ വസ്തുവോ പടികളോ വയ്ക്കുമ്പോഴും തട്ടിൽനിന്നും എടുക്കുമ്പോഴും ബീം താഴ്ത്തി ത്രാസ് വിശ്രമാവ സ്ഥയിലാക്കണം. പടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ഭാരം കൂടിയവ എന്ന ക്രമത്തിനു വയ്ക്കണം. പടികൾ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാതെ അതിനായി പ്രത്യേകം വച്ചിരിക്കുന്ന ചവണകൊണ്ടു മാത്രം എടുക്കണം. പെട്ടിയിൽനിന്നും തട്ടിലേക്കും തട്ടിൽനിന്നും പെട്ടിയിൽ അവയുടെ യഥാസ്ഥാനത്തേയ്ക്കും മാത്രമേ പടികൾ മാറാവൂ. തട്ടിൽനിന്നും പടികൾ മാറുന്നതിനു മുമ്പ് രണ്ടു പ്രാചര്യമെങ്കിലും അവയുടെ തുക കൂട്ടിനോക്കണം. കൃത്യമായി ഭാരം കാണുമ്പോൾ ത്രാസിന്റെ പെട്ടി അടച്ചു ബീം ഉയർത്തി സ്റ്റേലിൽ കൂടി സൂചനിയുടെ ചലനം ശ്രദ്ധിക്കണം. ത്രാസ് തുറന്നിരുന്നാൽ തട്ടുകളിൽ കാര്യം തട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരം കൃത്യമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

### ത്രാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ

1. ത്രാസിന്റെ തട്ടുകളും തൂക്കപ്പടികളും എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. പടികൾ ചവണ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ.
2. വസ്തു ഇടത്തെ തട്ടിലും പടികൾ വലത്തെ തട്ടിലും വയ്ക്കുക. പടികൾ എടുക്കുവാനും വയ്ക്കുവാനും ഇരുമുഖം കൂടുതൽ



സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. ബീം ഉയർന്നിലൂടെയോ ത്രാസിൽനിന്നും പടികൾ എടുക്കുകയോ ത്രാസിലേയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

3. ബാഷ്പീഭവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ആർദ്രീഭവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രത്യേകം അടപ്പുള്ള കുപ്പികളിലാക്കി തുക്കണം.

4. ത്രാസിന്റെ തട്ടുകളിലോ മറുഭാഗങ്ങളിലോ ജലവും മറു രാസവസ്തുക്കളും തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ചറ്ററിയാൽ ഉടൻതന്നെ നീക്കംചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം.

5. ത്രാസ് ഉയർത്തുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും ശ്രദ്ധയാടുകൂടി ആയിരിക്കണം.

6. ചൂടുള്ള വസ്തുക്കൾ ത്രാസിൽ തുക്കരുത്.


7. വളരെ കൃത്യമായി തുക്കം കാണേണ്ടിവരുമ്പോൾ പടികളും വസ്തുവും അന്തരിക്ക് ഉഷ്ണതയിൽ തന്നെ ആകുന്നതിന്നു ത്രാസിന്റെ തട്ടിൽ, ത്രാസി പെട്ടി അപ്പം തുറന്ന് നിർത്തി, ഏകദേശം 20 മിനിട്ട് നേരത്തേക്ക് വയ്ക്കുക.

8. ത്രാസിൽ തുക്കം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ സൂചി '0' പോയിന്റിന്റെ ഇരുവശത്തെയും തുല്യമായി ആടത്തക്കവിധത്തിൽ ബിമിലെ നട്ടുകൾ തിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കണം. അതുപോലെ ബീം ലബമാക്കിനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും വരുത്തണം.

9. ബാലൻസിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടി അടച്ച് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം.

10. ത്രാസ് സ്ഥലമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടുകൾ ബിമിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി എടുത്തുവയ്ക്കണം:

11. ഉപയോഗിക്കാത്ത അവസരത്തിലെല്ലാം ബീം താഴ്ത്തി ത്രാസ് വിശ്രമാവസ്ഥയിലാക്കണം.



ചിത്രം 15 അനലിറ്റിക്കൽ ബാലൻസ്




## സ്റ്റാൻഡുകൾ

പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് പലതരം സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ്, ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ്, ബ്യൂറോ സ്റ്റാൻഡ്, ടെബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവ കൂടുതൽ എണ്ണം ആവശ്യമായി വരുന്നു. ചില സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇരുമ്പുകൊണ്ടും മറ്റ് ചിലവ മരംകൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയവയുമാണ്. മൂടാക്കേണ്ടിവരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലോഹംകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടോ മരംകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ സൗകര്യപരമായ സരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം സ്റ്റാൻഡുകൾ കേട് വരാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

### 1. ഇരുമ്പ് സ്റ്റാൻഡുകൾ:—

റിട്ടോർട്ട് സ്റ്റാൻഡ്, ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. സാധാരണ വാച്ച് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഇവ താപത്തിനും നനവിനും വിധേയമാകുന്നതുകൊണ്ടു വേഗം ഇരുമ്പ് പിടിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടു സ്റ്റാൻഡ് കേട് വരികയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വൃത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇരുമ്പിരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ട. ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇഴർപ്പും തട്ടാത്ത ഷെൽഡുകളിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഇവ മറ്റ് ലോഹ ഉപകരണങ്ങളുടെയോ ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളുടെയോ രാസവസ്തുക്കളുടെയോ കൂടുതലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കും മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കും നാശം സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ


ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡുകൾ നല്ലതുപോലെ ഉരസി പെയിന്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകമായി കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം. ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞുടനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു സൂക്ഷിക്കണം. പരീക്ഷണസമയത്തു സ്റ്റാൻഡിൽ ജലമോ രാസവസ്തുക്കളോ പറ്റിയാൽ അവ തുടച്ചു മാറ്റണം. നാഡ അമ്ലങ്ങൾ വീണാൽ നേർത്ത സോഡിയം ബൈകാർബ്ബറേറ്റ് ലായനി ഒഴിച്ചശേഷം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി തുടച്ച് ഉണക്കി വയ്ക്കുക. സ്റ്റാൻഡുകൾ അഴിച്ചു മേശവലിപ്പിപ്പിന്നു തോതോ, തണ്ടു മേശയ്ക്കകത്തു കയറി നില്ക്കുതക്ക വിധത്തിലോ (ചിത്രം 16) മേശപ്പലകയ്ക്കു അടിഭാഗത്തോ (ചിത്രം 17) സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.



ചിത്രം 16




അശുഭമൂലം വേഗം കേട് വന്നു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ക്ലാമ്പുകൾ. മിക്ക ക്ലാമ്പുകളും നട്ടം സ്ക്രൂവാ മാതൃകയിലുള്ളവയാണ്. ഇവ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ചു പിരികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ മുറുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഉപയോഗത്തിനുശേഷം ക്ലാമ്പുകളുടെ പിരിയുള്ള ഭാഗത്തു് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ സഹായകമാണ്. ക്ലാമ്പ് മുറുക്കുമ്പോഴും അഴിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടും സാവധാനത്തിലും പ്രവർത്തിക്കണം. പരീക്ഷണസമയത്തു് ക്ലാമ്പുകൾ നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചശേഷമേ അവയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാവൂ.



ചിത്രം 17 സ്റ്റാൻഡുകൾ പലകയുടെ അടിഭാഗത്തു് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

മരംകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അവയുടെ പിരിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ബ്യൂററിനു് മരം കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ആണു് കൂടുതൽ യോജിച്ചതു്. ഇവ ഇടയ്ക്കു റാർണിഷോ പെയിന്റോ തേച്ചു് സൂക്ഷിക്കണം. ഇത്തരം സ്റ്റാൻഡുകളിലും ജലവുമോ രാസവസ്തുക്കളോ വിന്നാൽ ഉടന്നു നിന്നു ചെയ്തു് വൃത്തിയാ


ക്കണം. മരസ്സ്പ്രോറാൻഡുകൾ, ചുടാക്കേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.



ചിത്രം 18 ക്ലാമ്പുകൾ

ബുൺസൺ ബർണർ, ട്രിപ്പോഡ് സ്പ്രോറാൻഡുകൾ ട്രൈസ്റ്റോസ്കോപ്പ് സ്പ്രോറാൻഡുകൾ മുതലായവ ചുവരിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തട്ടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൗകര്യമായിരിക്കും.





ചിത്രം 19 ബുൺസൺബർണറിന് ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്ഥലം  
വിദ്യുത്സ്രോതസ്സുകളും അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധവും

വിദ്യുത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ രണ്ടതരം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യുത്വിതരണസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം. ലൈൻ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ആവശ്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ വേർടെ കറക്കേണ്ടിയും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആൾടർനേറ്റിങ് കറൻറ് (A. C.) ഡയറക്ട് കറന്റാക്കി (D. C.) മാറ്റേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇതിന്നു ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും റെക്ടിഫയറുകളും വാങ്ങിയോ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയോ മുൻകൂട്ടി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. വിദ്യുത്വിതരണമില്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംഭരണബാറ്ററികളാണ് വിദ്യുത്സ്രോതസ്സുകളായി ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുക. കറഞ്ഞ വേർടെ മതിയാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ഒരുപകരണമാണ് ലെക്ട്രൻഷെഡ്. സുലഭമായ വസ്തുക്കൾകൊണ്ട് ഇത്തരം സെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാം. പക്ഷെ

ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഇ. എം. എഫ് (E. M. F.) ക്രമേണ കുറയുന്നു. ഒരു സെല്ലിന്റെ E. M. F. 1.5 വോൾട്ടാണ്. ടോർച്ച് ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതരം ചെറിയ ഡ്രൈബാറ്ററികളും ഉപയോഗിക്കാം. വലിയ ഡ്രൈബാറ്ററികളും (6 volts) ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ സെല്ലുകൾ 5 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മതിയാകുന്നതാണ്.

### സംഭരണ ബാറ്ററികൾ: -

ഇത്തരം ബാറ്ററികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകഗുണം അവയിൽ നിന്നും ഒരേ ശക്തിയോടുകൂടിയ വിദ്യുതി ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ശക്തിക്കുയിച്ച ബാറ്ററികൾ വീണ്ടും ചാർജ്ജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. ബാറ്ററികളിൽ ലെഡും ലെഡ് ഡയോക്സൈഡും ഇലക്ട്രോഡുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1.18 മുതൽ 1.21 വരെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുള്ള സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് സംഭരണബാറ്ററിയിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്:

### സംഭരണ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ

1. ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ചാർജ്ജ് പരിശോധിക്കണം. ഇതിനായി ഒരു വോൾട്ട്മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു പോളുകളും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത് 2 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം വോൾട്ടേജ് 1.8 ഉം ആതിൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ ബാറ്ററികൾ വീണ്ടും ചാർജ്ജ് ചെയ്ത ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.



2. ബാറ്ററിയിൽ ഷോർട്ട്സർക്യൂട്ട് (Short Circuit) സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഘുപഥനം മൂലം ബാറ്ററി മുഴുവനും കേടുവന്നുപോകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ വിദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാകമ്പികളും നല്ലതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് (Insulated) ചെയ്തതായിരിക്കണം. അവയുടെ സ്വതന്ത്ര അഗ്രങ്ങൾ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

3. ബാറ്ററി സാമാന്യം ഭാരമുള്ളതാകയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരിടത്തു നിന്നും മററൊരിടത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടു പോകാവൂ. ഇങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ബാറ്ററി എങ്ങും മട്ടാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

4. ഉപയോഗം കൊണ്ടു ചാർജ്ജ് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി വീണ്ടും ചാർജ്ജ് ചെയ്യണം. ആ ചര്യുതീർന്നതായിരിച്ചു ബാറ്ററിയിൽ വരവിയ ജലം ഒഴിച്ചു വെക്കണം.

5. ബാറ്ററിയുടെ ശേഷിക്കാത്ത പ്രവർത്തനമേ അതു ഉപയോഗിച്ചു നടത്താവൂ. ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതും ദോഷകരമാണ്.


6. ലോഹഉപകരണങ്ങളും സൂക്ഷ്മഉപകരണങ്ങളും ആസിഡ് ബാഷ്പം തട്ടിയാൽ കേടുവരുവാനിടയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്നും അകന്ന സ്ഥാനത്തു ബാറ്ററി സൂക്ഷിക്കണം.

7. റെക്ട്രൈയർ ഉപയോഗിച്ചു ലൈൻ വിദ്യുത് കർമ്മത്തിലെ ഡയറക്ട് കരൻറ് ആക്കി മാറ്റിയശേഷം അതുപയോഗിച്ചു ബാറ്ററി ചാർജ്ജ് ചെയ്യും. ചാർജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് (Negative) റെക്ട്രൈയറിന്റെ നെഗറ്റീവ് വുമായും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വുമായും ബന്ധിപ്പിക്കണം. ബാറ്ററി പൂർണ്ണമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്താൽ ചേരു സമയം നൽകേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായി 42 ആമ്പിയർ

അമ്പർ (Ampere hour) ശേഷിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററി 2 ആമ്പിർ ധാരകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ചാർജ്ജ് ചെയ്യുവാൻ മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ്. ചാർജ്ജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി 2.6 വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നു.

ചാർജ്ജ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബാറ്ററി റെക്ടിഫയറിനിന്നും വേർപെടുത്തുക. അതിനുശേഷമേ റെക്ടിഫയർ വിദ്യുത് ധാരയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താവൂ. ഇത് പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡിസ് ചാർജ്ജ് ചെയ്ത് റെക്ടിഫയറിന് കേടു സംഭവിക്കും.

### വിദ്യുത് പ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുവാൻ



ചല രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ ശക്തിയിലുള്ള വിദ്യുത് പ്രവാഹം ആവശ്യമായിവരുന്നു. വിദ്യുത് ധാരയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് റിയോസ്റ്റാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന രോധ ശക്തിയുള്ള ഇനാമൽ ചെയ്ത കമ്പി ഒരു പോർസലേയിൻ കുഴലിൽ ചുറ്റുന്നു. ഇതിനേൽ ഇരു പശ്ചാത്തയ്ക്കം നീക്കാവുന്ന ഒരു 'നിരങ്ങൽ സംസ്पर्ശം' (Sliding contact) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നിശ്ചിത വശത്തേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു സർക്കിട്ടിലെ രോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചോ കുറച്ചോ പ്രവാഹത്തിന്റെ ശക്തി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം. റിയോസ്റ്റാറ്റർ സർക്കിട്ടിൽ സിരീസ് ബന്ധത്തിലാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്.



## വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ

വിദ്യുത് ധാരയുടെ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ (**Induction coil**) ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ സെല്ലുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെ (6-12 v) വളരെ അധികം (5000—15000v) ഉയർത്തുവാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ സാധിക്കും. പരീക്ഷണശാലയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ കാർകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 6 v ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്. താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിക്കണം.

1. സെക്കണ്ടറി ചുരുളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പികൾ ചരസ്സരം അകന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വോൾട്ടേജിലുള്ള വിദ്യുതിരോധനം ഭേദിച്ച് കമ്പികൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് പ്രവാഹം ഉണ്ടായി ലഘുപഥം സംഭവിക്കുന്നു.

2. പ്രൈമറികോയിൽ 6 v. ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടിയ വോൾട്ടേജുമുള്ള വിദ്യുതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുത്.

3. ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ തൊടുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. സെക്കണ്ടറി ചുരുളിനേയും വരുന്ന കമ്പികൾ സ്പർശിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്.

4. ഇൻഡക്ഷൻ കോയിൽ കട്ടികളുടെ സ്വതന്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്.

## ചെമ്പ് സിങ്ക് എന്നിവയുടെ അമാൽഗമം

മർക്കുറിയുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങളെയോ ലായനിയേയോ ആണ് അമാൽഗം എന്ന് പറയുന്നത്.

അമാൽഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മൂടുവാക്കുക എന്നാണ്. മർക്കുറി അധികമായി അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമാൽഗം ആദ്യഘാതത്തെക്കാൾ മൂടുവായിക്കാണുന്നു. ചില വിദ്യുത്പാകങ്ങളെക്കുറിച്ച് 'മർക്കുറികപ്പകൾ' ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു. അതായത് ഒരു മരക്കഷണത്തിന്മേൽ ദ്വാരം തുളച്ചു കമ്പികൾ അതിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദ്വാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കട്ടിയുള്ള ചെമ്പ് കമ്പികൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെമ്പുകമ്പികളിൽ അമാൽഗമനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കമ്പികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥിതിയിൽ വിദ്യുത്സ്രോധം വളരെ അധികം കുറഞ്ഞുകിട്ടുന്നു. ചെമ്പുകമ്പികൾ ആദ്യം എമറി പേപ്പർകൊണ്ട് ഉരച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. വെള്ളത്തിൽ നല്ലതു പോലെ കഴുകിയശേഷം പുതുതായി തയ്യാറാക്കിയ മർക്കുറിക് നൈട്രേറ്റ് ലായനിയിൽ (നൈട്രിക് ആസിഡ് മെർക്കുറിയിൽ ചേർക്കുക) മുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലായനിയിൽനിന്നും മാറുമ്പോൾ കമ്പിയിൽ കറുത്ത ഒരു ആവരണം കാണാം. എന്നാൽ ഒരു തുണികൊണ്ട് ഉരച്ചുതുടച്ചാൽ വളരെ ശോഭയുള്ള വെളുത്ത മർക്കുറി ആവരണം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു.

സെല്ലുകളിലെ 'ലോക്കൽ ആക്ഷൻ' തടയുന്നതിന് സിങ്ക് ഭണ്ഡിൽ അമാൽഗമനം ചെയ്യാറുണ്ട്. രാസപരമായ ശുദ്ധസിങ്കിന് വില കൂടുതലാണ്. വാണിജ്യപരമായി ലഭിക്കുന്ന സിങ്കിൽ കാർബൺ മാലിന്യമായുള്ളതിനാൽ സിങ്ക് കാർബൺ ചേർന്ന് സിങ്ക് ഭണ്ഡിൽതന്നെ സെൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ പുറമേയുള്ള വിദ്യുത്പ്രവാഹം കുറയുന്നു. ഇതിനെയാണല്ലോ ലോക്കൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അമാൽഗമനം നടത്തിയ സിങ്ക് ഭണ്ഡിൽ ആസിഡുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത് സിങ്ക് അമാൽഗമാകയാൽ സിങ്കിൽ ഉള്ള മാലിന്യങ്ങൾക്ക് അമ്ലവുമായി സമ്പർക്കം കിട്ടാത്തതിനാൽ വിദ്യുത് ഉല്പാദനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.



സിക്ട്രേഡ് ആദ്യം സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഗ്രിസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അത് നേർത്ത കോസ്റ്റിക് സോഡാലായനിയിൽ കഴുകുക. സിക്ട്രേഡ് നേർത്ത സർഫേറ്റിക് ആസിഡിൽ മുക്കിനിർത്തുക. വാതകക്ഷമിളകൾ പുറപ്പെടു കണ്ട ഉടനെ മാറുക. ട്രേഡ് ഉണങ്ങിയശേഷം ഒരു ഉറപ്പുള്ള ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ മർക്കറി ഉരസിത്തേയ്ക്കണം. ട്രേഡിന്റെ ഉപരിതലം മുഴുവനും മെർക്കറികൊണ്ട് പുതുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാനം അധികമുള്ള മെർക്കറിവാർന്നിറങ്ങുവാൻ ട്രേഡ് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ലംബമായി നിർത്തുക. മർക്കറി മുഴുവൻ വാൻ കഴിഞ്ഞശേഷം ട്രേഡ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

### ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പരീക്ഷണങ്ങൾ

#### (Electro Static experiments)

സ്റ്റാറ്റിക് വിദ്യുത് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നന്നവില്ലാത്തവയായിരിക്കണം. ട്രേഡുകൾ ഇഴുപ്പുള്ളവയോണെങ്കിൽ അവയെ വിദ്യുത് ആവേശിതമാക്കുവാൻ (Electrify) സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രേഡുകളും സിൽക്ക്, കമ്പിളി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളും ഇളം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. അരക്ക് ട്രേഡുകൾ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉരുകിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എബറൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഴുപ്പും ഗ്ലാസ് നിലനിർത്തുന്നു. അതിനാൽ ചാലക ട്രേഡുകളുടെ പിടി എബറൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് നല്ലത്. ഗ്ലാസ് പിടികളാണെങ്കിൽ അവയെ അരക്ക് വാർണിഷ് കൊണ്ട് ലേപനം ചെയ്യുന്നത് ഇഴുപ്പും ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഹായകമാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ഗ്ലാസ് ട്രേഡുകൾ എബറൈറ്റ് ട്രേഡുകൾ, അല്പം സിൽക്ക്, കമ്പിളി എന്നിവ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില പ്ലാസ്റ്റിക് ചിപ്പുകൾ

ഉപയോഗിച്ചും സാഹിത്യ വിദ്യതി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ സംധിക്കുന്നതാണ്:

### വിദ്യുത് കാന്തിക ഉപകരണങ്ങൾ

ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ചില മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമീപ പ്രദേശത്ത് ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശരിയായി വിജയിക്കുകയില്ല. ചില സൂക്ഷ്മപരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചും കീശയിൽ കിടക്കുന്ന താക്കോലും കൂടി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവരും.

തെറ്റായ വിദ്യുത് ബന്ധങ്ങൾ, ലഘുപഥം ശക്തിയേറിയ വിദ്യുത് പ്രവാഹം മുതലായവ ചില സൂക്ഷ്മ ഉപകരണങ്ങളെ എന്നെന്നേക്കുമായി കേടുപാടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യുത് സർക്യൂട്ടുകളും പരീക്ഷണോപകരണങ്ങളും അധ്യാപകൻ പരിശോധിച്ചശേഷമേ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യുതിപ്രവഹിപ്പിക്കാവൂ. ലഘുപഥം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ മില്ലാകമ്പികളും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. കമ്പികൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം ടേപ്പ് വച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്പികൾ വൃത്തിയായി അടക്കി വെച്ചിരിക്കണം. കമ്പിയുടെ നീളം അധികമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളനീളം ഒരു പെൻസിലിന്മേൽ മുരുകിച്ചുറ്റി പെൻസിൽ നീക്കിയാൽ ഒരു ചുരുൾപോലെ നില്ക്കുന്നു. ഓർനോട്ടത്തിൽതന്നെ സർക്യൂട്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ കമ്പികൾ കൂടമായി അടക്കിവയ്ക്കണം. കമ്പികൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറകൾ ചൂണ്ടി നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കിയശേഷം അറകളുടെ ചേർത്ത് നല്ല തുപ്പോലെ പഠിക്കണം. ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നല്ലതുപോലെ മുരുകിയില്ലെങ്കിൽ വിദ്യുതി ശരിയായി പ്രവഹിക്കുകയില്ല. സ്വീച്ചുകളുടെയും പ്രതിരോധകങ്ങളുടെയും സ്വർഗസ്ഥാനങ്ങൾ



കാർബ്ബൺടെട്രാക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കും എല്ലാവിധുത ഉപകരണങ്ങളും തുറർപ്പം നട്ടാത്ത സ്ഥാനത്തു സൂക്ഷിക്കണം. വീടുത ചാർജ്ജുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇ ചുട്ട് തട്ടിച്ച് നീക്കാവുന്നതാണ്.

### കാന്തങ്ങൾ

കാന്തസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് കാന്തങ്ങൾ കീപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു ചെറിയ മരചിട്ട് കൊണ്ടു രണ്ടു കാന്തങ്ങളും സ്വർഗ്ഗനമില്ലാതെ വേർതിരിച്ച് വിജാതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടുത്തു വരത്തക്കവിധത്തിൽ വച്ച് രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ പച്ചിരിമ്പ് കഷണങ്ങൾ (കീപ്പർ) പിടിപ്പിച്ച് കാന്തങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാം. ലാട് കാന്തത്തിന് ഒരു കീപ്പർ മതിയാകുന്നതാണ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ കാന്തസ്വഭാവം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് ചൂടാക്കി പഴുപ്പിച്ചശേഷം തണുത്തജലത്തിൽ മുക്കുക.

### കലോറി മീറ്ററുകൾ

കലോറിമീറ്ററുകൾ ചെമ്പിന്റെയോ അലുമിനിയത്തിന്റെയോ ഒറ്റത്തകിട് കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയവയായിരിക്കണം. വിളക്കു ഉണ്ടാക്കുന്നവ ചാരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ കലോറിമീറ്റർ 3"x2" അളവുകളോടു കൂടിയവയും, 3"x1½" അളവോടു കൂടിയവയുമാണ്. ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏതാനും കലോറിമീറ്ററുകൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. താഴ്ന്ന ക്ലാസിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുറംപാത്രം ആവശ്യമില്ല. കലോറിമീറ്റർ ഒരു ബിക്കറി ലിരിക്കുന്ന വലിയ കോർക്കിന്മേൽ വച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. ആപേക്ഷികതാപം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കുറച്ചു അധികം ലോഹം ഉപയോഗിക്കണം. ഭാരശൂന്യതയ്ക്കുള്ള കലോറിമീറ്ററുകൾ ധാരാളം താപം ഗ്രഹിക്കുന്നതു

കൊണ്ട് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കും. കൃത്യമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല കലോറി മിററുകളും പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മൂന്ന്

## രാസവസ്തുക്കൾ

### സംഭരണവും ഉപയോഗവും

ശാസ്ത്രപരിശീലനം നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് ചെറിയ പരീക്ഷണശാലയിലായാൽപോലും പലതരം രാസവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇവ ഇന്ന് തിരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വളരെ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സംഭരിച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തു് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചെറിയ കുപ്പികളിലോ മറ്റു പാത്രങ്ങളിലോ ആക്കി ഒരു പ്രത്യേകം ഭേയിൽ വച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ കുപ്പികളിലാക്കി ഷെൽഫിൽ പരീക്ഷണശാലയിൽതന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. രാസവസ്തുക്കൾ ക്രമപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നതിന് പല സമ്പ്രദായങ്ങൾ പാലിക്കാറുണ്ട്.

ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലോഹത്തിന്റെ എല്ലാസംയുക്തങ്ങളും അക്ഷരമാലക്രമത്തിൽ അടുത്തടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ സോഡിയം ഷോറൈഡ്, സോഡിയംനൈട്രേറ്റ്, സോഡിയം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ സോഡിയം സംയുക്തങ്ങൾ അടുത്തടുത്തായി വയ്ക്കുന്നു.



മരൊരു രീതിയിൽ വിവിധലോഹങ്ങളുടെ ഒരു ഇനം സംയുക്തങ്ങൾ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ അടുത്തടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ്, ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്, ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ്, മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ്, സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ക്ലോറൈഡുകൾ അടുത്തടുത്തു കാണുന്നു. ഏതു സംവിധാനമായാലും ഓരോ രാസവസ്തുവിന്റെ കപ്പിക്കും ഒരു ക്രമനമ്പർ കൊടുക്കുകയും ആ ക്രമനമ്പർ അനുസരിച്ച് ഷെൽഫുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ദ്രവഗം കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്. രാസവസ്തുക്കളുടെ ക്രമനമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സൂചിക ഓരോ പ്രവർത്തനമേശയിലും വയ്ക്കുന്നത് കട്ടികൾക്കു കൂടുതൽ സഹായകമായിരിക്കും. ഓരോ കപ്പിയിലെയും രാസവസ്തുക്കൾ തിരുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുവാൻ അദ്ധ്യാപകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഓരോ കപ്പിയിന്മേലും അതു് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേര്, രാസവാക്യം, വസ്തുവിന്റെ ഗാഢത എന്നിവ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇതിന് കപ്പിയിന്മേൽ പ്രത്യേകമഷി കൊണ്ട് എഴുതുകയോ, കൂടുതൽ വൃത്തികിട്ടുന്നതിന് ഈ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേബൽ പഴക്കംകൊണ്ട് കേടുവരുവാനു ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് വസ്തുവിന്റെ രാസവാക്യമെങ്കിലും മഷികൊണ്ട് കപ്പിയിന്മേൽ എഴുതിയിരിക്കണം. നനവുതട്ടി കേട് വരാത്ത വിധത്തിൽ ലേബൽ മെഴുക്കൊണ്ടോ പേപ്പർ വാർണിഷ്കൊണ്ടോ ആ വരണം ചെയ്തിരിക്കണം. ലേബൽ കേട് വന്നാൽ അതു മുഴുവനും നീക്കിയശേഷം പുതിയ ലേബൽ ഒട്ടിക്കണം. പേരു എഴുതിക്കൊണ്ടാത്ത വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നശേഷമേ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

ഒരു ഷെൽഫിൽനിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു കുപ്പി ഉടൻതന്നെ അതേസ്ഥാനത്തു് വയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം കുട്ടികൾക്കു് നൽകണം. പൊതുഷെൽഫിൽനിന്നും ഒരു രാസവസ്തു എടുക്കുന്ന മെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബോ മറ്റൊരു കുപ്പിയോ കൊണ്ടു് കുട്ടി അങ്ങോട്ടു് പോകുകയും ആവശ്യമായ വസ്തു എടുത്തശേഷം കുപ്പി ഭദ്രമായി അടച്ചു അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. സ്ഥാനം തെറ്റാതിരിക്കുവാൻ ഷെൽഫിൽ ഓരോ കുപ്പിയും വയ്ക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനം ആ കുപ്പിയുടെ ക്രമ നമ്പർ ഒട്ടിച്ചുവെച്ചു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് നല്ലതാണ്. ചെറിയ കുപ്പികളിൽനിന്നും രാസവസ്തുക്കൾ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും കുപ്പിയുടെ അടപ്പും ഒരു കയ്യിലും കുപ്പി മററുകയ്യിലും പിടിച്ചു് ഒഴിച്ച കുപ്പിയുടെ അടപ്പു് ഉടൻതന്നെ കുപ്പിയിൽ വെച്ചു് യഥാസ്ഥാനത്തു് കുപ്പിവയ്ക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ സമ്പ്രദായം എല്ലാവരും കണിശമായി പാലിച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ള രാസവസ്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്കേണ്ടതായി വരികയില്ല. ഓരോ കുട്ടിയും സ്വന്തം ഭേദിയിൽനിന്നും രാസവസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ക്രമം പാലിക്കണം.

രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുപ്പികൾ എല്ലാം ഒരേ ആകൃതിയിലും ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ആകുന്നതാണ് ഭംഗി. ഇവയുടെ അടപ്പുകൾ കുപ്പിയെ ഭദ്രമായി അടയ്ക്കുന്നവയായിരിക്കണം. കുട്ടികൾക്കു് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കുപ്പികൾ 250 മി. ലി. അളവുകളിൽ മതിയാകുന്നതാണ്. ചില വസ്തുക്കൾ അധികം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 250 മി. ലി. കുപ്പികളും ഉപയോഗിക്കാം. നേർത്ത അമ്ലങ്ങൾ, ക്ഷാരങ്ങൾ, അമോണിയ എന്നിവ 500 മി. ലി. കുപ്പികളിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. കുറഞ്ഞ തോതിൽ ആവശ്യമുള്ള സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്, ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ ലായനികൾ 75 മി. ലി. കുപ്പികളിൽ വയ്ക്കും



വന്നതാണ്. ഇത്തരം കുപ്പികളുടെ അപ്പ് ഗ്രാസുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും മുക്കുഭാഗം പരന്ന് അല്പം കവിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന തരവുമായിരിക്കണം. ക്ഷാരലായനികൾക്ക് ഗ്രാസ് അപ്പുകൾ യോജിച്ചവയല്ല. ഇവകൊണ്ട് അപ്പുകൊണ്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

വലിയ വിഞ്ചസ്റ്റർ കുപ്പികളും ഗാഡ് ആസിഡ് ഭരണികളും സ്റ്റോർമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഗാഡ് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭരണികൾ വലിയ ബക്കറിലോ തകരപ്പാട്ടയിലോ വച്ച് ചുറ്റും മണൽ നിറയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ജലനസ്വഭാവമുള്ള പെട്രോൾ, സ്പിരിറ്റ് മുതലായ വസ്തുക്കൾ സൈനിക യുദ്ധങ്ങളിൽ പുറമേ പ്രത്യേക മുറിയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ മുറികൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള വയുമായിരിക്കണം. പരസ്പരം രാസപ്രവർത്തനമുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ അടുത്തടുത്ത് വയ്ക്കരുത്. നിറം കൊണ്ട് തെറ്റിയിരിക്കപ്പെടാനുള്ള വസ്തുക്കളും (സോഡിയം & മഞ്ഞഫോസ്ഫറസ്) അകറ്റിനിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. വലിയ സഭരണികൾ അല്പാപകൻ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം. മഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് വെള്ളത്തിനടിയിലും സോഡിയം പൊട്ടാസിയം എന്നിവ മണ്ണെണ്ണയിലും മുക്കിയിരിക്കണം. പരിശോധനാസമയത്ത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാക്കിവരുന്ന ഫോസ്ഫറസ് കത്തിച്ചു കളയണം. സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം എന്നിവ ചെറു ശകലങ്ങളാക്കി ജലവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കണം. ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ സിങ്കിലോ ചവറുകുട്ടയിലോ ഇടരുത്. വായുവുമായി രാസപ്രവർത്തനമുള്ള വസ്തുക്കളും ജലഗ്രഹണശക്തിയുള്ള ആർദ്രഭാവവസ്തുക്കളും വായുനിബലമായ പാത്രങ്ങളിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ ബാഷ്പീഭവിക്കുന്നവസ്തുക്കളും വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നവസ്തുക്കളും നല്ല അപ്പുള്ള കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇരുമ്പ്, മഗ്നീഷ്യം

ഉടങ്ങിയ ഈപ്പത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ വായുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മെഴുകു കടലാസിലോ, എണ്ണയിലോ പെട്രോളിലോ അറയെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമനുസരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്, ഈതെൽ അയഡൈഡ്, അനിലിൻ, ഗ്ലിസറോൾ, ആൽക്കഹോൾ എന്നിവ തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്തു് സൂക്ഷിക്കണം. അപകടകാരികളും വിലകൂടിയവയുമായ ഗാഢ ആസിഡുകൾ, ആർസനിക്, മെർക്വറിലവണങ്ങൾ, സൈനൈഡുകൾ, ക്ലോറോഫോം ഈതെൽ ആൽക്കഹോൾ മുതലായവ പ്രത്യേകം ചൂട്ടിവച്ച് സൂക്ഷിക്കണം.

### സാധാരണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമായ ബഞ്ച് റിയേജൻറുകൾ (Bench reagents) നിർമ്മിക്കൽ

സാധാരണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്ര ഗാഢതയോടു കൂടിയ രാസവസ്തുക്കളെ ബഞ്ച് റിയേജൻറുകൾ എന്നു് പറയുന്നു. ഇതിനു് ആവശ്യമായ ലായനികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പല സമ്പ്രദായങ്ങളാണു് പാലിച്ചുപോരുന്നതു്.

#### 1. ഏകദേശ ഗാഢത

ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ രാസവസ്തുക്കൾക്കു് ഒരു നിശ്ചിത ഗാഢത വേണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. ലായനിക്ക് രാസപ്രവർത്തനത്തിനു് ആവശ്യമായ ഗാഢത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നു മാത്രം. ഓരോ ലായനിയും ആവശ്യത്തിനു് വേണ്ടത്ര ഗാഢതമോ നേർപ്പിച്ചതോ ആയിരിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ എളുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര എടുക്കണം എന്നു ഏകദേശജ്ഞാനം കിട്ടാത്തതു കൊണ്ടു് രാസവസ്തുക്കൾ വൃഥാ വ്യയം ചെയ്തുപോകുന്നു. മാത്രമല്ല



ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഗാഢത സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്.

## 2. നോർമൽ ലായനി സമ്പ്രദായം

മേൽ ചേർത്ത ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചിത ഗാഢതയിലുള്ള റിയേജൻറുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നു. നോർമൽ ലായനി, 2-നോർമൽ ലായനി 3-നോർമൽ ലായനി എന്നീ ഗാഢതകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നോർമൽ ലായനി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു രാസവസ്തുവിന്റെ ഒരു ഗ്രാം തുല്യഭാരം ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലായനിയാണ്. 2 നോർമൽ ലായനിയിൽ ഇതിൽ രണ്ടു മടക്കും 3 നോർമൽ ലായനിയിൽ ഇതിന്റെ 3 മടക്കും രാസവസ്തു ലയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പ്രതിപ്രവർത്തന നിയമപ്രകാരം 10 c c ഒരു വസ്തുവിന്റെ നോർമൽ ലായനിയുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ 10 c. c. നോർമൽ ലായനിയോ 5 cc 2നോർമൽ ലായനിയോ ആവശ്യമാണ്. ഈ വസ്തുത മനസ്സിൽ വെച്ച് രാസവസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗാഢതയിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ആവശ്യത്തിനത്രയും എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങിനെ നിശ്ചിത ഗാഢതയിലുള്ള ലായനികൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം. നേർത്ത അമ്ലങ്ങൾ, ക്ഷാരങ്ങൾ, അമോണിയ എന്നിവ 10 ലിറ്റർ വീതം ഉണ്ടാക്കി വലിയ കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റെളുവ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒരു ലിറ്റർ വീതവും സാധാരണ ആവശ്യമില്ലാത്തവ കുറച്ചുമാത്രം റിയേജൻറ് കുപ്പികളിലും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം.

താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അളവിൽ അതാത് രാസവസ്തുക്കൾ ഒരു ലിറ്റർ സ്ഥിതി ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം

2 നോർമ്മൽ ലായനി കിട്ടും. നിശ്ചിത അളവിലുള്ള രാസവസ്തു കൃത്യമായി തുക്കിപ്പറ്റണം. ഒരു ലിറ്റർ സ്റ്റാൻഡാർഡ് ഫ്ളാസ്കിലേ കുറച്ച സ്പെസിമെന്റലിൽ ലയിപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം വാഷ് ബാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റാൻഡാർഡ് ഫ്ളാസ്കിൽ അടയാളംവരെ വളരെ കൃത്യമായി നിറയ്ക്കുക. അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഫ്ളാസ്കിന്റെ വക്കുകളും ഫണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴുകിയശേഷമേ ലിറ്റർ അടയാളംവരെ കൃത്യമാക്കാവൂ. ഫ്ളാസ്കിൽ അടച്ചുനല്ലതുപോലെ കുലുക്കുക. കിട്ടുന്ന ലായനി ഏകദേശം 2 നോർമ്മൽ ലായനിയായിരിക്കും.

അനുദിന ആസിഡ്-ഗ്ലേഷ്യൽ	$\text{CH}_3 \cdot \text{COOH}$	300 മി.ലി
സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്-ഗ്രാഡം	$\text{H}_2 \text{SO}_4$	56 മി.ലി
നൈട്രിക് ആസിഡ്	$\text{HNO}_3$	127 ,,
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്	$\text{HCl}$	200 ,,
സോഡിയംഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	$\text{NaOH}$	80 ഗ്രാം
പൊട്ടാസിയംഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	$\text{KOH}$	102 g ഗ്രാം
അമോണിയംഹൈഡ്രോക്സൈഡ്	$\text{NH}_4\text{OH}$	108 മി.ലി
അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്	$\text{NH}_4\text{Cl}$	107 ഗ്രാം
അമോണിയം ഓക്സലേറ്റ്	$(\text{NH}_4)_2 \text{C}_2\text{O}_4$	35.5 ഗ്രാം.
ബേരിയം ക്ലോറൈഡ്	$\text{BaCl}_2$	122 ഗ്രാം
കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്	$\text{CaCl}_2$	55 ഗ്രാം
കോബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ്	$\text{Co} (\text{NO}_3)_2$	145 ഗ്രാം
ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ്	$\text{FeCl}_3$	90 ഗ്രാം
ഫെറസ് സൾഫേറ്റ്	$\text{Fe SO}_4$	20 ഗ്രാം
മർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ്	$\text{HgCl}_2$	27 ഗ്രാം
പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ്	$\text{K}_2 \text{C}_2\text{O}_7$	49 ഗ്രാം
പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്	$\text{KMnO}_4$	3 ഗ്രാം
പൊട്ടാസിയം ഫെറോസൈനൈഡ്	$\text{K}_4\text{Fe} (\text{CN})_6$	211 ഗ്രാം



സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്

$\text{AgNO}_3$  34 ഗ്രാം

സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്

$\text{Na}_2\text{HPO}_4$  120 ഗ്രാം

ഒരു ലിറ്ററിലും കൂടുതലായി ലായനി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആവശ്യമായ ജലം അളന്നു വിഞ്ചസ്റ്റർ കപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചു അതിന്റെ നിരപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനു ശേഷം ഈ ജലം മാറ്റി കുറച്ചുമാത്രം കപ്പിയിൽ നിർത്തുക. മേൽചേർത്ത തോതിന്റെ അനുപാതത്തിൽ ആവശ്യമായ വസ്തു കണക്കാക്കി അളന്നെടുത്തു വിഞ്ചസ്റ്റർ കപ്പിയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിലുള്ള കുറച്ച ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചശേഷം ലായനിയുടെ നിരപ്പ് മുമ്പു അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിരപ്പ് വരെ ഉയർത്തുക. കപ്പി നല്ലതുപോലെ കുലുക്കുക.

പരീക്ഷണ ശാലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ ചില രാസവസ്തുക്കൾ

**ആസിഡുകൾ:-**

അസറ്റിക് ആസിഡ്:- $\text{CH}_3\text{COOH}$

തന്മാത്രാഭാരം—60 ; തുല്യാങ്കഭാരം—60

വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് 98.9% ആസിഡ് അടങ്ങിയതാണ്. ഒരു ലിറ്ററിൽ 1045 ഗ്രാം അസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലേഷ്യൽ ആസിഡിന്റെ ഗാഢത  $1045/60 = 17.4N$  ആയിരിക്കും. ഗാഢ അസറ്റിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗം ഗ്ലേഷ്യൽ ആസിഡിനോട് 3 ഭാഗം സേപദിതജലം ചേർത്ത് നേർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ലിറ്റർ മൃകാഭാഗനോർമൽ ആസിഡ് തയ്യാറാക്കുവാൻ  $1000/17.4 = 58$  c.c ഗ്ലേഷ്യൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണ്.

## സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്— $H_2SO_4$

തന്മാത്രാഭാരം—98. തുല്യാങ്കഭാരം—49

വീപണിയിൽ കിട്ടുന്ന ഗാഢ ആസിഡിന്റെ സാന്ദ്രത 1.843 ഗ്രാം/മി.ലി. ആണ്. ഇതിൽ 99%വും 95.9%വും ആസിഡ് അടങ്ങിയ രണ്ടിനം ഉണ്ട്. ആസിഡിന്റെ അളവ് 96% ആണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ 1769.3 ഗ്രാം  $H_2SO_4$  ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ആസിഡിന്റെ ഗാഢത  $1769.3/49=36$  നോർമൽ ആയിരിക്കും. 1 ലിറ്റർ നോർമൽ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ  $1000/36=28$  മി.ലി. ഗാഢസൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണ്.

## നൈട്രിക് ആസിഡ്: $HNO_3$

തന്മാത്രാഭാരം—63.

തുല്യാങ്കഭാരം.—63.

ഗാഢഅമ്ലത്തിന്റെ ആപേക്ഷികസാന്ദ്രത 1.42 ആണ്. ഇതിൽ 69.8%  $HNO_3$  അടങ്ങിയിരിക്കും ഒരു ലിറ്റർ ഗാഢ ആസിഡിൽ 991 ഗ്രാം ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ഗാഢഅമ്ലം 15.7 നോർമൽ ആയിരിക്കും. ഒരു ലിറ്റർ നോർമൽ ആസിഡ് തയ്യാറാക്കുവാൻ  $1000/15.7=63.6$  മി.ലി ഗാഢആസിഡ് ഉപയോഗിക്കണം.

## ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്:—

തന്മാത്രാഭാരം. 36.47—തുല്യാങ്കഭാരം 6.47

ഗാഢ ആസിഡിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത 1.16. ഇതിൽ 31.52%  $HCl$  അടങ്ങിയിരിക്കും. ഒരു ലിറ്ററിൽ 366 ഗ്രാം ആസിഡ് ഉള്ളതിനാൽ ഗാഢ  $HCl$  10.03 നോർമൽ



ആയിരിക്കും. ഒരു ലിറ്റർ നോർമൽ ആസിഡ് തയ്യാറാക്കുവാൻ  $1000/10.3 = 99.7$  c. c. ഗാഢ HCl ഉപയോഗിക്കണം.

### ക്ഷാരങ്ങൾ

#### സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് NaOH

തന്മാത്രാഭാരവും തുല്യങ്കഭാരവും 40.

പരീക്ഷണശാലയിൽ ശുദ്ധസോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആർദ്രീഭാവ സ്വഭാവം വളരെ അധികം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഖര രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷാരം നല്ലതുപോലെ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. വായുവിൽനിന്നും കാർബണേറ്റ് ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്തു കാർബണേറ്റ് ആയി മാറുന്നതിനാൽ വായുസമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം. കാസ്റ്റിക് ഇണമുള്ള ഈ ക്ഷാരം തൊലിയിൽ പൊള്ളൽ ഏല്പിക്കുന്നു. ഗാഢലായനി അരിക്കണമെങ്കിൽ 'ഗ്ലാസ് വൂൾ' (Glass wool) ഉപയോഗിക്കണം. നോർമൽലായനി ഉണ്ടാക്കുവാൻ 40 ഗ്രാം ശുദ്ധക്ഷാരം 1 ലിറ്റർ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം.

#### പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് KOH.

സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലെതന്നെ ഗാഢ ആൽക്കലിയാണ്. ശുദ്ധക്ഷാരമാണ് പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്. തന്മാത്രാഭാരവും തുല്യങ്കഭാരവും 56. ഒരു ലിറ്റർ നോർമൽ ലായനി ഉണ്ടാക്കുവാൻ 56 ഗ്രാം ക്ഷാരം 1 ലിറ്റർ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം.

സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം എന്നിവയുടെ കാർബണേറ്റുകളും ബൈകാർബണേറ്റുകളും വീഴ്ചം കുറഞ്ഞ ക്ഷാരങ്ങളാണ്.

പരിമാണാത്മക വിശ്ലേഷണത്തിൽ അമ്ലങ്ങളുടെ ഗാഢത കണ്ടു ചിടിക്കുന്നതിന് ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.

### ലോഹങ്ങൾ

#### സോഡിയം Na (നേട്രിയം)

വായുവുമായും ജലവുമായും രാസപ്രവർത്തനമുള്ളതിനാൽ ഇത് നാഹ്താ ലായനിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. സാധാരണ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ജലവുമായി ചേർന്നാൽ ശക്തിയിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടന്ന് സോഡിയം തീപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. (അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും എന്ന ഭാഗം നോക്കുക) അതിനാൽ വെള്ളം വീഴ്വാൻ ഇടയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തു് ഭദ്രമായി അടച്ചു് സൂക്ഷിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം—22.99

രാസസംയോജകത—1

#### പൊട്ടാസിയം: K (കാലിയം)

രാസസംയോജകതയിൽ സോഡിയത്തിനോടു് വളരെ അധികം സാമ്യം വഹിക്കുന്നു. ജലവും വായുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉള്ളതിനാൽ നാഹ്തായിൽ സൂക്ഷിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 39;

സംയോജകത—1

#### കാൽസ്യം Ca

മുൻ ലോഹങ്ങളെപ്പോലെ ജലവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 40

സംയോജകത—2

#### മഗ്നീഷ്യം—Mg

ഈ ലോഹം നാടകളായി കിട്ടുന്നു. വായുവുമായി സാവധാനം പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മെഴുകു കടലാസിൽ സൂക്ഷി



കണം. വായുവിൽ വളരെ ശോഭയോടുകൂടിയ ഓക്സിജനിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോടുകൂടിയും കത്തുന്നു. നേർത്ത ആസിഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മെഗ്നീഷ്യം ആസിഡ് തട്ടാതെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 24

സംയോജകത 2

### ഇരുമ്പ് Fe (ഫെറം)

ഇരുമ്പ് പച്ചപ്പോൾ വായുവുമായി സംയോജിച്ചു തുരുമ്പായി മാറുന്നു. ഇരുമ്പുകമ്പികൾ, ചീട്ടുകൾ മുതലായവ തുരുമ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറകളിൽ അല്പം നീറുകക്കു സൂക്ഷിക്കുക. ലോഹം മെഴുകുശീലകൊണ്ട് പൊരിയുകയോ എണ്ണ, പെട്രോൾ എന്നിവയിൽ വെച്ചോ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ചുട്ടപഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പുകമ്പി ഓക്സിജൻ ജാറിൽ ശോഭയോടുകൂടി കത്തുന്നു.

തന്മാത്രാഭാരം 55.8

സംയോജകത 2 ഉം 3 ഉം

### അലൂമിനിയം Al

വായുവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അല്പം മങ്ങുന്നു. അലൂമിനിയം ചെറുകഷണങ്ങളായും കിട്ടും.

തന്മാത്രാഭാരം 26.98

സംയോജകത. സംധാരണ 3

### സിങ്ക്—Zn

സിങ്ക് തകിടകളായും തരികളായും കിട്ടുന്നു. തകിടകൾ വിദ്യുത് നെൽനിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിങ്ക് ആസിഡുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും.

തന്മാത്രാഭാരം 65.3

സംയോജകത 2

### ചെമ്പ് **Cu** (കുപ്രം)

ശുദ്ധലോഹമായിരിക്കുന്നു. നനവ് തട്ടുമ്പോൾ വായുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുപ്രിക് എന്നും കുപ്രസ് എന്നും രണ്ടിനും സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

തന്മാത്രാഭാരം 63.4 സംയോജകത 2 ഉം 3 ഉം

### മർക്കുറി **Hg** (ഹൈഡ്രാർജിറം)

പരീക്ഷണശാലയിലേയ്ക്ക് ശുദ്ധമായ സ്പെഷിത മർക്കുറി വാങ്ങണം. ഉറപ്പുള്ള ഭരണികളിൽ അടച്ചുവെച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. മർക്കുറിയുടെ സാധാരണ കൂടുതൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിതഭാരത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിലുള്ള മർക്കുറിക്ക് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വളരെ അധികം ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ മർക്കുറി ബാരോമീറ്ററും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വസ്തുത ഓർത്തിരിക്കണം. വിലകൂടുതലുള്ള ദ്രാവക ലോഹമാകയാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഒരു പരന്നപാത്രം അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കണം താഴെ വീണുപോകുന്ന തുള്ളികൾ ശുദ്ധയോടെ ശേഖരിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 200.59

സംയോജകത 1 ഉം 2 ഉം

### അലോഹങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും

#### അമോണിയം കാർബ്ബേണേറ്റ് $(\text{NH}_4)_2 \text{CO}_3$

ഈ ചേരിൽ വിലക്കുറുപ്പുവന്ന വസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അമോണിയം ബൈകാർബ്ബേണേറ്റിന്റെയും  $(\text{NH}_4 \text{HCO}_3)$  അമോണിയം കാർബാമേറ്റിന്റെയും (Ammonium Carbamate)  $(\text{NH}_2 \text{NH}_4 \text{CO}_2)$  ഒരു മിശ്രിതമാണ്. ഏകദേശം 31%



അമോണിയം 56% കാർബൺഡയോക്സൈഡും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

വസ്തുവിന്റെ 'തന്മാത്രാഭാരം' ഏകദേശം 79 എന്നു കണക്കാക്കാം. ഖരവസ്തുവായിരിക്കുമ്പോൾ അമോണിയം കാർബൺഡയോക്സൈഡായി വേർ പിരിയുന്നു. അതിനാൽ നല്ലതുപോലെ അടച്ചുവയ്ക്കണം. ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു 60 മി.ലി അമോണിയ ഫോർട്ടിസ് ലായനിയോടു് 500 മി. ലി. ജലം ഒഴിച്ചു ലായനിയിൽ 80 ഗ്രാം വസ്തു ലയിപ്പിക്കുക. ശേഷം ലായനി ജലം ഒഴിച്ചു് ഒരു ലിറ്റർ ആക്കുക.

അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്:—  $\text{NH}_4 \text{Cl}$  (സാൽഅമോണിയക്)

വാണിജ്യപരമായി കിട്ടുന്ന നവസാരം വളരെ അധികം മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. പരീക്ഷണശാലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കു് ശുദ്ധീകരണം ഉപയോഗിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 53.5, തുല്യാങ്കഭാരം - 53.5

അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്.  $\text{NH}_4\text{OH}$

തന്മാത്രാഭാരം ( $\text{NH}_3$ )=17, തുല്യാങ്കഭാരം 17 “ലിക്വർ അമോണിയ ഫോർട്ടിസ്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന 0.88 ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുള്ള ദ്രാവകം വാങ്ങണം. ഒരു ലിറ്ററിൽ 315 ഗ്രാം അമോണിയമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇതു് 18.5 നോർമൽ ആണു് ഒരു ലിറ്റർ നോർമൽ ലായനി 54 മി. ലി. ലിക്വർ അമോണിയ ഉപയോഗിക്കണം. ഗാഢ ലായനിക്കു് 50 മി. ലി. ലിക്വർ അമോണിയയും 55 മി. ലി. ജലവുമുക്രി കലർത്തുക. ലിക്വർ അമോണിയ ഭദ്രമായി അടപ്പിക്കേണ്ടതു സൂക്ഷിക്കണം.

## അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}$

75 ഗ്രാം ലവണം 75 മി. ലി. ഗാഢ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിനോട് 500 c. c. 5 നോർമ്മൽ (5N) നൈട്രിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക. 10 മി. നേരത്തേക്ക് ചൂടാക്കിയ ശേഷം തെളിയുറക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ അരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അമോണിയം മോളിബ്ഡേറ്റ് ലായനി അധികം ദിവസം നിലനില്ക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുമാത്രം നിർമ്മിച്ച് വെളിച്ചം തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അവക്ഷേപം ഉണ്ടായാൽ തെളിഞ്ഞ ഭാഗം ഉരറി എടുത്ത് ഉപയോഗത്തിന് വയ്ക്കണം.

### ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ

വായുവിൽ തുറന്ന വയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ നനവുള്ളതാവുകയും ക്ലോറിൻ വിടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ നല്ലതുപോലെ അടച്ചുവെച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 30% ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിരിക്കും. ചെറിയ ടിങ്ക്ളിലായിട്ടാണ് ഇത് വില്ക്കപ്പെടുന്നത്. ടിന്നിൽ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലുള്ള ക്ലോറിൻ ഉള്ളതിനാൽ ടിൻ തുറക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ലായനി തയ്യാറാക്കും. ഒരു ഭാരം ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൗഡർ കുറച്ചു ജലത്തോട് ചേർത്ത് ഒരു ശാർട്ടാറിൽ നല്ലതുപോലെ അരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്ളീച്ചിങ്ങ് പൗഡറിന്റെ പത്ത് മടങ്ങ് ഭാരം ജലം കൂടി ചേർത്ത് ചുണ്ണാമ്പ് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അരിക്കുക.

### ബ്രോമിൻ $\text{Br}_2$

വായുവിൽ തുറന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോമിൻ ഭാഗികത്തിൽ നിന്നും ചുവന്ന ഓരും പുറത്തേയ്ക്ക് വരുന്നു. ബ്രോമിൻ



ശക്തിയേറിയ പൊള്ളൽ ഏല്പിക്കുന്ന ദ്രാവകമാകയാൽ അത് എടുത്തു പെരുമാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലതു പോലെ മുറുക്കി അടയ്ക്കാവുന്ന കുപ്പികളിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം. ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ നല്ല അടപ്പോട് കൂടിയ കുപ്പിയിൽ അടച്ച് വച്ചിട്ടേ ഇതിന്റെ ഭാരം കാണാവൂ.

അണുഭാരം 79.9 സംയോജകത-1.

കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്  $\text{CaCO}_3$

തന്മാത്രാഭാരം 100

ഇലൂറോഭാരം 50

പ്രകൃത്യാലഭിക്കുന്നതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് മാർബിൾ. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കക്കയും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയ വസ്തുക്കളാണ്.

കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്  $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

തന്മാത്രാഭാരം 111 ഉം

ഇലൂറോഭാരം 55.5 ഉം ആണ്.

ക്രിസ്റ്റലീയ വസ്തുവാണ്. ശുദ്ധമായ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കി വരകങ്ങളിൽനിന്നും ഇരുപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വളരെ അധികം ആർദ്രീഭാവ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്.

കാർബൺ ട്രൈ സൾഫൈഡ്  $\text{CS}_2$

എളുപ്പം ബാഷ്പീഭവിക്കുന്ന ദ്രാവകമാകയാൽ നല്ലതു പോലെ അടച്ചു് സീൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതിന്റെ ബാഷ്പം വിഷസ്വഭാവമുള്ളതാകയാൽ അധികം ശ്വസിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തു്. സൾഫർ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്.

### കാർബൺഡയോക്സൈഡ് $\text{CO}_2$

വൻതോതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുക്കുകറികളിലായി ലഭിക്കുന്നു. കുറി നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു് സൂക്ഷിക്കണം. കിപ്പ് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു് ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിക്കാം. മാർബുറം കഷണങ്ങളിന്മേൽ നേർത്ത  $\text{HCl}$  ആസിഡ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു.

### ക്ലോറിൻ ജലം:—

ജലത്തിൽ കൂടി ക്ലോറിൻ വാതകം കടത്തി തയ്യാറാക്കാം. ലായനിയിൽ ഏകദേശം 5% ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിരിക്കും. വാതകം എളുപ്പം ബഹിർഗമിക്കുന്നതിനാൽ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുകയാണു് നല്ലതു്.

### കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് $\text{Cu SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$

തൂരിശു് വേണ്ടത്ര പൊടിച്ചു് ജലത്തിൽ. ചേർത്തു് പുരിത ലായനി തയ്യാറാക്കാം. ക്രിസ്റ്റൽ ചൂടാക്കിയായ് ക്രിസ്റ്റൽ ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു് വെളുത്ത പൊടിയായിത്തീരുന്നു  $210^\circ\text{C}$  യിൽ കൂടുതൽ തപിപ്പിച്ചാൽ വസ്തു കറുത്ത കമ്പ്രിക്. ഓക്സൈഡായ മാറുന്നു.

### ഫെറീക് ക്ലോറൈഡ് $\text{Fe Cl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

തന്മാത്രാഭാരം 270.5

തൂലയാങ്കഭാരം 90.2

ശുദ്ധവസ്തു ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു് അരിച്ചെടുക്കണം.

### ഗ്ലിസറീൻ $\text{C}_3 \text{H}_5 (\text{OH})_3$

ഗ്ലിസറീൻ ആർദ്രതാഗ്രാഹി (Hygroscopic) ആകയാൽ വായുവിൽനിന്നും നിരന്തരം വലിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുവാൻ നല്ലതു പോലെ അടച്ചു് സൂക്ഷിക്കണം.



### ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് $H_2S$

കിപ്പ് ഉപകരണത്തിൽ ഫെറസ് സൾഫൈഡും നേരിട്ട്  $HCl$  ( $H_2SO_4$ ) ഉം കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം മുഖേന ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആശുദ്ധമുള്ളപ്പോൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാം. ഇത് അധികം ശ്വസിക്കുന്നത് അപകടകരമാകയാൽ പരീക്ഷണശാലയുടെ പുറത്തു വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

### കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സയിഡ് $Ca(OH)_2$

നിററിയ കക്ക വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തയ്യാറാക്കാം. ഏകദേശം 20 ഗ്രാം നിറുകക്ക ഒരു മരപ്പലകയിന്മേൽ വെച്ച് അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ധാരാളം താപം ബഹിർഗ്ഗമിക്കുകയും ചുണ്ണാമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു വിഞ്ചസ്റ്റർ കുപ്പിയിലേയ്ക്കു മാറ്റി ഏകദേശം 2 ലി. ജലം ഒഴിച്ചു ഇടയ്ക്കു ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം കുപ്പി അനക്കാതെ തെളിയുവാൻ വയ്ക്കുക. തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം സൈഫൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് വായവിൽ തുറന്നുവെച്ചാൽ  $CO_2$  വലിച്ചെടുത്തു കാർബ്ബണേറ്റ് ആയി മാറുന്നു. അതിനാൽ തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളവും നല്ലതുപോലെ അടച്ചുവയ്ക്കണം.

### മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് $MnO_2$

പൈറോലൂസൈറ്റ് എന്നപേരിൽ കിട്ടുന്നു. ഇതിൽ 80—90% വരെ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കരിപ്പൊടി, ആൻറിമണി സൾഫൈഡ് തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

## മർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് $\text{Hg Cl}_2$

കൊറോസീവ് സബ്ളിമേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വസ്തു വിഷസപദാവമുള്ളതാണ്. ജലത്തിൽ കുറച്ച മാത്രമേ ലയിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്  $\frac{1}{5}$  നോർമൽ ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നു. വളരെ നേർത്ത് 1% ലായനി അണുനാശകമായി ഉപയോഗിക്കാം.

തന്മാത്രാഭാരം 271.5

തുല്യാങ്കഭാരം 135.7

## ഫോസ്ഫറസ് $\text{P}$

രണ്ടുതരം ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്. മഞ്ഞയും ചുവപ്പും മഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതൽ ശുദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചു മുറിച്ചെടുക്കാവൂ. വായുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് തീപ്പിടിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. കൈകൊണ്ടെടുത്താൽ കയ്യിന്റെ ചുട്ടുതട്ടി തീപിടിക്കും ചുവന്ന ഇനം വായുഭദ്രമായി അടച്ചുവെച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസിന്റെ ബാക്കിവരുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉടനെ കത്തിച്ചുകളയണം. കപ്പി ഭദ്രമായി അടച്ച് പ്രത്യേകം സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കണം.

തന്മാത്രാഭാരം 30.9;

സംയോജകത 3 2 5 2

## പൊട്ടാസിയം ക്ലോറേറ്റ് $\text{KClO}_3$

ഓക്സിജൻ ധാരാളം അടങ്ങിയ ലവണമാകയാൽ മറ്റു ഓക്സീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി ചേർത്ത് പൊടിക്കരുത്. ആ പാത്രമെങ്കിൽ ഇത് വേറെതന്നെ അരച്ച് മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി ചേർക്കണം. കപ്പി നല്ലതുപോലെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം.



നാലു

## അടപ്പകൾ കപ്പികൾ

അടപ്പകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കലും അവ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കലും

പരീക്ഷണ ശാലയിലെ പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കോർക്ക്, റബ്ബർ, ഗ്ലാസ് എന്നിവകൊണ്ടുള്ള പല വലുപ്പത്തിലുള്ള അടപ്പകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. രാസവസ്തുക്കൾ കപ്പികളിലാക്കി അടച്ച് വയ്ക്കുവാനും പരീക്ഷണോപകരണങ്ങൾ അടയ്ക്കുവാനും ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും അടപ്പകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പല വലുപ്പത്തിലുള്ള അടപ്പകളുടെ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്ക് പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റബ്ബർ അടപ്പകൾ ആദ്യമായി വാങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവലുപ്പത്തിലുള്ളവയും തുല്യഎണ്ണത്തിൽ വാങ്ങുക. പിന്നീട് കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ള ഇനം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം അടപ്പകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണം. ഗ്ലാസ് അടപ്പകൾ സംധാരണ കപ്പിയുടെ ഒപ്പംതന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ തലക്കാല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏതാനും കോർക്ക് അടപ്പകളും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

ഒരു രാസവസ്തു കപ്പിയിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പിക്ക് പാകമായ അടപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ കപ്പിക്കും അതാതിന്റെ അടപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നും അടപ്പ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നതു് വസ്തുവിന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്ക് ഹാനികരമാണെന്നുമുള്ള ധാരണ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കണം. രാസവസ്തുക്കൾ എടുക്കുവാൻ കപ്പി തുറന്നാൽ വസ്തു എടുത്തു്

കഴിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ അപ്പ് മുറക്കിയിട്ട് കപ്പി യഥാസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണം. കപ്പിയുടെ അപ്പ് ഒന്നുകിൽ കപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് നില്ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ എല്ലാവരും പാലിക്കണം.

വില കൂടുതലായിരിക്കുമെങ്കിലും കോർക്ക് അപ്പുകളേക്കാൾ ഗുണകരം റബ്ബർ അപ്പുകളാണ്. ക്ഷാരങ്ങൾ തട്ടിയാൽ കോർക്ക് ദ്രവിച്ചുപോകും. കോർക്കിൽ കൂടി വാതകങ്ങളും മറ്റും പുറത്തേയ്ക്ക് പോകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കോർക്ക് അപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില രാസ വസ്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അവയുടെ ദ്വാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി നന്നാക്കി എടുക്കണം. ഇതിനായി ഭാരപ്രകാരം 30 പാരഫിൻ മെഴുകിന് 50 ഗ്ലിസറിൻ എന്ന തോതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതത്തിൽ കോർക്കുകൾ 5 മിനുട്ട് നേരത്തേയ്ക്ക് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം.

കപ്പിക്ക് കോർക്ക് അപ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിവ്യാസം കപ്പിയുടെ ഉൾവ്യാസത്തേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കണം. അപ്പ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു കോർക്ക് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ വട്ടം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോർക്കിന്റെ നീളം മുഴുവനും, എല്ലാവശങ്ങളും ഒരുപോലെ അമർത്തേണ്ടതാണ്. അടിഭാഗം മാത്രം അമർത്തി ശരിയാക്കിയാൽ കോർക്ക് കപ്പിയിൽ ശരിക്കും അമന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുകയില്ല. കോർക്ക് അപ്പുകൾ ഉള്ള കപ്പികൾ ഇടയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് ദ്രവിച്ച അപ്പുകൾ മാറ്റി ഇടേണ്ടതാണ്. റബ്ബർ അപ്പുകളാണ് ഉപയോഗി



കുന്നതെങ്കിൽ അടപ്പിന്റെ അടിവ്യാസം കുപ്പിയുടെയോ ഓം സ്കീന്റെയോ ഉൾവ്യാസത്തോളമോ അതിനേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞതോ ആയ വലുപ്പമുള്ള കോർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കുപ്പിക്കു പാകമായ അടപ്പിലെങ്കിൽ അല്പം വലിയ അടപ്പെടുത്തൽ ഒരു അരംകൊണ്ട് രാകി ചെറുതാക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ കോർക്കിന്റെ മുഴുവൻ നീളവും മുഴുവൻ വക്രതലവും രാകി ഒരുപോലെ കുറയ്ക്കണം. ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ ചെറിയ അടപ്പുകൊണ്ട് കുപ്പി അടയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കടലാസ്, തുണി ചുരുൾ എന്നിവകൊണ്ട് കുപ്പികൾ അടയ്ക്കരുത്.


### അടപ്പുകളിൽ ദ്വാരം തുളയ്ക്കുവാൻ:—

പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും റബ്ബർ അടപ്പുകളിലും കോർക്ക് അടപ്പുകളിലും ദ്വാരങ്ങൾ തുടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. തിസ്സിൽ ഫണൽ, നിർഗമനക്കുഴൽ, തർമോമീറ്റർ മുതലായവ കടത്തിവയ്ക്കുന്നതിന്നു് അടപ്പുകളിൽ ഒന്നോ അധികമോ ദ്വാരങ്ങൾ ആവശ്യമായിവരുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിന്നു് നല്ല മുർച്ചയുള്ള അരികോട്ടുക്രൂടിയ പല വലുപ്പത്തോടു് കൂടിയ കോർക്ക് ബോറുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഒന്നിനകത്തു് മറെറൊന്നായി അടക്കിവയ്ക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കുഴലുകൾപോലെയുള്ള ഒരു ബോർസെററു് പരീക്ഷണശാലയ്ക്കു് ആവശ്യമാണു്. തുളയ്ക്കുമ്പോൾ ബോറിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുത്തിനിടുന്നതിന്നു് ഒരു ചെറിയ കമ്പിയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അരം ഉപയോഗിച്ചു് ബോർ മുർച്ചവരുത്താം.

ദ്വാരം തുളയ്ക്കുന്നതിന്നു് മുമ്പു് ആവശ്യത്തിന്നു് യോജിച്ച അടപ്പു് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിന്നു് ശേഷം ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ചു വലുപ്പമുള്ള ബോർ ഉപയോഗിച്ചു് തുളയ്ക്കണം. കോർക്ക് അടപ്പാണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ്വാരത്തിൽ

കൂടി കടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ വ്യാസത്തേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞ പുറം വ്യാസത്തോടുകൂടിയ ബോർ ഉപയോഗിച്ച് തുളയ്ക്കണം. റബ്ബർ അടപ്പാണെങ്കിൽ കടത്തുവാനുള്ള വസ്തുവോളമോ അല്പം കുറഞ്ഞതോ ആയ പുറം വ്യാസത്തോടുകൂടിയ ബോറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തുളച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബോർ അല്പം ഗ്രിസറിനോ ക്ഷാരലായനിയോ കൊണ്ട് നനയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പം തുളയ്ക്കുവാൻ സഹായകമാണ്.

അടപ്പിന്റെ വ്യാസം കുറഞ്ഞ അടിഭാഗത്തു നിന്നും തുളച്ച് തുടങ്ങണം. ദ്വാരത്തിന്റെ വലുപ്പവും സ്ഥാനവും മുൻകൂട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തി ബോർ യഥാസ്ഥാനത്തു ഉറ




ചിത്രം 21 തുളയ്ക്കുമ്പോൾ അടപ്പ് ഒരു പലകയിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുക

പ്പിച്ച് ചെറിയ ബലത്തോടുകൂടി തിരിക്കണം. ബോർ വലത്തുകയ്യിലും അടപ്പ് ഇടത്തുകയ്യിലും പിടിക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം. ബോർ അടപ്പിന്റെ അകത്തുനിന്ന് സമാന്തരമായി മുമ്പോട്ട്



നിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒന്നിലധികം ലോരങ്ങൾ തുളയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥകളിൽ അവ കൂടിച്ചേരുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോൾ അടപ്പിന്റെ പരന്ന മുക്കുഭാഗം ഒരു പലകയിൽ അമർത്തിവച്ച് തുളയ്ക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ലോരത്തിന്റെ വൃത്താകൃതി നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അധികം ബലം പ്രയോഗിച്ചാൽ ബോറിന്റെ അഗ്രം പലകയിൽ തട്ടി കേട് പറ്റുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ബോറിനകത്തു് ശേഷിക്കുന്ന അടപ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരുമ്പ് കമ്പികൊണ്ട് തള്ളി പുറത്തു് കളഞ്ഞു് ബോർ വൃത്തിയാക്കിയശേഷമാണതു് വയ്ക്കണം. അടപ്പിൽ ക്ഷാരമോ ഗ്ലിസറിനോ



- ചിത്രം 22      1    തെറായരിതി-കുഴലിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്തു് പിടിച്ചു് അമർത്തുന്നു. കുഴൽ മുറിഞ്ഞുപോകുന്നു.
- 2    ശരിയായരിതി-ലോരത്തോടു് അടുത്ത അറ്റം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു് പിടിച്ചു തിരിക്കുന്നു.

ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പച്ച  
വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

ഗ്ലാസ് കഴൽ റബ്ബർ അപ്പിൽ കടത്തിവയ്ക്കുവാൻ:—

ഗ്ലാസ് കഴൽ റബ്ബർ അപ്പിലെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി കട  
ത്തുമ്പോൾ കഴൽ ഉടഞ്ഞു കൈയ്യിൽ മുറിവു് പറ്റുവാൻ  
ഇടയുണ്ടു്. ഇതു് ഒഴിവാക്കുവാൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന നിർദ്ദേ  
ശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ദ്വാരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കഴലിന്റെ  
രണ്ടറ്റങ്ങളും ആദ്യം ജ്വാലയിൽ പിടിച്ച് മിനുസ്സുപ്പെടുത്തുക  
കഴലിന്റെ അറ്റവും അപ്പിന്റെ ദ്വാരവും ഗ്ലിസറിൻ പുരട്ടി  
മയമുള്ളതാക്കുക. ദ്വാരത്തിൽ കയറേണ്ട അറ്റത്തോടു് അടു  
ച്ചിച്ച് കഴലിന്മേൽ പിടിച്ച് വളരെ ചെറിയ ബലത്തോടു്  
കൂടി അല്പം തിരിച്ച് മുമ്പോട്ടു് കയറുക. മുൻകരുതലായി  
അപ്പാ കഴലും തുണികൊണ്ടു് ചുറ്റിപ്പിടിക്കണം. (ചിത്രം  
നോക്കുക) സാവധാനം പ്രവർത്തിച്ച് അപ്പിന്റെ മറവുശത്തു്  
ഏകദേശം  $\frac{1}{4}$ " ഓ ആവശ്യമുള്ളത്രയോ കഴൽ കടക്കുന്നതുവരെ  
കഴൽ മുമ്പോട്ടു് നീക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ റബ്ബർകഴലിലും  
ഗ്ലാസ്കഴൽ കടത്തിവയ്ക്കാം.

ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കൽ

കഴലുകളും അപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചാണു് സാധാരണ  
ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതിനു് വേണ്ടി  
ഏതാനും 'L' ആകൃതിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് കഴലുകളും റബ്ബർ കഴലു  
കളും പല വലുപ്പത്തിലുള്ള അപ്പുകളും പരീക്ഷണശാലയിൽ  
ശേഖരിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. റബ്ബർകഴലുകളും ഗ്ലാസ്  
കഴലുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് കഴലിന്റെ  
പുറം വ്യാസം റബ്ബർകഴലിന്റെ ഉൾവ്യാസത്തേക്കാൾ അല്പം



കൂടുതലായിരിക്കണം. ഒന്നിലധികം വളവുകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റബ്ബർട്യൂബ് ഘടിപ്പിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

വാതകപരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ വായു കടക്കാത്തവയായിരിക്കണം. ഇത് പരിശോധിക്കുവാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

1. ഉപകരണം ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ബക്കറിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിവെച്ച് ഒരറ്റത്തുള്ള ഗ്ലാസുകഴലിൽ കൂടി ഉയരുക. മറേറാറററ അടച്ചുപിടിച്ചാൽ അപ്പിന്റേയോ ട്യൂബുകൾ തമ്മിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബർട്യൂബിന്റെയോ ഇടയിൽ കൂടി വായു കുമിളകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ വായു കടക്കുന്നുണ്ട്.

2. ഉപകരണം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരറ്റത്തു കൂടി ഉയരീയാൽ തുടർച്ചയായി ഉയരുന്ന കൂടുതൽ വായു കടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം വായു കടക്കാത്തതാണ്.

3. ഉപകരണം ഒരു ആസിറേറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ആസിറേറ്ററിൽനിന്നും ജലം പുറത്തേയ്ക്കു ഒഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം വായു കടക്കാത്തതായിരിക്കും.

ഉപകരണം പൊതുവിൽ വായു ഭദ്രമല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഓരോഭാഗവും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക. അപ്പകളും കുഴലുകളും അല്പംകൂടി അമർത്തി മുറക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വായു ഭദ്രത കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പകളോ കുഴലുകളോ മാറേണ്ടതായി വരും.

കുപ്പിയിൽ ഉറച്ചുകിടക്കുന്ന അടപ്പ് ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിന്.

കുപ്പിക്കകത്തുള്ള രാസവസ്തു ജപലനസഹായിയോ, ജപലന സംഭരണയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ കഴുത്തു് ഒരു ദിപ്തനാളത്തിൽ അല്പം ചൂടാക്കുക. ഉടൻ അടപ്പ് ഒരു തിരിച്ചിലോടെ കൂടി ഉഴരി എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ചൂടുവെച്ചു തിരിച്ചിടിച്ചും കഴുത്തു് ചൂടാക്കാം. (കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തു സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം, കാൽസ്യം ആയിരിക്കരുതു്). ഈ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുപ്പിക്കും വസ്തുവിനും ഇടയ്ക്കു് രാസവസ്തു ഉറച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തു ലയിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാസവസ്തു അടപ്പിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പുറട്ടി ഉറച്ചു കിടക്കുന്നവസ്തു ലയിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനു് സാധാരണയായി ജലം, ഗ്ലിസറീൻ എണ്ണ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുപ്പിയുടെയും അടപ്പിന്റെയും ഇടയിലായി രണ്ടുമുന്നതുള്ളി ഇററിച്ച് കുറച്ചുനേരം വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഉഴരി എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. സോഡിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് ജലം ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ അല്പം നേർത്ത ഫൈഡ്രോക്ലോറിക് ലായനി ഉപയോഗിക്കാം. അയഡിൻ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം തെയാസൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പരന്ന മുക്കുറുഭാഗമുള്ള തരം കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഒരു മരക്കഷണംകൊണ്ടു് പതുക്കെ തട്ടിയാൽ ഇളകിവരും. മേല്പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലും തുറക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണ അരം ഉപയോഗിച്ച് കുപ്പിയുടെ കഴുത്തിനു് ചുറ്റും ഒരു ചാട്ടുണ്ടാക്കുക ചൂടു് പഴുപ്പിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് കൊണ്ടു് ഈ പാടിന്മേൽ തൊടുവിച്ച് കഴുത്തു പൊട്ടിക്കുക.

മുൻകരുതലോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അടപ്പ് ഉറയ്ക്കുകയില്ല. അടപ്പുകളും കുപ്പിയുടെ മുക്കുറു അറ്റവും വൃത്തിയാക്കി



സൂക്ഷിക്കുക, അപ്പോൾ മാറിയിടാതിരിക്കുക ആവശ്യമേകിൽ അപ്പോളിൽ അല്പം ഗ്രീസ് പുരട്ടുക. ഉറച്ചുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സോഡിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് റബ്ബർ അപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിലിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ പെട്രോൾ, ബെൻസിൻ തുടങ്ങിയ റബ്ബറുമായി പ്രവർത്തനമുള്ള വസ്തുക്കൾ അടയ്ക്കുവാൻ റബ്ബർ അപ്പ് യോജിച്ചതല്ല. ബ്ലാസ്റ്റ്, ഡ്രോപ്പിങ്ങ് ഫണൽ, കീപ്പ് ഉപകരണമുതലായവയുടെ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോപ്പറുകൾ ഇടയ്ക്ക് കഴുകി ഗ്രീസ് പുരട്ടി മയമുള്ളവയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം.

റബ്ബർ അപ്പിൽ ഉറച്ചുപോയ ഗ്ലാസ് കഴുത്ത്. തർമോമീറ്റർ എന്നിവ ബലം പ്രയോഗിച്ചു വലിച്ചെടുക്കുവാൻ തുനിയരുത്. കഴലിനു ചുറ്റും റബ്ബർ അപ്പിന്റെ ഭാഗത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിരൽകൊണ്ട് തടവി അമർത്തിയാൽ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഇളക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. രാസവസ്തുക്കൾ എന്താണ് ഉറച്ചതെങ്കിൽ അതിനെ ലയിപ്പിക്കുന്നതരം മറ്റു രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു തടവുക. ഇതുകൊണ്ടും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള ബോർകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണം ചെറിയ റബ്ബർ റിങ്ങോടുകൂടി മററിയശേഷം റബ്ബറിങ്ങ് പതുക്കെ ചുരണ്ടിക്കളയുക.

റബ്ബർ ചൂടുതട്ടിയാൽ ഉരുക്കുന്ന പദാർത്ഥമായാൽ അധികം ചൂടാക്കണമെന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ അപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉരുക്കിയ റബ്ബർ അതുകൊണ്ടെപ്പോഴും പാത്രത്തിന്റെ വായവട്ടത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഉറച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പ് മറ്റു പാത്രങ്ങൾ അടയ്ക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല.

### കുപ്പികളിന്മേൽ ലേബൽ ഒട്ടിക്കൽ

രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുപ്പികളിന്മേൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലേബൽ



ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം. ലേബലിനു വസ്തുവിന്റെ പേര്, രാസപരമായ ഫോർമുല, അതിന്റെ ഗാഢത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവശ്യം സൂചിപ്പിക്കണം. വിഷവസ്തുക്കളിൽ ആ വിവരത്തിനും കൂടിയുള്ള സൂചന ലേബലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലേബൽ കപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ച ശേഷം നന്നവ് തട്ടി കേടുവരാതിരിക്കുവാൻ അതിന്മേൽ അല്പം മെഴുകു പുരട്ടണം. മെഴുകു നല്ലതുപോലെ ഉരുകിപ്പുകയുമ്പോൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചുട്ടോടെ കനംകുറച്ച് പുരട്ടുകയാണ് ചെ യ്യേണ്ടത്. ലേബൽക്കടലാസ് കൂടുതൽ പൊരങ്ങൾ ഉള്ള തരമാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിക്കാണുവാൻ പ്രയത്നമായിരിക്കും. അതിനാൽ നല്ല മിനുസ്സുള്ള കടലാസ് ആയിരിക്കണം. ലേബൽ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പാരഫിൽ മെഴുകു ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ തട്ടുമ്പോഴല്ലാതെ ഇളകിപ്പോകുന്നില്ല. മറ്റു മിക്ക ലായനികളേയും താങ്ങുനിർത്തുവാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ ലേബൽ കേടുകൂടാതെ കറേക്കാലം ഇരിക്കും. ലേബൽ മാറാണെങ്കിൽ മെഴുകു ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞ് ലേബൽ നീക്കി കപ്പി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ പുതിയ ലേബൽ ഒട്ടിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ.

മെഴുകിനു പകരം വാർണിഷ് പുരട്ടിയും ലേബൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരിനം വാർണിഷ് 20 ഗ്രാം സെല്ലുലോയ്ഡ് 300 c. c. അസിറ്ററാണിൽ ലയിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. പഴയഫോട്ടോ നെഗറ്റീവുകളും സിനിമാഫിൽമോ എടുത്താൽ ആവശ്യമായ സെല്ലുലോയ്ഡ് കിട്ടുന്നു. ഈ വാർണിഷ് തണുത്തതായിത്തന്നെ ബ്രഷ്കൊണ്ട് നേരിട്ട് ലേബലിൽ പുരട്ടാം. ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയ ലേബലുകൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കത്തികൊണ്ട് ചുരണ്ടി മാറ്റാം.



അഞ്ചു

## ഗ്ലാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്

പലതരം ലഘു ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിവിധ പരീക്ഷണോപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും ഗ്ലാസ് പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ലഘുപരിചയം അല്പാപകൻ സഹായകമായിരിക്കും. ഇത് വളരെ അധികം സാങ്കേതിക പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ല. അല്പം പരിശീലനവും നല്ല താല്പര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരീക്ഷണശാലയിൽ ആവശ്യമായ വളഞ്ഞ കുഴലുകൾ, ജററ് കുഴലുകൾ, 'Y' കുഴലുകൾ തുടങ്ങിയ ലഘുസാമഗ്രികൾ അല്പാപകൻ തന്നെത്തന്നെ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്പാപകനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രസപ്രദമാകുന്നതിന് പുറമേ അവരുടെ ശാസ്ത്രസാമർത്ഥ്യങ്ങളും അഭിരുചികളും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വളരെ അധികം സഹായകമാണ്.

പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് റബ്ബർട്യൂബുകൾ, അടപ്പുകൾ എന്നിവ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഇതിലേയ്ക്കാവശ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തന വിജ്ഞാനം മാത്രമേ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇവയനുസരിച്ച് ശുദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നന്നായിതന്നെ അല്പാപകൻ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഗ്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ചെയ്യേണ്ടവയാണ്.

ഗ്ലാസിന് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഗ്ലാസ് വസ്തുക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമങ്ങൾ ഈ സ്വ

ഭാവവിശേഷതകളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭംഗരത (Brittleness) ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു പ്രധാനസ്വഭാവമാണ്. ഉരക്കുമ്പോഴും മുറിക്കുമ്പോഴും വളളുകൾ ഉണ്ടാകിൽ അത് നാം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തരത്തിൽ മുറിയുന്നു. വരകൾ വീഴാത്ത ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ, നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാടിൽ കൂടി ഋജുവായിത്തന്നെ മുറിയുന്നു. ഗ്ലാസിന് ഒരു നിശ്ചിത ഭൂവണാങ്കം ഇല്ല. എന്നാൽ അത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ മുറ്റുവാവുകയും ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ക്ഷാലകമായാൽ താപനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രദേശിക സങ്കോച വികാസങ്ങൾ ക്കാരണമാവുകയും ഗ്ലാസ് ഉടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഗ്ലാസിന്റെ ഇനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സോഡിയം ഗ്ലാസ് വേഗം ഉരുകുന്നതും മുറിയുന്നതുമായ ഇനമാണ്. മറ്റു തരം ഗ്ലാസ് കൂടുതൽ താപനിലയോടെ ശക്തിയുള്ളതാകയാൽ ഉരക്കുവാനും വളയ്ക്കുവാനും കൂടുതൽ ഉയർന്ന താപനില ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഏത് ഇനം ഗ്ലാസാണെന്നും അതുമായി പെരുമാറുമ്പോൾ മുറിച്ച് പറുവാനും പൊട്ടിക്കുതിക്കുവാനും സംഭവ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്കൾ മുറിക്കേണ്ടവിധം.

അകേപരിയം ജാർ, സ്റ്റൈഡുകൾ, ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീൻ, കലിഡോസ്കോപ്പ് പെരിസ്കോപ്പ് തുടങ്ങിയ പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്കൾ ആവശ്യമായ അളവുകളിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആവശ്യമായ അളവിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേയറുകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യമായ അളവുകൾക്കനുസരിച്ച് സ്ക്രീൽവച്ച് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഗ്ലാസ് കട്ടറിന്റെ മുന്നു ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഋജുരേഖ വരയ്ക്കുക.



പ്ലേററ് മരിച്ചിട്ട് വരച്ച രേഖയുടെ മീതെകൂടി ഗ്ളാസ്കട്ടറിന്റെ മരപ്പിടിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ മുട്ടിയാൽ വരയിൽത്തന്നെ ഗ്ളാസ്കീറാ മുറിയുന്നു. അങ്ങിനെ മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഷിററു നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് രണ്ടു തള്ളവിരലും വരയുടെ ഇരുവശത്തും ഷിററിന്റെ മറുഭാഗത്തായി വരത്തക്കവിധം ഉറപ്പിച്ചു ചെറു ശക്തിയോടെ ഇരുവശത്തേയ്ക്കും വലിച്ചു അകറ്റുക. പ്ലേററ് വരയിൽകൂടിത്തന്നെ മുറിയുന്നതാണ്. ഈ കഷണങ്ങൾ ചെറു താക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മുറിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഗ്ളാസ് പ്ലേററ് മുറിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി പ്ലേററിൽ വരകളോ ഉരസ്സുകളോ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. മുറിക്കുവാനായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോറൽവര ഗുരുവും ഗ്ളാസിന്റെ ഉടനീളം ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. വര അളവിന്നു കണക്കാക്കി ഷിട്ടിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കരുത്. അളവിന്നനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കുവാൻ വീണ്ടും മുറിക്കണം. മുറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കരുത്. കൂർത്തമുനകളോ മുർച്ചയുള്ള അരികോ തട്ടി പരിക്കു് പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്ലേററ് മുറിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചെറു ഗ്ളാസ് തരികൾ നിലത്തു വീഴാതെ ഒരു കടലാസിലോ മറ്റോ ശേഖരിച്ച് ടുരെക്കളയണം. ചെറു ഗ്ളാസ് കഷണങ്ങളും മേശപ്പുറത്തോ മുറിയിലോ കിടക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്.

### ഗ്ളാസ് ട്യൂബുകൾ മുറിക്കുന്നതു്.

ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന്നു് ഉതകുന്ന പലവ്യംസത്തോടുകൂടിയ ഗ്ളാസ് കഴലുകൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവ കുറഞ്ഞ താപനിലയിൽ മുറ്റുവാകുന്നവയും വളയുന്നവയും ആയിരിക്കണം. 4 മുതൽ 8 മി. മി. വരെ വ്യംസമുള്ള ഗ്ളാസ് കഴലുകൾ തൂക്കി വാങ്ങുവാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഗ്ളാസ് കഴലുകളുടെ ദിർഘിതം 1-2 മി. മി.




കുട്ടിയുള്ളവരായിരിക്കണം. കുഴലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പല വണ്ണത്തിലുള്ളവ നോക്കി എടുക്കണം. കാപ്പിലൂറി ട്യൂബുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് അല്പം കുട്ടിയുള്ള ഉൾവ്യാസം കുറഞ്ഞ ഭിത്തി കളോട് കൂടിയ കുഴലുകളും ആവശ്യമായ്രിക്കും. ഒരു നീളത്തിലുള്ള കുഴലുകൾ പ്രത്യേകം കെട്ടാക്കി കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം.

ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ പല വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ആവശ്യമായ നീളം സ്ക്രേൽകൊണ്ടുന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ട്യൂബിന്മേൽ വേണ്ട സ്ഥാനത്തു് ഒരു ത്രികോണ അര ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മുറിപാട് ഉണ്ടാക്കുക. കുട്ടിയുള്ള ഭിത്തികളാണെങ്കിൽ ഈ മുറിവ് ഭിത്തിയുടെ പകുതി ആഴംവരെ എത്തിയിരിക്കണം. വണ്ണം കുറഞ്ഞ കുഴലുകളിൽ രണ്ടു മൂന്നു ഉരസ്തൽകൊണ്ടു് ആവശ്യമായ മുറിപാടുകിട്ടും. മുറിപാട് ഉണ്ടാക്കിയശേഷം കുഴൽ കയ്യിലെടുത്തു് തള്ളവിരലുകൾ മുറിവിന്റെ മുകൾഭാഗത്തു് ഇരുവശത്തും വരത്തക്കവിധത്തിൽ ട്യൂബ് ഇരുവശത്തേക്കും അല്പം വലിച്ചു് ഒടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അധികം ബലപ്രയോഗം പാടില്ല. ചെറുബലംകൊണ്ടു് മുറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അരംകൊണ്ടു് രാകണം. മുറിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അറ്റങ്ങൾ ജപാലയിൽ പിടിച്ച് മിനുസമാക്കണം.

വളവുള്ള കുഴൽ വളവിൽനിന്നും അല്പം അകലെയായി മുറിക്കുന്നതിനു് വളവിന്റെ ഉൾഭാഗം രാകുകയാണു് നല്ലതു്. ഒരു ചെറിയ അറ്റമാണു്. മുറിച്ചുകളയേണ്ടതെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടു് പിടിച്ചു മുറിക്കുവാൻ മാത്രം നീളമുണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ട്യൂബിനു് ചുറ്റും അരംകൊണ്ടു് ഒരു വരയുണ്ടാക്കുക. ഈ വരയിന്മേൽ ചുടാക്കി പഴുപ്പിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡിന്റെ



അററം കൊണ്ട് തൊടുക. കഴൽ മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം ഈ വരയിൽ ഇററിക്കുക. കഴൽ വരയിൽ വച്ചുതന്നെ മുറിയുന്നതാണ്.



ചിത്രം 23 ഗ്ഛാസുഷ്ടുബ് മുറിക്കുന്നതും  
അററം മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതും

വൃന്തവും കട്ടിയും കൂടുതലുള്ള കഴലുകൾ മുറിക്കുന്നതിന് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതികൾ സ്വീകരിക്കുക.

1. ടൂബിന്റെ ചെറിയ അറ്റം മുറിച്ചുകുളയ്ക്കുന്നതിന് മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഒരു പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും മൂടാക്കിയ ഗ്ലാസ് റാഡ് കൊണ്ട് തൊടിയിടുക. വേണമെങ്കിൽ ജലം ഒഴിക്കുക. കഴലുകൾ ഒരിക്കലും അറുത്ത് (ഇഴന്ന്) മുറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

2. മുറിക്കേണ്ടതായ കഴലിന്റെയോ കുപ്പിയുടെയോ ഫ്ലാസ്കിന്റെയോ ഭിത്തികളിൽ മുറിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ത്രികോണ അര ഉപയോഗിച്ച് ചുരുമായി ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു നല്ല വര വരയ്ക്കുക. ഈ വരയിന്മേൽ ഉയന്ന് തപനിലയുള്ള ഒരു നേൽത്തല (ബ്ലോപൈപ്പ് ജപാല നല്ലതാണ്.) കൊണ്ട് മൂടാക്കുക. കഴൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ലതുപോലെ മൂടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലോപൈപ്പ് ജപാലയിൽനിന്നും മാറി വായു ഈ വരയിന്മേൽ തട്ടിക്കുകയോ ഒരു ഡോപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടു തുള്ളി ജലം ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഉപകരണം വരയിൽ തന്നെ മുറിയുന്നു.

3. ഉപകരണത്തിന് ചുരുമായി അരംകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി വരയ്ക്കുക. ഇതിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും 2-3 മി. മി. അകലത്തായി ഏതാനും ചുറ്റ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ചുറ്റി നന്നയ്ക്കുക. മുറിപാട് നേൽ, മൂട് കൂടുതലുള്ള ബ്ലോ പൈപ്പ് ജപാല കൊണ്ട് മൂടാക്കുന്നു. വികാസവ്യത്യാസം മൂലം വരയിൽ ചപ്പു തന്നെ കുപ്പി മുറിയുന്നു.


4. കുപ്പിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കുളയ്ക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി, മുറിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കുപ്പിക്കു ചുരുമായി അരംകൊണ്ട് ഒരു മുറിപാട് ഉണ്ടാക്കുക അടിഭാഗം ശക്തിയായി മൂടാക്കിയ ദൃഢം അല്പം റേജും ഒഴിച്ച് അടി പൊട്ടിക്കുക അടി പൊട്ടി



യുണ്ടായ ഈ വിജ്ഞാപനം ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച ഗ്ലാസ് റോഡ് കണ്ടെത്താൻ നാം ഉണ്ടാക്കിയ മുറിപാട് വരെയും ശേഷം മുറിപാടിൽ കൂടിയും മുന്പോട്ട് നീക്കുക. ഇങ്ങനെ നാം ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തുതന്നെ കുപ്പി വൃത്തിയായി മുറിക്കാം. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ഉപകരണം ബൽജറായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

6. വിദ്യുച്ഛക്തി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തു മുറിക്കാം. ഒരു വിദ്യുത് ഗ്ലാസ് കട്ടർ വളരെ ലളിതമായി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

### ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ



ചിത്രം 24 വിദ്യുത് ഗ്ലാസ് കട്ടർ

- a) രണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ
- b) 8" നീളമുള്ള 1000 വാട്ട് ഹിററർകമ്പി
- c) വാഷർ d) വിദ്യുത് കമ്പികൾ e) കുപ്പി
- f) കുപ്പിയിൽ ലരച്ചാരം g) മെ സ്റ്റാൻഡ്

ആദ്യമായി കുപ്പി മുറിയേണ്ട സ്ഥാനത്തു് കുപ്പിക്കു് ചുരുമായി ഒരു മുറിപാടു് ഉണ്ടാക്കുക. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഈ വര ഹീറർ കമ്പിയുടെ നേരെ മുകളിൽ വരത്തക്കവണ്ണം കുപ്പി പിടിച്ചു് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹീറർ കമ്പിയിൽ കുപ്പി തൊടരുതു്. കമ്പിയിൽ കൂടി വിദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കമ്പി പഴുക്കുകയും കുപ്പി ചൂടു് സ്വീകരിച്ചു് വരയിൽ തന്നെ മുറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലതുപേലെ ചൂടാകുമ്പോൾ കുപ്പിയിലെ വരയിന്മേൽ ഏതാനും തുള്ളി ജലം ഒഴിച്ചാൽ വികാസവ്യത്യാസംകൊണ്ടു് കുപ്പി വരയിൽതന്നെ മുറിയും.

ഉപകരണം പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ ബോൾട്ടിലോ ഹീറർ കമ്പിയിലോ കൈ തട്ടിയാൽ അപകടകരമായിപ്പോകു് തട്ടുന്നതാണു്. ഈ ഉപകരണം കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണു് നല്ലതു്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉപകരണം വിദ്യുത് ബന്ധത്തിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി വയ്ക്കണം.

### ഗ്ലാസ് കുഴലുകളുടെ അററം മിനുസപ്പെടുത്തൽ

മുറിച്ച ഗ്ലാസ് കുഴലുകളുടെ അററം മുർച്ചയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവകടത്തിവയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർട്യൂബുകൾ, അടപ്പുകൾ മുതലായവ കേടുവരുവാൻ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കു് മുറിവു പറുവാനും ഇടയുണ്ടു്. അതിനാൽ കുഴലുകൾ മുറിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവയുടെ അററങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തണം. വെള്ളത്തിൽ നന്നച്ച അററം അരക്കൊണ്ടു് സാവധാനം രാകി മിനുസപ്പെടുത്താം എന്നാൽ ഒരു ജപാലയിൽ കാണിച്ചു് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതാണു് നല്ലതു്. ഇതിനു് മിനുസപ്പെടുത്തേണ്ട അററം ജപാലയിൽ പിടിച്ചു് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. (ചിത്രം നോക്കുക) അത്രം ഉരുക്കിതുടങ്ങിയാൽ കുഴൽ ജപാലയിൽ നിന്നും മാറി സാവധാനം തണുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക വ്യാസം



വളരെ കുറഞ്ഞ കുഴലുകളാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച നേരമാത്രം ജപാലയിൽ കാണിച്ചു:ൽ മതിയാകുന്നതാണ്.


### ഗ്ലാസ് കുഴലുകൾ വളക്കുന്നത്

ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വളഞ്ഞ ഗ്ലാസ് കുഴലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇവ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ വളക്കേണ്ടി വരുന്നു. പൊതുവിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും 'L' വളവുകൾ മതിയാകുന്നതാണ്. രണ്ടുപകരണങ്ങൾ ഗ്ലാസ് കുഴലുകൾകൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക അസൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കുഴലുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇളക്കുമ്പോൾ കുഴൽ പൊട്ടുന്നത് തടയുന്നു.

ട്യൂബ് റുളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആസ് ബസ്റ്ററോസ് ഷിറിൽ ആവശ്യമായ കോണിന്റെ (വള



വിൻറെ) രൂപം വരച്ചു വയ്ക്കുക. സ്റ്റീരിയോലാമ്പിൻറെ തിരി അല്പം നിട്ടി നല്ലതുപോലെ പരത്തിവെച്ചശേഷം കത്തിക്കുക. കഴലിൻറെ വളയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം ജപാലയുടെ ഏറ്റവും ചുട്ടുള്ള അഗ്രഭാഗത്തു് പിടിച്ച് കഴൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഗ്ലാസ് മുദായി തുടങ്ങുമ്പോൾ കഴൽ ആസുബസുറോസ്ഷീറ്ററിൽ വെച്ച് ചെറിയ ബലത്തോടുകൂടി വളയ്ക്കുക. വേണ്ടത്ര വളഞ്ഞി ള്ലുകിൽ വിണ്ടും ചുടാക്കി മുദവയേശേഷം വളയ്ക്കുക. വളക്കുമ്പോൾ അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കരുതു്. വേണ്ടത്ര വളഞ്ഞാൽ ട്യൂബു് മറൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനേൽ വെച്ചു തണുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. സ്റ്റീരിയോലാമ്പിൻപകരം ബുൺസൻ മെക്കർ, ടൈക്ക എന്നീ ബർണറുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. 'U' കുഴലുകൾ വളക്കുന്നതിനു് കഴലിൻറെ നടുഭാഗം കൂടുതൽ നീളത്തിൽ ചുടാക്കണം. ഉൾവ്യാസം കൂടുതലുള്ള ട്യൂബുകൾ വളക്കുന്നതിനു് അവയ്ക്കകത്തു് നനച്ചിലാത്ത പൊടിമണൽ നിറച്ച് ചുടാക്കണം. മണൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടു് കഴൽ ഉരുക്കുമ്പോൾ ചുളിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ്



ചിത്രം 26

ചുരുളാക്കി വളക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ (Spiral) പ്രത്യേകരീതി അവലംബിക്കണം. ആദ്യം കഴൽ ഒരു പുകയുന്ന ജപാലയിൽ



പിടിച്ചു കീറിപ്പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ജപാലയിൽ ശക്തിയായി ചുടാക്കുകയും മുറ്റവാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ളാസ് റോഡിന്മേൽ ചുരുകയും ചെയ്യുക. പുക പിടിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ചുരവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത്തരം വളക്കൽ അല്പം പരിചയംകൊണ്ട് നേടേണ്ട സാമത്സ്യമാണ്.

### കാപ്പിപ്പുറി പൂമ്പകളും ജററ്പൂമ്പകളും

സാധാരണ ഗ്ളാസ് കഴലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ബാട്ടിലിനും മറ്റും ആവശ്യമായ ജററ്പൂമ്പകൾ നിർമ്മിക്കാം സാമാന്യം കട്ടിയുള്ള ഭിത്തികളോടുകൂടിയ ഒരു ഗ്ളാസ് കഴൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ശക്തിയേറിയ ഒരു ജപാലയിൽ ചുടാക്കുന്നു. ചുടാക്കുമ്പോൾ കഴൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല വണ്ണം ചുടാക്കുമ്പോൾ ഗ്ളാസ് മുറ്റവായിതിരുകയും കഴൽ ചുടായഭാഗത്തു് വളയുവാൻ പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതു് ജപാലയിൽനിന്നും മാറി തിരിച്ചുകൊണ്ടു്തന്നെ സാവധാനം ഇരുവശത്തേയ്ക്കും വലിച്ചുകറുക. കഴൽനിളകയും അററം കൂർത്ത രണ്ടു കഴലുകളായി മുറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂർത്ത അററത്തു് പോരമില്ലെങ്കിൽ അററം അല്പം പൊട്ടിച്ചു് കളയുക. രണ്ടററവും ജപാലയിൽ കാണിച്ചു് മിനുസ്സാക്കുക.

സാമാന്യം നീളമുള്ള ഗ്ളാസ് കഴൽ എടുത്തു് ജററപൂമ്പ് വലിച്ചശേഷം ആവശ്യത്തിന്നനുസരിച്ചു മുറിച്ച്ച്ചെട്ടിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം. നല്ലതരം ജററ്പൂമ്പകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അല്പം പരിചയം ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ കഴലുകൾ വാഷ് ബാട്ടിലിനും വാതകനിർഗ്ഗമനക്കുഴലുകളായും ഡ്രാപ്പറായും ഉപയോഗിക്കാം.

കാപ്പിപ്പറി ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നും ഇതുപോലെ ട്യൂബ് കുറച്ചു അധികം നീളം ചൂടാക്കുക. മുഴുവൻ ഭാഗവും മുറ്റുവായ



ചിത്രം 27 ജറു ട്യൂബ് നിർമ്മിക്കുന്നതു്.

അവസരത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടുക. ചൂടായഭാഗം വണ്ണം കുറഞ്ഞ കാപ്പിപ്പറി ട്യൂബായിക്കിട്ടുന്നു. ഇതിനുശേഷം ഇരു വശങ്ങളിലെയും വണ്ണം കൂടിയ കഴലുകൾ മുറിച്ചുകളയാവുന്നതാണു്. ട്യൂബ് വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ ഗുരുവായി തിരശ്ചീന ദിശയിൽ തന്നെ വലിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഗ്ലാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൊള്ളലേല്ക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൂടാക്കിയ ഗ്ലാസുകഴലുകളും മറ്റും തണുക്കുവാൻ കുറച്ചുനേരം എടുക്കും. തണുക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് അവയെതൊട്ടാൽ കയ്യിൽ ശക്തിയായി പൊള്ളൽ ഏല്ക്കുന്നു.



## അനീലിക്കൽ:— (Annealing)

ചൂടാക്കിയ ഗ്ലാസുകൾക്കും മറ്റും വേഗം തണുക്കുന്നതിന്നിടയായാൽ അവയിൽ ചെറിയ വള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് തടയുന്നതിന്നായി കഠിനതാപത്തിന് വിധേയമായ വസ്തു കുറച്ചുനേരത്തേയ്ക്ക് ജപാലയുടെ അടുത്തു് തന്നെ വയ്ക്കുന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു് ഇതു പുകയുന്ന ജപാലയിൽ അല്പം ചൂടാക്കി സാവധാനം തണുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക—ഈ ക്രിയയാണു് അനീലിക്കൽ.


## ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ദോരം തുളയ്ക്കൽ.—

ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ:

1. ഒരു ത്രികോണ അരം.
2. അല്പം ടർപ്പെൻടൈൻ
3. കുറച്ചു് കർപ്പൂരം.

ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം ടർപ്പെൻടൈൻ എടുത്തു് അതിൽ കുറച്ചു് കർപ്പൂരം ലയിപ്പിക്കുക. ഒരു ചുറ്റികകൊണ്ടു് അടിച്ചു് ഒരു ത്രികോണ അരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗം പൊട്ടിച്ചു കളയുക. അരത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തു് കൂത്തമുനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയിൽ ഒരു മന ടർപ്പെൻടൈൻ—കർപ്പൂരം മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി ദോരം തുളക്കേണ്ട ഭാഗത്തു് വച്ചു് ചെറിയ ബലത്തോടു കൂടി തുളയ്ക്കുക. ദോരം മറുവശത്തു് എത്താറാകുമ്പോൾ സാവധാനം ശ്രദ്ധയോടെ തിരിക്കണം. ദോരം പൂർത്തിയായാകെഴിഞ്ഞാൽ ടർപ്പെൻടൈനിൽ മുക്കിയ ഒരു **Half round file** ഉപയോഗിച്ചു് ദോരം വലുതാക്കുകയും മിനുസപ്പെത്തുകയും ചെയ്യണം.

ശക്തിയുള്ള നേർത്തജപാലകൊണ്ട് ചൂടാക്കിയും ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ദ്വാരം തുളയ്ക്കാം. ഗ്ലാസ് ഉപകരണത്തിന്റെ ഒരു വശത്താണ് ദ്വാരം വേണ്ടതെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പൈപ്പ് ജപാല ഉപയോഗിക്കാം. ബ്ലോക്ക് പൈപ്പിന് സമർത്ഥത വായു കടത്തുന്ന



ചിത്രം 28 ഗ്ലാസ് ഉപകരണത്തിൽ ദ്വാരം തുളക്കുന്നത്.

തിന് ഫുട്ട് ബ്ലോക്ക് പൈപ്പ് ഒരു വിപ്ലവ ഫുട്ട് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപകരണം വായുനിബലമായി അടച്ച ശേഷം ബ്ലോക്ക് പൈപ്പിന്റെ ക്രിസ്തജപാല തുളയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനത്തു സ്ഥിരമായി തട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ പിടിക്കുക ഗ്ലാസ് ഉരുകയും ഫാസ്റ്റിനകത്തുള്ള വായു ചൂടുകൊണ്ട് വികസിക്കുന്നതിനാൽ മർദ്ദം കാരണം ഈ സ്ഥാനത്തു് ഒരു കമിള ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു് പൊട്ടിച്ചു് മുൻപ് ചേർത്തതു് പോലെ അതും ഉപയോഗിച്ചു വലുതാക്കി മിനുസപ്പെടുത്താം.

ഒരു കേന്ദ്രം കൃത്യമായി അടിവശത്താണ് ദ്വാരം തുളയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ജപാലയുടെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഭാഗത്തു് ഈ ഭാഗം



പിടിക്കുക. ഗ്ലാസ് ഉരുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ജ്വാലയിൽനിന്നും മാറി സ്റ്റെംപ്ലിൽ ഉരുകുക. അപ്പോൾ ഉരുകിയഭാഗം കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു കമിയായി വികസിക്കുന്നു. ഇത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു സ്റ്റെംപ്ലി ജ്വാലയിൽപിടിച്ച് പാൽ മിനുസപ്പെടുത്താം.

### രണ്ടു ഗ്ലാസ് കഴലുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കൽ

1. ഒരു വ്യാസത്തിലുള്ള രണ്ടു കഴലുകളാണെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കേണ്ട അറ്റങ്ങൾ രണ്ടും വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുക. ഇവ ജ്വാലയിൽ പിടിച്ച് ചൂടാക്കുക. ഉരുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു കഴലുകളും ഒരു ആസ്പെസ് റോസ് ഷീറ്റിൽ വെച്ച് ഉരുകിയ രണ്ടു ററവാ ചേർക്കുക. തിരിക്കുകയോ അമർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അറ്റങ്ങൾ വിടവ് വരാത്തവിധത്തിൽ യോജിപ്പിക്കണം. സന്ധി സ്ഥാനം നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പ് കിട്ടുവാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കുക. കട്ടികൂടി പാൽ അഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുവാൻ കഴലിന്റെ ഒരറ്റം അടച്ചുപിടിച്ച് മറെറു അറ്റത്തുകൂടി പതുക്കെ ഉരുകുക.

### 'T' കഴലുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ

ആദ്യം ഒരു നിങ്ങള കഴൽ എടുത്ത് അതിന്റെ നടുഭാഗം ചൂടാക്കി ഒരു ചെറിയ പാൽ ഉണ്ടാക്കുക. തുടന്ന് ഈ പാൽത്തിന്റെ സ്ഥാനവും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട മറെറുകഴലിന്റെ അറ്റവും ചൂടാക്കിമുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ യോജിപ്പിക്കുക. ആദ്യത്തെ കഴൽ V പോലെ വളച്ചശേഷം രണ്ടാമത്തെ കഴൽ യോജിപ്പിച്ചാൽ Y സ്കൂബുകളും ഉണ്ടാക്കാം.



2. വൃത്യസ്ഥ വ്യാസങ്ങളുള്ള കുഴലുകൾ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ആദ്യം അവയുടെ അറ്റം ഒരു വ്യാസമുള്ളതാക്കുക. ഇതിനു വലിയ ട്യൂബിന്റെ അറ്റം ഉരുക്കി കാർബൺറാഡ് കൊണ്ട് തട്ടി കൂർപ്പിച്ചു ഒരു 'കോൺ' (cone) പോലെയാക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബിന്റെ അറ്റം ചുടാക്കി കൂർത്ത കാർബൺറാഡ് കൊണ്ട് കുത്തി ഉൾവ്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രണ്ടു കുഴലുകളുടെയും വ്യാസം ഇങ്ങനെ തുല്യമാക്കി മുൻപറഞ്ഞപോലെ അവ യോജിപ്പിക്കാം.

### ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ

ട്രേസ് ട്യൂബുകൾ, ഫ്ലാസ്കുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ദിന ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾക്കും കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ജലവും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം വൃത്തിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവയെ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാം. 10 മി. ലി. ഗാഢസൾഫൂറിക് ആസിഡിനോട് 35 മി. ലി. സോഡിയം (പൊട്ടാസിയം) ബൈക്രോമേറ്റ് പുരിതലായനി ചേർക്കുക. ഇത് നല്ലതുപോലെ ചുടാക്കി, ചൂടോടുകൂടി കഴുകേണ്ടതായ ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഒരു സ്ഥലത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്ത ദിവസം ലായനിമാറ്റി ഉപകരണം ശുദ്ധജലത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകുക. ഉപകരണം നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കുകിൽ ജലം എല്ലാഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു. വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായ ഉപകരണവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. അതിൽ ജലം അവിടവിടെ ഉരുണ്ട കൂടി നില്ക്കുന്നതായിക്കാണാം.

ഗ്ലാസ് ഉപകരണത്തിൽനിന്നും ഗ്രീസ്, ഓർ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപകരണം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലായ



നിയിൽ കഴുകുക, 12 ഗ്രാം കോസ്റ്റിക് സോഡ 95 % ഗാഢതയുള്ള 100 മി ലി. ഈതെൽ ആൽക്കഹോളിൽ ലയിപ്പിക്കുക. ഉപകരണം ഈ മിശ്രിതത്തിൽ കുറച്ചുനേരം മുക്കിനിർത്തുക. അതിനു ശേഷം ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകുക

### മിററുകൾ (Mirrors)

പ്രകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി വിവിധതരം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. മുൻ പ്രതലം വെള്ളിപൂശിയ ദൃപ്പുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലതു. ഇത്തരം ദൃപ്പുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ കനം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയില്ല. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിറർ സ്റ്റ്രിപ്പ് (Mirror strip) ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് റെസോൾഷൻ ഉള്ള ഗ്ലാസ് സ്പെഡുകളിൽ വെള്ളിപൂശിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. വക്രതല ദൃപ്പുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതരം ലെൻസുകളിൽ വെള്ളിപൂശിയെടുത്താൽ മതി.

### കണ്ണാടിയിൽ വെള്ളിപൂശുന്നത് (Silvering)

ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ

1. സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്
2. വാററിയ ജലം
3. അമോണിയം ഫോസ്ഫോക്സൈഡ്
4. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ടാർട്രേറ്റ്

ആദ്യം ചുവടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലായനികൾ തയ്യാറാക്കുക.

ലായനി 1: - 237 മി. ലി. വാററിയ ജലം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക 776 മി ഗ്രാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് 776 മി. ഗ്രാം സോഡിയം

പൊട്ടാസിയം കാർബേറേറ്റ് ചേർത്ത് 6-7 മിനിട്ട് നേരത്തേയ്ക്ക് തിളപ്പിക്കുക. ലായനി ഒരു തവിട്ടു നിറമുള്ള കപ്പിയിലാക്കി 'ലായനി 1' എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുക.

ലായനി 2 237 മി ലി. സ്പെട്രിതജലം അളന്നെടുക്കുക. ഇതിൽനിന്നും അല്പം ഒരു ട്രബിളറിൽ ഒഴിച്ചു് അതിൽ 583 മി. ഗ്രാം. സിൽവർനൈറേറ്റ് ലയിപ്പിക്കുക. മുഴുവനും ലയിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ലായനി തെളിയുന്നത് വരെ ഏതാനും തുള്ളി അമോണിയാ ലായനി ഒഴിക്കുക. ഇതിനോട് 1.04 ഗ്രാം സിൽവർ നൈറേറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഇത് മുഴുവനും ഇളക്കി ലയിപ്പിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വാറ്റിയ ജലവും ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഗ്ലാസ് ഫ്ലാസ്കിൽകൂടി അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ ലായനിയും ഒരു തവിട്ടു നിറമുള്ള കപ്പിയിലാക്കി 'ലായനി-2' എന്ന് ലേബൽ ഒട്ടിക്കുക.

കോൺസെൻട്രേറ്റ് മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ:-

ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ് അമോണിയാ ലായനിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഒരു നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ തുടയ്ക്കുക. 6 മി. ലി. വീതം 'ലായനി 1' -ം 'ലായനി 2'-ം ഒരു ട്രബിളറിൽ ഒഴിച്ചു് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ഈ മിശ്രിതം വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ചു് അത് ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിന് (**water bath**) മീതെ വയ്ക്കുക. അവക്ഷേപണം (**Precipitation**) പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബാത്തിൽനിന്നും മാറ്റി തണുക്കുവാൻ വയ്ക്കുക. കുറച്ചു് സമയം കഴിഞ്ഞു് വാച്ച് ഗ്ലാസിലെ ദ്രാവകം മുഴുവനും ഒഴിച്ചു് കളഞ്ഞു് വാഷ് ബാത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു് സാവധാനം കഴുകുക. വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ പിടിച്ച് വെള്ളി ആവരണത്തിന് മീതെ (കോൺകേവ് ഭാഗത്തു്) റേഡ് ലേഡ് കലർത്തിയ വാർണിഷ് പുശുക.



### കോൺവെക്ഷൻ മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ: -

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാച്ച് ഗ്ലാസിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ വിസ്താരമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ടെബിളിൽ വാച്ച് ഗ്ലാസ് കോൺവെക്ഷൻ ഭാഗം മുകളിൽ വരത്തക്കവിധത്തിൽ ഇറക്കിവയ്ക്കുക. മേൽപറഞ്ഞതുപോലെ ലായനി 1-ാം 2-ാം തുല്യവ്യാപ്തത്തിൽ കലർത്തി വാച്ച് ഗ്ലാസ് മുട്ടവാൻ മാത്രം ലായനി ഒഴിക്കുക. ടെബിളിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക. അവക്ഷേപണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബാക്കി ദ്രാവകം ഒഴിച്ചു കളയുക. വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഉണക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. ടെബിളിൽനിന്നും മാറ്റി വെള്ളി പുശിയ ആവരണത്തിന് മീതെ റേഡ് ലഡ് കലർത്തിയ വാർണിഷ് പുശുക. ഒരു മുൻകരുതലായി വാച്ച് ഗ്ലാസിന്റെ കോൺകേവ് ഭാഗം മുഴുവനും മെഴുകു പുശുന്നതു നല്ലതാണ്.

ഒരു പ്രതലത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗംമാത്രം വെള്ളി പുശണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒഴിക്കുക ബാക്കി മുഴുവനും മെഴുകു പുശുക.

### പുകപിടിപ്പിച്ചു കണ്ണാടികൾ:-

ചില പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പുകപിടിപ്പിച്ചു കണ്ണാടിച്ചിലുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. സാധാരണ കണ്ണാടിച്ചിലു് നല്ലതുപോലെ പുകഞ്ഞുകൂടുന്നു. ടർപെൻടൈൻ, കർപ്പരം, ബെൻസിൻ മുതലായവ കത്തിച്ച് പുക പിടിപ്പിക്കാം. അല്പം ഗ്ലാസ് വൃം ടർപെൻടൈനിൽ മുക്കി കത്തിക്കുക. പുകയുടെ മുകളിൽ കണ്ണാടിച്ചിലു് ചലിപ്പിക്കുക. എല്ലാഭാഗത്തും ഒരു പോലെ പുക പിടിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണാടിച്ചിലിന് പകരം ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കട്ടിക്കലാസ് ഉപയോഗി

കേയോലൈകിൽ പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം ചുക്കുകടലാസിൽ ചുക്കുമെരിതെ ചേപ്പർ വാർണിഷ് പുരട്ടി ഇത് റിക്കാർഡ് പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

### മെഴുകു കടലാസ്—(Waxed paper)

മെഴുകു കടലാസ് പരീക്ഷണശാലയിൽ ഇൻസുലേറ്ററായും കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ മേപ്പ് ചെയ്യുവാനും ഇരിമ്പു ഉരുക്കു എന്നിവകൊണ്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ഉപകരണങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് സ്ക്രീനിന് പകരം ഒരു താല്ക്കാലിക സ്ക്രീനായും മെഴുകു കടലാസ് പ്രയോജനപ്പെടും. പാരഫിൻ മെഴുകു ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ വാട്ടർബാത്തിന് മീതെ വെച്ചു ചൂടാക്കി ഉരുക്കുക. അതു ചുക്കുതു തുടങ്ങുന്നതിന് അല്പം മുൻപ് കടലാസിൽ പുരട്ടുക. അധികം ചൂടാക്കുന്നത് കെണ്ടു മെഴുകിന്റെ ചില ഇൻസുലേഷൻ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഗ്ലേസ് ചെയ്ത തത്തുലം പാത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ വെള്ളക്കടലാസ് ഉരുക്കിയ മെഴുകിൽ മുക്കിയാണ് മെഴുകു പുരട്ടുന്നത്. വായു കുമിളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നീക്കം ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം മെഴുകു ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ തൂക്കി നിർത്തുക.



ആറു

## വിശദീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

### (Dissection Techniques)



#### 1. വിശദീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ

ജീവശാസ്ത്രപരീക്ഷണശാലയിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണ ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാ തുരുമ്പു പിടിക്കാത്ത ഉരുക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരിക്കണം. വസ്തുക്കൾ വിശദീകരിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് ജീവശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ ശാലയിലെ പ്രധാനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാകയാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1. വലിയ സ്ക്വാൽപ്പൽ ഉറപ്പുള്ള ജന്തുഭാഗങ്ങൾ, കട്ടപ്പ മുളകായകൾ മുതലായവ അധികം ചലം പ്രയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

2. ഇടത്തരം സ്ക്വാൽപ്പൽ പുഷ്പങ്ങൾ, ഉറപ്പില്ലാത്ത ഫലങ്ങൾ മുതലായവ മുറിക്കുവാനും, തപ്തം, പേശികൾ മുതലായവയെ വരഞ്ഞു വേർപെടുത്തുവാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം.

3. ചെറിയ സ്ക്വാൽപ്പൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ വിശദീകരണത്തിന് പുഷ്പത്തിന്റെ ഓവറി വിശദീകരണം, ചെറിയ ഫലങ്ങൾ മുറിക്കൽ, ജന്തുശരീരത്തിലെ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾ ചേർപെടുത്തൽ, മുതലായവക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.



ചിത്രം 20 വിശദമായ ഉപകരണങ്ങൾ



4. വലിയ കത്രിക മാംസപേശികൾ മുറിച്ചുമാറുക, ശരീരഭിത്തികൾ കീറിമുറിക്കുക, ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ അസ്ഥികൾ മുറിക്കുക, മുതലായ ബലം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു്.

5. ചെറിയ കത്രിക കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറു പേശിതന്തുക്കൾ മുറിച്ച് മുട്ടുകുക ആവശ്യമായ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചുനീക്കുക മുതലായവക്കു്.

6. വലിയ ഫോർസപ്സ് (കൊടിൽ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനു് വലിച്ചു പിടിക്കുവാൻ സഹായകമാണു്).

7. ചെറിയ ഫോർസപ്സ് വലിയ ഫോർസപ്സു് കൊണ്ടു പിടിച്ചാൽ അപാകതയുള്ള സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെ വലിച്ചു പിടിച്ചു് മുറിക്കുന്നതു് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

8. പിടിയുള്ള സൂചികൾ രക്തക്കുഴലുകൾ, നാടികൾ, മുതലായവ വ്യക്തമായി കാണത്തക്കവിധത്തിൽ മറ്റു കലകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു് സെക്ഷനുകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽനിന്നും മറൊന്നിലേക്കു മാറ്റുന്നതിന്നും മറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുന്നു.

9. ബോൺകട്ടർ കടുപ്പമുള്ള അസ്ഥികൾ മുറിക്കുവാൻ

10. റേയ്സർ കലകളുടെ സെക്ഷൻ മുറിച്ചെടുക്കുവാൻ നല്ല മുർച്ചയുള്ള ഒരു റേയ്സർ ആവശ്യമാണു്.

വിമേദന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ സോപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി, ഓരോന്നും വൃത്തിയായ തുണികൊണ്ടു് തുടച്ചു് ചെട്ടിയിൽ യഥാസ്ഥാനത്തു് സൂക്ഷിക്കേ

ണ്ടതാണ്. ഓരോ ഉപയോഗത്തിനും അതാതിനു പററിയ ഉറപ്പും സൂക്ഷ്മതയുമുള്ള ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

റേയ്സർ. സ്ക്രാപ്പൽ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗം മൂലം മുർച്ചപ്പെട്ടവൻ ഇടയ്ക്കുകയോണ്ടു് ഇടയ്ക്കു മുർച്ചപ്പെടുത്തണം. സ്ക്രാപ്പലുകൾ സ്റ്റേറൈലിസേഷൻ അല്ല സോപ്പുവെള്ളമൊഴിച്ചു ഉറച്ചാൽ ആവശ്യമായ മുർച്ചകിട്ടുന്നതാണ്.

എന്നാൽ റേയ്സർകൊണ്ടു് മുറിക്കുമ്പോൾ കനം കുറഞ്ഞ സെക്ഷനുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതു നല്ല മുർച്ചയുള്ളതായി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. റേയ്സർ മുർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു് രണ്ടു ഉപാധികൾ ഉണ്ടു്.


1. സ്ട്രോപ്പിങ്ങ് (Stropping) റേയ്സർ നല്ല മുർച്ചയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും സ്ട്രോപ്പുചെയ്യണം. തുകൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രോപ്പു ഒരു കൊളുത്തുകൊണ്ടു് സ്ട്രോപ്പിന്റെ മറ്റൊരു അറ്റം പിടിച്ചു വലത്തുകൊണ്ടു് കത്തിയുടെ അലക് മുർച്ചയുള്ളതല പിന്നിൽ ചരത്തക്കവിധത്തിൽ മേല്പോട്ടും കീഴ്പോട്ടും ഉരസുന്നു. കത്തിയുടെ അലക് സ്ട്രോപ്പിൽ പതിഞ്ഞു നില്ക്കണം.

(ചിത്രം നോക്കുക.)

ഹോണിങ് Honing കുറച്ചു നാളത്തെ ഉപയോഗംകൊണ്ടു് കത്തിയുടെ വായ്ത്തല സ്ട്രോപ്പിങ്ങുകൊണ്ടു് മുർച്ച കിട്ടാത്തവിധം പാഞ്ഞുപോകും. അപ്പോൾ കത്തിയുടെ മുർച്ച കൂട്ടുന്നതിനു അതു് കല്ലിൽ ഉരസുന്നു. ഇതിനായി 6" നീളവും 3" വീതിയുമുള്ള സാമാന്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറൈൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.



കല്ലിൽ അല്പം സോപ്പുവെള്ളമൊഴിച്ചു കത്തിയുടൈവായ്ത്തല  
മുന്നോട്ടുവരത്തക്കവിധത്തിൽ കത്തി ഇരുവശത്തേക്കും ചലി



ചിത്രം 31 1 സ്കോപ്പിങ്ങ് 2. ഫോണിങ്ങ്

പ്പിക്കുന്നു. ഒരറ്റത്തുനിന്നായി മൂർച്ചയില്ലാത്ത വശത്തിനേൽ  
ഉരുട്ടി മറിച്ചു മൂർച്ചയുള്ള വശം മുന്നോട്ടാക്കി വീണ്ടും ഉരുയ്ക്കുക.  
ഫോണിങ്ങിനുശേഷം കത്തി സ്കോപ്പുചെയ്യുകയും വേണം.

### കൈകൊണ്ടു് സെക്ഷൻ മുറിക്കൽ (Hand sectioning)

അല്പം വണ്ണവും ഉറപ്പുമുള്ള സസ്യഭാഗമാണെങ്കിൽ അതു  
ഇടതു കയ്യിലും റേയ്സർ വലതു കയ്യിലും പിടിച്ചു അലക്  
ഇടതു കയ്യിന്റെ വിരൽകൊണ്ടു താങ്ങി നേരിട്ട സെക്ഷൻ  
മുറിക്കാം. ഉറപ്പില്ലാത്ത തണ്ടാണെങ്കിൽ കാരറൊ ഉരുളക്കി  
ഴങ്ങോ, പിത്തം (**Pith**) ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ മുറി  
ച്ചെടുത്തു് വസ്തു അതിന്റെ നടുവിലാക്കി പിടിച്ചു് സെക്ഷൻ  
മുറിക്കാം.

സെക്ഷൻ മുറിക്കുമ്പോൾ വസ്തു അതു ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാധ്യമത്തോടുകൂടി ഇടയ്ക്കിടക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം. മുറിച്ചെടുത്ത സെക്ഷനുകൾ വെള്ളത്തിലിടണം. ഇടയ്ക്ക് സെക്ഷൻ എടുത്തു് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പരിശോധിച്ചു് ആവശ്യമുള്ള തലത്തിൽത്തന്നെയാണോ മുറിയുന്നതു് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. തെറ്റായ തലത്തിലാണെന്നു കാണാൻ വസ്തു ഇളക്കി എടുത്തു് വീണ്ടും ശരിയായി വെക്കുകയും വീണ്ടും മുറിച്ചുപരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണം. സെക്ഷൻ കഴിയുന്നത്ര കനം കുറച്ചു മുറിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കുറുകെയുള്ള സെക്ഷനുകൾ (T. S) എടുക്കുവാൻ വസ്തു മാധ്യമത്തിൽ ലംബമായി നിൽക്കണം.



ചിത്രം 32 കുറുകെയുള്ള ഫേദകം (T. S.)

നെടുക്കെയുള്ള ഫേദകമാണ് മുറിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വസ്തു മാധ്യമത്തിൽ തിരശ്ചീനമായി നിൽത്തി ഏകദേശം  $\frac{1}{8}$  ഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞശേഷം സെക്ഷൻ മുറിക്കണം. ഉറപ്പുള്ള വസ്തുക്കളാണെ



കിൽ നെടുകെയുള്ള സെക്ഷൻ മുറിക്കുന്നതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴി ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

## യാന്ത്രിക സെക്ഷൻ (Mechanical sectioning)



പലതരം മെക്കാനിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചു വളരെ ലോലമായ സുതാര്യ സെക്ഷൻ കൾ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇവയുടെ കനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മൈക്രോൺ കണക്കിനാണ്. ഒരു മൈക്രോൺ എന്നു പറയുന്നത് ൧൦<sup>-൭</sup> ഇഞ്ചാണ്. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ൪ മുതൽ ൧൦ മൈക്രോൺ വരെയുള്ള സെക്ഷൻ കൾ മുറിക്കുന്നു. മൈക്രോടോം കൊണ്ടുള്ള സെക്ഷൻ മുറിക്കലിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ലഘുവായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം 33 ലംബമായ മേട്രക്കം (L. S)



ലഘുമൈക്രോസ്കോപ്പും, കൈലെൻസും

## (Simple microscope and hand lens)

സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള പുഷ്പഭാഗങ്ങൾ

ജ്യോതിർഭാഗങ്ങൾ മുതലായവയുടെ സരളമായ പഠനത്തിന് ഒരു കൈലെൻസിൽ നിന്നും, ഒരു ലഘുമൈക്രോ

സ്കോപ്പിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ആവർദ്ധനം (magnification) മതിയാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ലഘു ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.



ചിത്രം 34 കൈലൻസ് ചിത്രം 35 ലഘുമൈക്രോസ്കോപ്പ്

### കോംപൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്


വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ വലുതായി കാണേണ്ടിവരുമ്പോൾ കോംപൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. സാധാരണ പരീക്ഷണശാലയിലെ 200 മുതൽ 500 വരെ ആവർദ്ധനം നല്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ മതിയാകുന്നതാണ്. രണ്ട് ആവർദ്ധനം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് കാമ്പ്ജക്ടീവുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടിയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

### ഭാഗങ്ങൾ:—

ഒരു ഭാരമുള്ള പാദവും അതിൽനിന്നും ആവശ്യാനുസാരം ചരിക്കാവുന്ന ഇണവും അടങ്ങിയതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്



സ്റ്റാൻഡ്. ഭൂജത്തോടു ചേർന്ന് നില്ക്കുന്ന ഒരു കഴലിന് ബോഡിട്യൂബ് (body tube) എന്നു പറയുന്നു. ഈ കഴൽ ഭൂജ



ചിത്രം 36 മൈക്രോസ്കോപ്പ്

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. ഓക്കലർ           | 2 ബോഡിട്യൂബ്      |
| 3. സ്ഥൂലസമായോജകം    | 4 ഭൂജം            |
| 5. നോസ്‌പിസ്        | 6 ഓബ്ജക്ടീവ്      |
| 7. സ്റ്റേജ്         | 8 ഡയാഫ്രം         |
| 9. സ്ലൈഡ്ജിപ്പകൾ    | 10 ചരിവുക്രമീകരണം |
| 11. സൂക്ഷ്മസമായോജകം | 12 മിറർ 13. പാദം  |

ത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച രണ്ടു സ്ക്രൂകൾ തിരിച്ചാൽ മേലോട്ടും കീഴോട്ടും ചലിപ്പിക്കാം. വലിയ പിടിയുള്ള സ്ക്രൂ കഴലിനെ വേഗത്തിലും, ചെറിയ പിടിയുള്ള സ്ക്രൂ സാവധാനത്തിലും ചലിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ സ്ക്രൂവിനെ സ്ഥൂലസമാജനം (Coarse adjustment) എന്നും ചെറിയ സ്ക്രൂവിനെ സൂക്ഷ്മസമാജനം [Fine adjustment] എന്നും പറയുന്നു. ട്യൂബിന്റെ മുകളറ്റത്തു് ആവശ്യാനുസരം മാറാവുന്നതും ഐപിസുകൾ (Eye piece) അടങ്ങിയ ഓക്കുലർ (Ocular) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബോഡി ട്യൂബിന്റെ കീഴ്ത്തറ്റത്തു് ഒരു നോസ് പീസ് (nose piece) അതിനോടു ബന്ധിപ്പിച്ച ബെജക്ടറിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഭുജത്തോടു ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറൊരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റേജ്. ഇതിന്റെ നടുവിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടു്. പരിശോധിക്കേണ്ടവസ്തു ഈ ദ്വാരത്തിന്നു മുകളിൽ വരുന്നതക്കവിധത്തിൽ സ്റ്റേഡ് സ്റ്റേജിൽ വച്ചുശേഷം അവിടെയുള്ള രണ്ടു ക്ലിപ്പുകൾ മുഖേന ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. സ്റ്റേജിന്റെ അടി വശത്തുള്ള മിറർ സ്റ്റേഡിന്നു ആവശ്യമായ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രകാശത്തെ സ്റ്റേഡിലേക്കു് ദിശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു കണ്ടൻസർ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവുനിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഡയഫ്രാമും ഉണ്ടായിരിക്കും.

### ഉപയോഗിക്കേണ്ടവിധം

1. ആദ്യം ഐറിസ് ഡയഫ്രാമും മുഴുവനും തുറന്നു് ശക്തികറഞ്ഞ അദിദർശകം ക്രമീകരിച്ചു് ഐപ്പിസിൽ കൂടി നോക്കി പ്രകാശം ഒരു പോലെ കിട്ടുന്നതക്കവിധത്തിൽ മിറർ ക്രമീകരിക്കുക. പ്രകാശം ഒരു പോലെ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ ക്രമീകരിച്ചു് ശരിയാക്കുക. മിററിന്റെ സമതലമാണ് പ്രതിഫ



ലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്. കണ്ടൻസർ ഇല്ലാത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് തലം ഉപയോഗിക്കണം.

2. പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെക്കുക. നേത്രകലയിൽ കൂടി നോക്കി ആദ്യം സ്ഥൂലസമായോ ജനം ഉപയോഗിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സൂക്ഷ്മസമായോ ജനം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക.

3. ഫെറിസ് ഡയഫ്രാക്റ്റിക് ആവശ്യമായ പ്രകാശം മാത്രം കടത്തത്തക്കവിധത്തിലാക്കുക.

4. സെക്ഷനിന്റെ പരിശോധിക്കേണ്ടഭാഗം വിക്ഷണ് പരിധിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരിക.

5. ആവശ്യമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാഭിമുഖീകരണം സ്ലൈഡിനു മിതെകൊണ്ടുവരിക. സൂക്ഷ്മസമായോ ജനം തിരിച്ച് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക.

6. രണ്ടു കണ്ണുതുറന്നു പിടിച്ചു ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുക. രണ്ടുകണ്ണും മാറിനോക്കി ശീലിക്കണം.

മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ

1. മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിലപിടിച്ച ഒരു സൂക്ഷ്മഉപകരണമാണെന്ന ധാരണയോടെ പെരുമാറുക.

2. ഒരു കൈകൊണ്ട് ഭൂജത്തിൽ പിടിച്ചും മററുകൈ കൊണ്ടു പാദം താങ്ങിയും ആയിരിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നും മററാരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ

3. ദ്രാവിഡർക്കും, രാസവസ്തുക്കളും ലെൻസുകളിലോ, മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോ പറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

4. സ്റ്റൈഡ് കവർ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയുള്ളതും നന്നായില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം.

5. വസ്തു ആദ്യം ശക്തികറഞ്ഞ അഭിദൃശ്യകത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തതിനുശേഷമേ ശക്തികൂടിയ അഭിദൃശ്യകത്തിനടിയിൽ നോക്കാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മലെൻസ് സ്റ്റൈഡിൽ തട്ടി സ്റ്റൈഡോ, ലെൻസോ പോരിപ്പോകുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

6. വസ്തു കവർസ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് മുടിയശേഷമേ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വയ്ക്കാവൂ. പ്രത്യേകിച്ചും സൂക്ഷ്മ അഭിദൃശ്യകത്തിനടിയിൽ കവർ സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കരുത്.

7. കണ്ടൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമതല മിററും ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺകോവ് മിററും ഉപയോഗിക്കുക

8. ശക്തികറഞ്ഞ അഭിദൃശ്യകത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തമ്പോൾ ആദ്യം സ്ഥൂലസമായോജനം ഉപയോഗിക്കുക. ശേഷം സൂക്ഷ്മസമായോജനം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ശക്തികൂടിയ അഭിദൃശ്യകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്ഥൂലസമായോജകം തന്നെ ഒരു പ്രാഥമ്യത്തിലധികം തിരിക്കേണ്ടിവരരുത്. ഇതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈഡോ, ലെൻസു തന്നെയോ പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

9. ലെൻസുകളുടെ പുറം ഭാഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ലെൻസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ലെൻസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിൽ മുക്കി തുടയ്ക്കാം. ശേഷം നല്ല ലെൻസുപേപ്പർ കൊണ്ട് വീണ്ടും തുടയ്ക്കുക.



ഏഴ്

## മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്പൈഡർ


ജീവശാസ്ത്രപഠനത്തിന് സൂക്ഷ്മജീവികളെയും വലിയ ജീവികളുടെ സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങളെയും വലുതാക്കി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇതിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയെ പ്രത്യേകം പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പല വസ്തുക്കൾക്കും നിറം (Stain) കൊടുക്കാനും ഉണ്ട്. ജീവശാസ്ത്രപരീക്ഷണ ശാലയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം സ്പൈഡർ തയ്യാറാക്കൽ. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്പൈഡർ വാങ്ങുവാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥിരസ്പൈഡർക്ക് പുറമേ ക്ലാസിൽ വെച്ചുതന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ചില താൽക്കാലിക സ്പൈഡർകളും പഠനത്തിന് വളരെ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

### താൽക്കാലിക മെന്റേകൾ.

താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജലത്തിലോ ഗ്ലിസറിനിലോ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന സ്പൈഡർകളാണ് താൽക്കാലിക മെന്റേകൾ. ഇത്തരം സ്പൈഡർകളിൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയോ വലിയ ജീവികളുടെ ഭാഗങ്ങളെയോ മെന്റേക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാം.

ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ്സസ്പൈഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും വൃത്തിയായി തുടച്ചു നടുവിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം വയ്ക്കുക. പരിശോധിക്കേണ്ടതായ വസ്തു ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ സൂചികൊണ്ടോ ഈ

ജലത്തുള്ളിയിൽ വയ്ക്കുക. വസ്തു പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജലം ഒഴിക്കുക. ഒരു വൃത്തിയുള്ള കവർ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇരുവശങ്ങളും തുടച്ച് വായു കുമിളകൾ ഉൾപ്പെടാത്തവിധത്തിൽ വസ്തുവിന് മീതെ വയ്ക്കണം. ഇതിന് വേണ്ടി കവർ സ്ലിപ്പ് ഏകദേശം  $45^\circ$  പരിച്ച് വസ്തു



ചിത്രം 37 കവർസ്ലിപ്പ് വയ്ക്കേണ്ട വിധം

വിന്നടുത്തായി ഒരരികിന്മേൽ നിർത്തുക. മറ്റേ അരികു് ഒരു സൂചികൊണ്ട് താങ്ങി പതുക്കെ താഴ്ത്തി വസ്തുവിന് മീതെ നിർത്തുക. ജലം അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒപ്പി മാറ്റാം. ജലം കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തുള്ളിയായി കവർസ്ലിപ്പിനടുത്ത് ചുറ്റുകൊടുത്താൽ ഉള്ളിലേയ്ക്ക്



വലിഞ്ഞു കയറുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ സൈഡ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സ്ലൈഡിൽ വച്ച് പരിശോധിക്കാം.



ജലത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെ പരിശോധിക്കുവാൻ അവ വളരുന്ന കർച്ചർജലം ഒരു തുള്ളി എടുത്തു സൈഡിൽ വച്ചുകവർസ്ലിപ്പ് കൊണ്ടു മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം മൂടി മെഴുണ്ട് തയ്യാറാക്കണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ ചലനവേഗത കുറയ്ക്കണം സാധാരണ

ചിത്രം 88 സൈഡിൽ ജലം ചേർക്കുന്നതും കൂടുതൽ ജലം നികം ചെയ്യുന്നതും


കവർ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ചലനം ദൃശ്യമാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല, സെല്ലുകൾ ഞെറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവയുടെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഉപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ ശുദ്ധജലത്തിൽ മെഴുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വിർത്തു് പൊട്ടുന്നു. അതിനാൽ സൂക്ഷ്മജീവികളെ മെഴുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

### 1. വീർക്കുന്നതു തടയുവാൻ

ഉപ്പ് ജലാംശങ്ങളിലെ ജീവികളാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു തുള്ളി 0.7% ഗാഢതയുള്ള ഉപ്പ് ജലം സൈഡിൽ വച്ച് കർച്ചർ ദ്രാവകം ഒരു തുള്ളി അതിൽ ഒഴിക്കുക. ഉപ്പ് ജലത്തിന് ഗാഢത കൂടിയായ് സെല്ലുകൾ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചുണ്ടി പോകും.

## 2. ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുവാൻ.

ജലത്തിൽ മെഴുണ്ട് ചെയ്ത സ്പെഡ് അധികംനേരം വച്ചിരുന്നാൽ ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്നു. അതിനാൽ വസ്തുക്കൾ വ്യക്തമായിക്കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ യുള്ള ബാഷ്പീകരണം തടയുവാൻ കവർസ്ക്ളിപ്പിന്റെ വക്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഗ്രീസ് പുരട്ടണം. ഇത് മറെറാരു രീതിയിലും ചെയ്യാം. കവർ സ്ക്ളിപ്പിനേക്കാൾ അല്പം വായുവട്ടം കുറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ തുറന്ന അറ്റം വാസലിനിൽ മുക്കുക. വസ്തു സാധാരണപോലെ സ്ക്ളൈഡിൽ വയ്ക്കുക. വസ്തുവിന് ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന തണുത്തവീധത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബു കമഴ്ത്തി വച്ച് സ്പെഡിൽ വസ്തുവിനുചുറ്റും ഒരു വാസലിൻ വളയം ഉണ്ടാക്കുക. വേണ്ടത്ര ജലം ഒഴിച്ചശേഷം ഈ വാസലിൻ വളയത്തിന് മീതെ കവർ സ്ക്ളിപ്പ് വച്ച്



ചിത്രം 39 ബാഷ്പീകരണം കുറയ്ക്കുവാൻ വാസലിൻകൊണ്ട് വലയമുണ്ടാക്കുന്നു. പരിശോധിക്കാം. വാസലിൻവളയം ബാഷ്പീകരണത്തെ തടയുന്നു.



## 3 ജീവികൾ തെറിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുവാൻ:—

ഒരു തുള്ളിജലം സ്ക്ളൈഡിൽവച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നും പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ നാനാ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ചിതറിപ്പോകുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് കവർസ്ക്ളിപ്പ് വച്ച് ജലം ഒരേനിരപ്പിലുള്ള പാട



യഥാ: പരത്തുന്നത്. എന്നാൽ കവർ സ്കീപ്പിംഗ് ഓഗം കാരണം ചില ജീവികൾ തെരിഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇത് തടയുന്നതിനു താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചലിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ മെഴങ്ങ് ചെയ്യും.

ആദ്യം കാർഡ് ബോഡ് കൊണ്ട് കവർ ഗ്ലാസിനേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞ ഉൾഭാഗമുള്ള ഒരു വാഷർ വെട്ടിയുണ്ടാക്കുക. ഇതിന്റെ രണ്ടു പുറത്തും വാസലിൻ പുരട്ടുക. ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് സ്കെഡിന്റെ നടുവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയായി തുടച്ചെടുത്ത് കർച്ചർ ഭ്രാവകം ഒരു ഇമ്മി അതിൽ ഒഴിക്കുക. ഈ തുള്ളി വാഷറിനു നടുവിലായി എന്നാൽ അതിന്മേൽ തൊടാത്തവിധത്തിൽ സ്കെഡ് കവർ ഗ്ലാസിന്മേൽ വച്ച് ഉറപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ സ്കെഡ് പെട്ടെന്നു മറിച്ചു കവർ ഗ്ലാസുള്ള ഓഗം മുകളിൽ വരുത്താവുന്നതാക്കുക. ഇപ്പോൾ കർച്ചർ ഭ്രാവകം കവർ



ചിത്രം 40 ഹാങ്ങിങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ

ഗ്ലാസിൽ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു തുള്ളിയായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാണികൾ തെരിയുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, അവയുടെ സഞ്ചലനം കൂടി വ്യക്തമാക്കിത്തന്നു.

വാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മെന്ററിനെ ഫാഷിങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ (Hanging drop Preparation) എന്നു പറയുന്നു.

#### 4. ജീവികളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുവാൻ

ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡിൽ ജില്ലാറിൻ കൊണ്ടോ മിതൈൽ സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടോ ഒരു വലയം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ നടുവിലായി സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയ കുറച്ചു ദ്രാവകം വയ്ക്കുക. കുവർ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ മിതൈൽ സെല്ലുലോസ് നടുവിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതോടുകൂടി അണുജീവികളുടെ സഞ്ചലന വേഗത കുറയുന്നു.

#### നിറം കൊടുക്കൽ—(സ്റ്റേയിനിങ്ങ്)

ചില രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ലായനികൾ സെല്ലിന്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനു സ്റ്റേയിനിങ്ങ് (Staining) എന്നു പറയുന്നു. ജീവ ശാസ്ത്രത്തിൽ പലതരം സ്റ്റേയിനുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്.

1. അയഡിൻ, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ്, ഗ്രാംസ്ത്രിൻ എന്നിവ നിറം കൊടുക്കുമെങ്കിലും സെല്ലിനെ നിർജീവമാക്കുന്നതിനാൽ ജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം സ്റ്റേയിനുകളെ “നോൺവൈറ്റൽ സ്റ്റേയിനുകൾ” (Non vital stain) എന്നു പറയുന്നു.

2. എന്നാൽ മൈതിലിൻ ബ്ലൂ, ന്യൂൽറൈഡ് കോക്സറൈഡ് എന്നീ സ്റ്റേയിനുകൾ നിറം കൊടുക്കുകയും ജീവൻ



നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവികളുടെ സഞ്ചലനവും മറ്റു ജീവധർമ്മങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവയെ 'വൈറൽ സ്റ്റേനുകൾ' (Vital stains) എന്നു പറയുന്നു.

### താല്പാലിക സ്റ്റേയ്നിങ്ങ്:—

ഒരു തുള്ളി ഉചിതമായ സ്റ്റേയിൻ ഒരു വൃത്തിയുള്ള സ്ലൈറിന്റെ നടുവിൽ വയ്ക്കുക. ജലം ബാഷ്പീകരിച്ച് സ്റ്റേയിന്റെ ഒരു പാട് സ്ലൈഡിൽ ശേഷിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലൈഡുകൾ മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ പാടിന്മേൽ ഒരു തുള്ളി കറുപ്പർ ഭ്രാവകം വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേയിൻ സാധധാനം ലയിച്ച് സെല്ലുകൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുന്നു. മെഴങ്ങ് വൃത്തിയുള്ള കവർ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക. മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കറഞ്ഞ വർദ്ധമാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം സൂക്ഷ്മവർദ്ധമാനത്തിലും നോക്കാവുന്നതാണ്.

### രക്തപ്പാടുകൾ (Blood smears)

രക്തപ്പാടുകൾകൊണ്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് രാസപരമായി ശുദ്ധീകരിച്ച ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് സ്ലൈഡ് 95% ആൾക്കഹോളിൽ മുക്കി ജ്വാലയിൽ കാണിച്ച് ചൂടാക്കണം. തണുത്തശേഷം ഈ സ്ലൈഡിന്മേൽ ഒരു തുള്ളി പുതിയ രക്തം വയ്ക്കുക [വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രക്താണെങ്കിൽ കശാപ്പ് ശാലയിൽ നിന്നും) 100 മി. ലിറ്ററിന് 0.1 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ സോഡിയം ഓക്സലേറ്റ് ചേർത്താൽ കട്ടയാകുന്നതിനെ തടയാം] ഈ തുള്ളിയുടെ മുകളിലായി 60° ചരിവിൽ ശുചിയാക്കിയ

വേറെ ഒരു സ്ക്ലൈഡ് പിടിക്കുക. ഇത് രക്തത്തുള്ളിയിൽ തൊടിയിച്ച് രക്തം നീളത്തിൽ പരക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. തുടന്ന് മുകളിലത്തെ സ്ക്ലൈഡ് വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കുക. കട്ടികുറഞ്ഞ ഒരു രക്തപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഉണക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക.

### റൈറ്റിന്റെ ബ്ലൂഡ് സ്ത്രെയിൻ രീതി.

മേൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു രക്തപ്പാടിന്റെ സ്ക്ലൈഡ് ഒരു ചൈനാഡിഷിന്മേൽ വയ്ക്കുക. പാട് മുഴുവനും റൈറ്റ് സ്റ്റേയ്ക്കിൻകൊണ്ട് മൂടുക. 3 മിനുട്ട് നേരം കൊണ്ട് പാടുകൾ സ്ക്ലൈഡിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്മേൽ സ്പെദിത ജലം തുള്ളിയായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പാട് പച്ചനിറമായി തീരുന്നു. ഇത് 3 മിനുട്ട് നേരം സ്ക്ലൈഡിൽ നിർത്തിയശേഷം കഴുകിക്കളയുക. സ്പെദിതജലത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം കഴുകണം. സ്ക്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രോഫിൽസെല്ലുകൾ ലൈലാക്ക്നിറവും ബേസോഫിൽസെല്ലുകൾ കടും നീലനിറവും ഇസ്റ്റെഫിൽ സെല്ലുകൾ ശോഭയുള്ള ചുവപ്പുമായിരിക്കും. സ്ക്ലൈഡ് കൂടുതൽ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്പെദിതജലം കൊണ്ട് കഴുകിനിറം കുറയ്ക്കുക. ഈ രീതികൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത രക്തസെല്ലുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സാധിക്കും.

### ബാക്ടീരിയ പാടുകൾക്ക് ഗ്രാംസ് സ്ത്രെയിൻ.

ആദ്യം ഖരമാല്യമത്തിലുള്ള അല്പം കുറച്ചു 5 മി. ലി. സ്റ്റുറൈൽ ജലത്തിൽ മാറ്റി ഒരു കമ്പിവലയം (loop) കൊണ്ട് ഇളക്കുക. ഈ വലയത്തിൽതന്നെ ഒരു തുള്ളി ദ്രാവകം എടുത്ത് രാസപരമായി ശുചിയാക്കിയ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വച്ച്



നേർത്ത പാടയായി പരത്തുക. ഇത് ഉണക്കിയശേഷം സ്ലൈഡിന്റെ അടിവശം ഒരു സ്പിരിറ്റ് പാലയുടെ മുകളിൽ കൂടി ആറ് പ്രാവശ്യം ചലിപ്പിക്കുക. അടിവശം മൂടായാൽ പാട് സ്ലൈഡിൽ ഉറച്ചു എന്നു പറയാം.

ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ പാടിൽ ധാരാളം ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സ്റ്റേയ്ൻ ഒഴിക്കുക. ഒരു മിനുട്ട് നേരം കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു സേപദിത ജലത്തിൽ കഴുകി 95% ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുക (ആൽക്കഹോളിൽ നിറം വരാതിരിക്കുന്നതുവരെ കഴുകണം). അതിനു ശേഷം സാഫ്രനിൻ ധാരാളം ഒഴിക്കുക. ½ മിനുട്ട് നേരം കഴിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കിമൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പരിശോധിക്കുക.

ഈ സ്റ്റേനിങ്ങ് കൊണ്ട് വിവിധ ബാക്ടീരിയയെ തിരിച്ചറിയാം. ഗ്രാം പോസിറ്റീവായ കോക്കസ് നിറം നഷ്ടപ്പെടാതെ വയലറ്റ് നിറമായിക്കാണുന്നു. ഗ്രാം നെഗറ്റീവായ ബാസില്ലസ്, സ്റ്റ്രെപ്റ്റോ, സ്റ്റെറോക്കിറ്റ് എന്നിവ നിറം നഷ്ടപ്പെട്ട് സാഫ്രനിൻ സ്വീകരിച്ചു ചുവപ്പ് നിറമായിക്കാണുന്നു.

വലിയ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചിന്നകൾക്കു ഏതുതരം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പരിശോധിക്കാം. സസ്യവസ്തുക്കൾക്കും ജന്തുവസ്തുക്കൾക്കും യോജിച്ച സ്റ്റേനിംഗുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്റ്റേനിയിൽ ചെയ്യണം. സാധാരണയായി സാഫ്രനിൻലായനി നേർപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതു കട്ടിയുള്ള സെൽഭിത്തികളെ ചുവപ്പാക്കി കാണിക്കും. ജന്തുസെൽഷൺ മുറിക്കൽ കുറച്ചു പ്രായം സമാകയാൽ സ്ഥിരം സ്ലൈഡുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

### സ്ഥിരസ്ലൈഡുകൾ Permanent slides

താല്ക്കാലിക മെന്റേജുകൾ വേഗം കേടുവരും അതിനാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനില്ക്കുന്ന സ്ഥിരം സ്ലൈഡുകളായി

പിവികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥിരം സ്റ്റേഡ് കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിവിധഘട്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. കട്ടപ്പം കിട്ടുന്നതിന് കലകൾ ഉറപ്പിക്കുക Fixing
2. ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യുക (dehydration )
3. സൈലോൾ ഉപയോഗിച്ച് (xylol) ആൽക്കഹോൾ നീക്കം ചെയ്യുക.
4. മെഴുകിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
5. മൈക്രോടോം ഉപയോഗിച്ച് സെക്ഷൻ മുറിക്കുക.
6. സെക്ഷനുകൾ സ്ലൈഡിൽ ഉറപ്പിക്കുക.
7. സെക്ഷനിലുള്ള മെഴുകു സൈലോളിൽ ലയിപ്പിച്ചുമാറുക
8. ക്രമേണ ഗാഢതകറയുന്ന ആൽക്കഹോൾ ശ്രേണിയിൽ കൂടി കടത്തി വെള്ളത്തിലിടുക.
9. സ്റ്റേയിൻ ചെയ്യുക (staining)
10. ക്രമേണ ഗാഢതകൂട്ടുന്ന ആൽക്കഹോൾ ശ്രേണിയിലൂടെ ജലാംശം നീക്കം ചെയ്യുക.
11. കാമ്പഡ ബാർസത്തിൽ മെഴുണ്ടു ചെയ്യുക.
12. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചു പരിശോധിക്കുക.

1. ദൃഢീകരണം സ്ഥിരം സ്ലൈഡിനുള്ള കലകൾ ഒരു ദൃഢീകരണദ്രാവകത്തിൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്കു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി എല്ലാസെല്ലുകളും സമമായി വേഗത്തിൽ നിർജ്ജീവമാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വിവിധ സെല്ലുകളിലെ ഘടകങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാണുവാൻ സൗകര്യം കിട്ടുന്നു. ഏതാനും ദൃഢീകരണദ്രാവകങ്ങളുടെയും അവ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങളുടെയും പേർ അടുത്ത വശത്തിൽ ചേർക്കുന്നു.

സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം 48 മണിക്കൂർ വരെ ദൃഢീകരണ മാധ്യമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ മാധ്യമം കഴുകിക്കളയുകയും അടുത്തപ്രവർത്തനത്തിലേക്കു കടക്കുകയും ചെയ്യണം.



ദൃശ്യീകരണമാദ്ധ്യമം	ഉപയോഗം	കുഴക്കുന്നതിനുള്ള മാദ്ധ്യമം
1. ഈതെൽആൾക്കഹോൾ	സസ്യകലകൾ ജന്തുക്കലകൾ	70 % ആൽക്കഹോൾ
2. അസറ്റിക് ആൽക്കഹോൾ	ജന്തുക്കലകൾ	70 % ആൽക്കഹോൾ
3. മർബ്രിക് ക്ലോറൈഡ് ലായനി	സസ്യകലകൾ ജന്തുക്കലകൾ	അയഡിൻ - ആൽക്കഹോൾ - നിറംകളയുവാൻ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.
4. പിക്രിക് ആസിഡ്	സസ്യകലകൾ ജന്തുക്കലകൾ	50-70 % ആൽക്കഹോൾ
5. അസറ്റിക് ആസിഡ്	ജന്തു നൂൽകീയസ്	50 % ആൽക്കഹോൾ
6. ഫോർമാൽ ഡി ഹൈഡ്	ജന്തുക്കലകൾ	70 % ആൽക്കഹോൾ
7. ഫോർമലിൻ ആൽക്കഹോൾ	സസ്യകലകൾ	70 % ആൽക്കഹോൾ
8. പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റ്	ജന്തുക്കലകൾ	1 % ക്ലോറാൾ ഫൈഡ്രറിൽ കുഴക്കുക.

2 ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് ജലം നീക്കം ചെയ്യൽ.—

### (Dehydration)

വസ്തുവിലെ ജലം സാവധാനത്തിൽ മാത്രമെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലോലമായ കലകൾ ചുരുങ്ങി കേടുവന്നു പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. വസ്തു ആദ്യം 70% ആൽക്ക

ഘോഷിത ആയിരുന്നവെങ്കിൽ 70% ഇതതെന്തെ ആൽക്കഹോളിന്തന്നെ ഡിഫൈന്യേഷൻ ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ 70% ആൽക്കഹോളിൽ കഴുകാത്ത കലകൾ 30%, 50% എന്നീ ഗാഢതകളിൽ കൂടി കടത്തിയശേഷമേ 70% ആൽക്കഹോളിലേക്ക് മാറാവൂ. ഏതാനും മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് 70% ആൽക്കഹോളിൽ നിർത്തിയശേഷം ഒരു മണിക്കൂർനേരം 95% ത്തിലും അതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കവിയാതെ ശുദ്ധ ആൽക്കഹോളിലും നിർത്തുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടി കലകളിലെ ജലം മുഴുവനും ആൽക്കഹോൾ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

### 3. ആൽക്കഹോൾ നീക്കം ചെയ്യൽ—ക്ലിയറിംഗ് (Clearing)

ശുദ്ധ ആൽക്കഹോളിൽനിന്നു. വസ്തു സൈലോളിലേക്ക് (Xylol) മാറുക. സൈലോൾ കലകളിലെ ആൽക്കഹോൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വസ്തു സൈലോളിൽ നിർത്തുക. സൈലോളിൽ വെളുത്ത നിറം കണ്ടാൽ വസ്തു രണ്ടാമതും ശുദ്ധ ആൽക്കഹോളിലേക്ക് മാറുക. ഡിഫൈന്യേഷൻ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാലാണ് സൈലോളിൽ വെള്ളനിറം കാണുന്നത്.

4. മെഴുകിൽ ഉറപ്പിക്കുക. സൈലോളിൽ കഴുകി ആൽക്കഹോൾ നീക്കം ചെയ്തശേഷം വസ്തു ഉരുകിയിരിക്കുന്ന ചൂട് മെഴുകിലേക്ക് മാറണം. മെഴുകിന്റെ താപനില അതിന്റെ ഭൂവണങ്കത്തിൽ നിന്നും ഒന്നരണ്ടു ഡിഗ്രി ഉയർന്നിരിക്കണം.

വസ്തു ഒരു കടലാസ് കോണിൽവെച്ച് അതിൽ മെഴുകു ഒഴിക്കുക. ഇത് ഒരു പാർഫിൻ ഓവനിൽ നിർത്തുക. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ഭൂവകമെഴുകു ഒഴിക്കുക. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂവകമെഴുകു ഒഴിക്കുക.



ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പുതിയ മെഴുകു ഒഴിച്ചു പേപ്പർ കോണോടുകൂടി വസ്തുവും മെഴുകും പുറത്തെടുത്തു തണുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക. പേപ്പർ കോൺ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് തണുപ്പിക്കാം. മെഴുകുമുഴുവനും ഉറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വസ്തുവോടുകൂടി മെഴുകുകുട്ട എടുത്തു വസ്തുവിനു ചുറ്റും അല്പം മെഴുകു നീൽക്കത്തക്കവിധത്തിൽ മെഴുകു ചെത്തിക്കളഞ്ഞു മൈക്രോടോമിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാകത്തിനാക്കുക ഇപ്പോൾ വസ്തുവിൽ പുറത്തും മുമ്പും വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്ന ഉൾ ഭാഗങ്ങളിലും മെഴുകു കടന്നു ഉറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതു കലകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

### സെക്ഷൻ മുറിക്കൽ:-

മെഴുകു കുട്ട മൈക്രോടോമിന്റെ ഫോൾഡറിൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം മൈക്രോടോമിന്റെ കത്തി 6 മുതൽ 9 മൈക്രോൺ വരെ കട്ടിയിലുള്ള സെക്ഷൻ മുറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു മൈക്രോൺ =  $\frac{1}{254000}$  ഇഞ്ച്) മൈക്രോടോമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ സെക്ഷനുകളായിരിക്കും. ഇവയിൽനിന്നും മെഴുകു നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു ഗ്ലാസ് സ്പ്ലൈഡിൽ അല്പം ആൽബുമിൻ പുരട്ടി അതിൽ കുറച്ചു മൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക. വെള്ളത്തിന്റെ താപനില മെഴുകിന്റെ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതാനും സെക്ഷനുകൾ ഈ ജലത്തിൽ വെക്കുക. ചുളിവുകളാൽ സെക്ഷനുകൾ എടുത്തു കളയാം. നല്ല സെക്ഷനുകളോടുകൂടി സ്പ്ലൈഡ്  $37^{\circ}\text{C}$ ൽ ഉള്ള ഒരു അടുപ്പിൽ 24 മണിക്കൂർ സൂക്ഷിക്കുക.

സെക്ഷനുകളിലുള്ള മെഴുകു സൈലോളിൽ ഇട്ടു നീക്കം ചെയ്യുക. സ്പ്ലൈഡോടുകൂടി സെക്ഷനുകൾ 5 മിനുറുനേരത്തേ

ക്ക് സൈലോളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതിനുശേഷം സ്റ്റെഡ് ശുദ്ധതയുള്ളതാക്കുമ്പോൾ 3 മിനുറ്റ് നിർത്തി സൈലോൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം 95%, 70%, 50%, 30% ഗാഢതകളിലുള്ള ആൽക്കഹോളിൽ കൂടി ക്രമപ്രകാരം കടത്തി സേചിതജലത്തിൽ ഇടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് നിറം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉചിതമായ സ്റ്റേൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്റ്റെഡ് അതിൽ രണ്ടു മിനുറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു. അതിനുശേഷം ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകി കൂടുതലായുള്ള വണ്ണം നീക്കംചെയ്യുക.

ഇതിനുശേഷം സെക്ഷൻ വീണ്ടും ഡിഫൈന്യററു ചെയ്യണം. ഇതിനു 30%, 50%, 70%, 95%, 100% ആൽക്കഹോളിലൂടെ ക്രമത്തിൽ കടത്തുക. അതിനുശേഷം സൈലോളിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇവിടെ നിന്നും സെക്ഷൻ കനഡാംബാർ സത്തിൽമെഴുണ്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഒരു തുള്ളി ബാർസം വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്റ്റെഡ്യിൽ വെക്കുക. സെക്ഷൻ ഇതിൽ എടുത്തു വെച്ചശേഷം ശുദ്ധയോടെ കവർ സ്ലിപ്പ് വയ്ക്കുക. അവസാനമായി സ്റ്റെഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചു പരിശോധിക്കുക. ഈ സ്റ്റെഡ് ധീനവേണമെങ്കിൽ ഒരു വലയം കൂടി (**Ring**) കൊടുക്കാം.

സസ്യങ്ങളുടെ ഘടനാവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം സ്റ്റെഡുകൾ മൈക്രോടോംകൊണ്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. കൈകൊണ്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കനം അപ്പം കൂടിയിരിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ഥിരം സ്റ്റെഡുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലളിതപരിപാടിയാനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കാം.



സാബ്രനിൻകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേനിംഗ് (Single Staining) സാബ്രനിനും ലൈറഗ്രീനും ചേർത്തുള്ള ഇരട്ടസ്റ്റേനിംഗ് (double Staining)

1. വസ്തുവിന്റെ സെക്ഷൻ 50% ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുക.
2. സാബ്രനിൻ ലായനിയിൽ വയ്ക്കുക 5—10 മിനുട്ട്.
3. 70% ആൽക്കഹോൾ  
(കൂടുതലായുള്ള സ്റ്റേൻമാറുവാൻ) 2 മി
4. 90% ആൽക്കഹോൾ (ഡിഫൈഡ്രേഷൻ) 2 മി
5. ശുദ്ധ ആൽക്കഹോൾ 2 മി
6. ലൈറഗ്രീൻ (സെല്ലുലോസിന് നീരം കൊടുക്കുന്നു) 1—3 മി
7. ക്ലോവ് ഓയിൽ (അധികമായുള്ള ലൈറഗ്രീൻ നീക്കുന്നു) 1—2 മി
8. കാനഡാ ബാൾസത്തിൽ മെഴുണ്ട് ചെയ്യുക.

**Note** സാബ്രനിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റേനിംഗിന് 6,7 ക്രിയകൾ ആവശ്യമില്ല. ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈഡ്രേഷൻ ചെയ്ത ശേഷം സൈലാളിൽ വച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റേൻനീക്കാൻ കാനഡാ ബാൾസത്തിൽ മെഴുണ്ട് ചെയ്യുക.

ജന്തു കലകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റെയ്ൻഡുകൾ ഹിമറോ സായലിൻകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേനിംഗും, ഹിമറോസായലിൻ, ഇയോസിൻ - വൈ (**Eyosin-y**) കൊണ്ടു ഇരട്ട സ്റ്റേനിംഗും

1. സെക്ഷൻ 50% ആൽക്കഹോളിൽ  
തയ്യാറാക്കുക.
2. ഫിമാറോസയലിൻ ലായനി 10—15 മി
3. ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ 3 മി
4. ടാപ്പ്ജലം ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക  
(ഫിമാറോസയലിൻനിലയാക്കുവാൻ) 2 മി
5. 70% ആൽക്കഹോൾ  
(ക്രൂതലായുള്ള സ്റ്റേൺമാറുവാൻ) 2 മി
6. 90% ആൽക്കഹോൾ
7. ഇയോസിൻ-വൈ 1 മി
8. 90% ആൽക്കഹോൾ  
(ക്രൂതലായുള്ള സ്റ്റേൺ മാറുവാൻ) 2 മി
9. ശുദ്ധ ആൽക്കഹോൾ 2 മി
10. ശുദ്ധ ആൽക്കഹോൾ 1 മി
11. സിഡാർ തൈലം(ദേവതാരുതൈലം)  
(ആൽക്കഹോൾ മാറുവാൻ) 5 മി
12. കാനഡാബാൾ സത്തിൽ മെഴുണ്ടു  
ചെയ്യുക.

### സംശ്ലേഷിതം വലയം കൊടുക്കുവാൻ (Ringing)

സംശ്ലേഷിതം ഇരുപ്തൊട്ടി കേടുവരാതിരിക്കുവാൻ ഭംഗിക്കു  
റിക്കുക കൊടുക്കുന്നതു് നല്ലതാണു്. സ്ലൈഡ് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയ  
ശേഷം ഒരു ടേബിൾഗ്ലാസ്സിൽ ക്ലിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു  
അതു് ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുക. ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് റിങ്ങിങ്ങ് സിമ  
ന്റൽ മുക്കി ടേബിൾഗ്ലാസ്സിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു



വിരൽ മരച്ചട്ടയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കി ബ്രഷ്കാർ സൂചി  
പ്പിൻറെ അരികിൽ തൊടിയിരിക്കുക. ഉണക്കുമ്പോൾ ആവശ്യ  
മെങ്കിൽ വീണ്ടും പിടിപ്പിക്കുക.



ചിത്രം 41 ടേബിൾ

ജന്തു ടിഷ്യൂകൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ചില സ്റ്റേനുകൾ

സ്റ്റേയിൻ	വിലായകം	ഉപയോഗം
1. ബോർഡ് കാർ മിൻ	ആൽക്കഹോൾ	നൂക്കിയസ്-പിക്
2. ഇയോഡിൻ- വൈ	ജലം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ	സൈറോപ്ലാസം- പിക്
3. ഫിമറോസൈ ലിൻ	ആൽക്കഹോൾ	നൂക്കിയസ്-നീല
4. ഫിമറോ സൈലം	ജലം	നൂക്കിയസ്-നീല
5. ഫിക്വോകാർമിൻ	ജലം	നൂക്കിയസ്-ചുവപ്പ്

ജന്മ ടിഷ്ടുവിന് ഇരട്ടസ്തേനകൾ

1. ബോരക്സ് കാർമിൻ ഇയോസിൻ-വൈ പികു
2. ഫിമറോ സയലിൻ നൂക്ലിയസ് നില  
ഇയോസിൻ-വൈ സൈറോറോപ്പാസം- പികു

സസ്യടിഷ്ടുവിന് ഇരട്ട സ്തേനി

1. സാഹൂനിൻ-ലൈറഗ്രിൻ സെൽഭിത്തിയും നൂക്ലിയസും  
ചുവപ്പ് സിവിപ്പോറകൾ  
നില
2. സാഹൂനിൻ-ഫിമാലം കട്ടിസെല്ലുകൾ-നൂക്ലിയസ്-  
അല്ലെങ്കിൽ ഫിമാറോ ചുവപ്പ്-നൂക്ലിയസ്-നില  
സയലിൻ
3. ഫിമാറോ സൈലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂക്ലിയസ്-നില  
ഫിമാലം-ഇയോസിൻ വൈ സൈറോറോപ്പാസം-  
പികു

സസ്യടിഷ്ടുവിന് ഒര സ്തേനി

- | സ്തേയൻ              | വിലായകം  | ഉപയോഗം                       |
|---------------------|----------|------------------------------|
| 1. അനിലിൻ ബ്ലൂ      | ആൽക്കഹോൾ | സിവിപ്പററനില                 |
| 2. ബിസ്മാക്സ് ബ്രൗൺ | ആൽക്കഹോൾ | സെല്ലുലോസും നൂക്ലിയസും ബ്രൗൺ |
| 3. കോങ്കോ റെഡ് ജലം  |          | ഫർമസ് ഹൈഡ്രാ-<br>ചുവപ്പ്     |



- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 4. ഇയോസിൻ-വൈ ജലം/ആൽക്കഹോൾ            | സൈറോപ്ലാസം-പിങ്ക് സെല്ലുലോസ്                              |
|                                      | ഭിത്തി-ചുവപ്പ്  |
| 5. ഫിമാലം ജലം                        | നൂക്ലിയസ്-നീല   |
| 6. അയഡിൻ ജലം                         | സ്റ്റാർച്ച്-നീല   |
| 7. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആൾക്കഹോൾ/ക്ലോവ് ഓയിൽ | സെല്ലുലോസ്-പച്ച   |
| 8. സാഫ്രനിൻ ആൾക്കഹോൾ                 | ലിഗ്നിൻ-ചുവപ്പ്<br>സ്ട്രബറിൻ-ചുവപ്പ്<br>നൂക്ലിയസ്-ചുവപ്പ് |

ജീവശാസ്ത്ര റിയേജൻറുകൾ Biological reagents

റിയേജൻറ്	നിർമ്മാണം	ഉപയോഗം
ദൃഢീകരണറിയേജൻറുകൾ	<u>Hardening reagents</u>	

- ഇതതെൽ ആൽ ക്ലോറൈഡ് 70% ഗ്ലൂട്ടാർ ആൽക്കഹോൾ 30%  
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടാർ ആൽക്കഹോൾ 70%  
ആൽക്കഹോൾ 30%  
ചേർക്കുക.
- അസററിക് ആസിഡ് (വിനീഗർ) 1% ജന്തു നൂക്ലിയസ്  
ഷുൻ അസററിക് ആസിഡ് 1 മി.ലി  
സേപരിതജലം 99 മി.ലി
- Bouins Fluid** പിക്രോഫോർമോൾ  
ബോയിൻസ് ഫ്ലൂയിഡ്  
പിക്രീക് ആസിഡ് (പുരിതലായനി) 75 മി.ലി. ജന്തു കലകൾ

ഗ്ലേ. അസററിക്  
 ആസിഡ് 5 മി.ലി.  
 ഫോർമാൽ ഡി  
 ഹൈഡ് 25 മി.ലി

4. ഫ്ലൂമിങ്ങ് ലാതനി

ക്രോമിക് ആസിഡ്  
 1 % - 90 മി. ലി.

ഓസ്മിയം സസ്യകലകൾ  
 ട്രൈക്ലോറൈഡ് 2 %  
 24 മി. ലി.

അസററിക് ആസിഡ്  
6 മി.ലി.

5. ക്രോമിക് അസററിക്  
 ആസിഡ്

ക്രോമിക് ആസിഡ്

0.3 ഗ്രാം സസ്യകലകൾ  
 ഡലം 100 മി. ലി.

അസററിക്  
 ആസിഡ് 1 മി.ലി.

6. ഫോർമലിൻ  
 ആൽക്കഹോൾ

ആൽക്കഹോൾ 70 %

100 മി. ലി. സസ്യകലകൾ

ഫോർമൽ  
 ഡിഹൈഡ് 6 മി. ലി.

7. അയഡിൻ  
 ആൽക്കഹോൾ

അയഡിൻ - 2. 0 ഗ്രാം മർക്കറിക്  
 ആൽക്കഹോൾ 70 % ക്ലോറൈഡിൻ  
 98 മി ലി. ദ്രവീകരിച്ച്

വസ്തുക്കൾ കഴു  
 കവാൻ



8. മുളർസ് ഫ്ലൂയിഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈ ബ്രൂയിൻ,  
ക്രോമേറ്റ് 2.5 ഗ്രാം പേശികൾ,  
സോഡിയം സൾഫ്ഫിൻ,  
ഫററ് 1 ഗ്രാം ലിവർ,  
ജലം 100 മി. ലി. കിഡ്നി

9. ഓസ്മിക് ആസിഡ് ഓസ്മിയം ട്രൈ പ്രോട്ടോ  
ക്ലൈഡ്-0.25 ഗ്രാം സോഡ  
ജലം 98 മി.ലി.

10. പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയം ഡൈ ബ്രൂയിൻ,  
ഡൈക്രോമേറ്റ് ക്രോമേറ്റ് 2.0 ഗ്രാം പേശികൾ,  
ജലം 99 മി.ലി. സ്പീൻ,  
ലിവർ.  
കിഡ്നി,  
സ്റ്റെനൽകോർഡ്

ഡി കാൽസിഫൈയിങ് റിയേജൻറുകൾ  
(De-Calcyfying reagents)

റിയേജൻറ്	നിർമ്മാണം	ഉപയോഗം
1. ഫൈഡ്രോക്സോറിക് ആസിഡ്	ഫൈഡ്രോക്സോറിക് ആസിഡ് (ഗ്രാഡം) 10 മി.ലി ജലം 90 മി.ലി	അസ്ഥികൾ ഡി കാൽസിഫൈ ചെയ്യുവാൻ (മുഴുവൻ വാക്കുവാൻ)
2. നൈട്രിക് ആസിഡ്	a) നൈട്രിക് ആസിഡ് 10 മി.ലി ജലം 90 മി.ലി	വലിയ അസ്ഥികൾക്കു്

b) നൈട്രിക് ആ ചെറിയ അസ്ഥി  
സിഡ് 1 മി.ലി. കർക്ക  
ജലം 99 മി.ലി.

### സ്റ്റേയ്നുകൾ (Stains)

1. **Acid fuchsin** **Acid fuchsin** രക്തം, കനകിട്  
0.5 gram ടിഷ്യൂ, ലൂക്കോ  
ജലം 100 മി.ലി. പ്ലാസ്മാറ്റിക്
2. അനിലിൻ ബ്ലൂ അനിലിൻബ്ലൂ സിമ്പ്ലൈസ്  
-0.2 ഗ്രാം. കർ,  
ആൽക്കഹോൾ ആൽഗ.  
70% 100 മി.ലി.
3. ബിസ്മാക്സ് ബിസ്മാക്സ് ബ്രൗൺ ബാക്ടീരിയ  
ബ്രൗൺ പൂരിതലായനി— സെല്ലുലോസ്  
90 മി.ലി. ന്യൂക്ലിയസ്  
ആൽക്കഹോൾ 90%  
30 മി.ലി.  
(വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്)
4. ബോറാക്സ് ബോറാക്സ് 4 ഗ്രാം  
കാർമിൻ ജലം 100 മി.ലി.  
കാർമിൻ (ചേർക്കുക) ജലസെല്ലുകൾ  
മുടാക്കി ലയിപ്പിക്കുക ക്ലൈറ്റോവെ  
3 ഗ്രാം നല്ല ഷെയിൻ.  
70% ആൽക്കഹോൾ  
100 മി.ലി.



(ചേർത്തു് രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തേക്കു് അടിയുവാൻ വെക്കുക. അരി ചെട്ടത്തു് ഉപയോഗിക്കുക.

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 5. കോംഗോറൈഡ്       | <p>കോംഗോറൈഡ് —</p> <p>0.5 ഗ്രാം</p> <p>ജലം 100മി. ലി</p>   | <p>ഫംഗൽപര</p> <p>ജീവികൾ</p> <p>ഫംഗൽ</p> <p>ഹൈഡ്ര.</p>                        |
| 6. ഫോഫ്‌മാൻസ് ബ്ലൂ | <p>അനിലിൻ ബ്ലൂ</p> <p>1.0 ഗ്രാം</p> <p>50% ആൽക്കഹോൾ</p> <p>99 മി. ലി.</p> <p>അസറ്റിക് ആസിഡ്</p> <p>1.0. മി. ലി.</p>                                | <p>സിമ്പ്ലേറ്ററ</p> <p>കൾ</p>  |
| 7. ഗ്രാംസ് അയഡിൻ   | <p>പൊട്ടാസിയം അയഡൈഡ് 2 ഗ്രാം</p> <p>ജലം 100 മി.ലി.</p> <p>അയഡിൻ (ചേർക്കുക) 1 ഗ്രാം</p>   | <p>സ്റ്റാർച്ച്, സെല്ലുലോസ് ആൽഗ.</p>  |
| 8 അയഡിൻ            | <p>പൊട്ടാസിയം അയഡൈഡ് 50 മി. ലി.</p> <p>പൂരിതലായനി</p> <p>പൂരിതമാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അയഡിൻ ചേർത്തു് ഇളക്കണം</p> <p>നിറം ആകുന്നതു വരെ ജലം ഒഴിക്കുക.</p> | <p>താൽക്കാലിക ദ്രവമെന്തെങ്കിലും കൾക്കു് സ്റ്റാർച്ച്, ഹൈക്കോജൻ സെല്ലുലോസ്</p> |

9. അയഡിൻഗ്രീൻ      അയഡിൻഗ്രീൻ 1 ഗ്രാം  
ജലം 100 മി. ലി.      ലിഗ്നിൻ.  
അസറ്റിക് ആസിഡ്  
1മി. ലി.
10. മെതിലിൻ      മെതിലിൻ ബ്ലൂലായനി  
ബ്ലൂ      (ആൽക്കഹോളിൽ പൂരി ബാക്ടീരിയ,  
തമാക്കിയതു്)      രക്തം.  
30 മി. ലി.  
പെന്റാസിം അയ  
ഡെ ഡ് 0.1 ഗ്രാം.  
ജലം 100 മി. ലി.
11. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ      ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ 0.2ഗ്രാം  
ആൽക്കഹോൾ (ശുദ്ധ)  
50 മി.ലി      സെല്ലുലോസ്  
ജോവ്കായിൽ 50 മി. ലി.
12. മിതൈൽ ഗ്രീൻ      മിതൈൽ ഗ്രീൻ 1.0 ഗ്രാം  
70 % ആൽക്കഹോൾ      ലിഗ്നിൻ  
100 മി. ലി.  
അസറ്റിക് ആസിഡ്  
1മി. ലി
13. സാഫ്രനിൻ      സാഫ്രനിൻ 1.0 ഗ്രാം      ലിഗ്നിൻ,  
ജലം 100 മി. ലി.      ന്യൂബറിൻ,  
കുട്ടിൻ,  
ന്യൂജിയസ്.



14. ഫിമറോ  
സൈലിൻ

ഫിമറോസൈലിൻ

4 ഗ്രാം

ശുദ്ധആൽക്കഹോൾ

25മി. ലി:

ആലംപുരിതലായനി

ചേർക്കുക. 400 മി. ലി. ജന്തുക്കൾ

ഗ്ലിസറിൻ (ചേർക്കുക)

100 മി. ലി

മീതൈൽആൽക്ക

സസ്യകല

ഹോൾ 100 മി. ലി.

കൾ

8 ആഴ്ച അടിയുവാൻ

നിർത്തുക, അരിച്ചെടുത്ത

ഉപയോഗിക്കുക.

15. ഫിമാലം.

ഫിമാറോസൈലിൻ

0.25 ഗ്രാം

ജാലം 250 മി. ലി

സാധിയം അയോഡൈറ്റ്

.05 ഗ്രാം

ജന്തുക്കൾ

ആലം 12.5 ഗ്രാം

സസ്യകല

അലിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ

കൾ

ക്ലോറാൽഹൈഡ്രേറ്റ്

12.5 ഗ്രാം

സിററീക് ആസിഡ്

.25 ഗ്രാം

16. ഇയോസിൻ  
വൈ

ഇയോസിൻ-വൈ 1 ഗ്രാം

ആൽക്കഹോൾ 75% 100 ജന്തുക്കൾ

മി. ലി അല്ലെങ്കിൽ ജലം സസ്യകലകൾ

മറു റിയോജൻറ കരം

1. മേയർസ് മുട്ട ആൽബുമിൻ 50. മി. ലി.  
ആൽബുമിൻ ഗ്ലിസറിൽ 50 മി. ലി  
സോഡിയം സാലിസിലേറ്റ്

1 grm

ഈ രാസമിശ്രിതം നല്ലതു പോലെ കുലുക്കുക. വായുക്രമീകരം ഇടയ്ക്ക് അകപ്പെടട്ടെ. അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വായു ക്രമീകരം പതയായി ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങുന്നു. ഈ പതനീകം ചെയ്യുക. തെളിഞ്ഞ ദ്രാവകം 4 മാസംവരെ സൂക്ഷിക്കാം. ദ്രാവകം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് 60 മി, ലി. ജലത്തിൽ 3 തുള്ളി ദ്രാവകം ഒഴിക്കുക ഇത് നേർത്ത് പാടയായി വൃത്തിയുള്ള ഗ്ലാസ് ട്വൈഡിൽ പരത്തുക.

ഈ ദ്രാവകം സെക്ഷൻ കൾഡിഫൈ ഡ്രൈറുചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റേൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇളകാതെ ട്വൈഡിൽ പിടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

2. കാൻഡാ വാങ്ങുവാൻ കിട്ടുന്നു. അല്പം ബാറംസം അമൃതമുള്ളതിനാൽ ക്ഷാരശ്ലേണകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്പം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ചേർത്ത് നിവീർച്ചീകരിക്കണം. സൈലോളിൽ ലയിക്കുന്നു.

സ്ഥിരസ്റ്റ്റ്വൈഡുകൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കവർ സ്ലിപ്പ് ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

3. മെതിലിൻ മീതൈൽ സെല്ലുലോസ് സെല്ലുലോസ് 10 ഗ്രാം  
ജലം 90 മി. ലി.

പ്രോട്ടോസോവയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ



4. ജിലാററിൻ ലായനി

ജിലാററിൻ 2%-3% ലായ പ്രോട്ടോസോവ നിത്യോദാക്കക ജിലാററിൻ യുടെ വേഗത തണുത്തവെള്ളത്തിൽ ലയി കുറയ്ക്കുവാൻ പ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അല്പം മൃദാക്കുക. തണുത്ത ഒരു തുള്ളിലായനി സ്തളെ ഡിലുള്ള കറുപ്പർ ഭ്രാവക ത്തിൽ ചേർക്കുക.
5. പൊട്ടാസിയം ഓക്സലേറ്റ്

പൊട്ടാസിയം ഓക്സലേറ്റ് മനുഷ്യരക്തം റോറാ സോഡിയം ഓക്സ പരിശോധിക്ക ലറോറാ 0.1 ഗ്രാം ബോൾ കട്ടപി ജലം 100 മി. ലി. ടി കാ തി രി കാൻ
6. സോഡിയം സിറ്റേറ്റ്

സോഡിയം സിറ്റേറ്റ് രക്തം കട്ടയാ 0.2 ഗ്രാം കാ തി രി കാ ജലം 10 മി. ലി. വാൻ
7. അഗർ-അഗർ

ഇത് ചിലതരം ആൽഗ അഗർ-അഗർ യിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജി ജല്ലിയിൽ ആ ലാററിൻ വസ്തുവാണു്. വെ വശ്യമായപോ ള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ വീക്ക ഷ ക ല വ ണ ന്നു. അതിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ ട്രൈചേന്താൽ 200 മടങ്ങു് ജലം ആഗീര സൂക്ഷു ജീ വ ി ണം ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷി കറുക്കു് വളര ഇതിനുണ്ടു്. ഇത് ഒരു ജല്ലി ന്നതിനു അ ഭ്രാവകത്തിലായിരിക്കും. നയോജ്യമായ കറുപ്പർമാലു മം കിട്ടുന്നു.

8. പാരഫിൻ  
മെഴുകു

ഇത് രണ്ടു ഇനം ഉണ്ടു് മൈക്രോട്ടോം  
ഒന്നു മുദുവായ ഇനമാണു്. സെക്ഷൻ മു  
42°C 46°C-യിൽ ഉരുകുന്നു. റിക്രവാൻ, ലേ  
കുപ്പും കൂടിയ മെഴുകു 54°C ബലിൽ പുരട്ടു  
C യിൽ ഉരുകും. രണ്ടുതരവും ഉപകര  
വാങ്ങി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചു ണങ്ങൾ വായു  
ആവശ്യമനുസരിച്ചു് ഉപ കടക്കാത്തവിധ  
യോഗിക്കാം. ത്തിലാക്കുന്ന  
തിനു്.

9. സലൈൻ  
ലായനി

കറിയുപ്പു് 0.7 ഗ്രാം .7% ഉപ്പുലായ  
ജലം 100 മി. ലി. നി സെല്ലുകൾ  
വീക്ഷണതു തട  
യുന്നു. ഉപ്പുര  
സം അധിക  
മുള്ള വസ്തുക്കളെ  
സൈക്ഷൻ  
ഏകദേശം  
സലൈൻ ലാ  
യനി ഉപയോഗി  
ക്കാം.

10. ജലകുരുച്ചർ  
ലായനി

ചൊട്ടാസിമം നൈറേറ്റ് ജീവികളെ കുറു  
1 ഗ്രാം ചുർ മാധ്യമ  
സോഡിയംക്ലോറൈഡ് ത്തിൽ വളർത്തി  
0.5 ഗ്രാം നീർ ക്ഷീരിക്ക  
മെഗ്നീഷ്യംസൾഫേറ്റ് വാൻ  
0.5 ഗ്രാം  
കാൽസ്യം നൈറേറ്റ്  
0.5 ഗ്രാം  
ജലം 1000 മി. ലി

ഈ ലായനിയിൽ ഒരു തൂങ്ങ  
മ്പിച്ച ആണിയുംകൂടി ഇടുക.



എട്ട്

## അപകടങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും

പരീക്ഷണശാലയിൽ പലതരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അച്ചുക്കത്തോടെയും മുൻകരുതലോടെയും കൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ സുരക്ഷിതത്വത്തേക്കുറിച്ചും അപകട സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പ്രഥമശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരീക്ഷണശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുരക്ഷിതത്വനിയമങ്ങൾ ആകർഷകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ആദ്യത്തേ ക്ലാസിൽതന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യണം. എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടതായ ചില പൊതുനിയമങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തതുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങളും അവയോടൊപ്പം വായിച്ച് പഠിക്കുക.

2. വാതകങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടിയും മുൻകരുതലോടെയും കൂടിയും മാത്രം മണക്കുക. വാതകജാറിൽനിന്നും നേരിട്ട് മണക്കുന്നതിന് പകരം കൈകൊണ്ട് വീശി അല്പം വാതകം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മണക്കണം.

3. പാത്രങ്ങളിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ മുഖം അകത്തിപ്പിടിക്കുക. ചൂടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിങ്ങളുടെയോ അടുത്തു നില്ക്കുന്നവരുടെയോ നേരെ തിരിച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കുക.

4. ഒരു ആവരണവസ്ത്രം (Appron) ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

5. സ്റ്റാൻഡിന്മേൽ നിൽക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം മുടാക്കുമ്പോൾ ബർണറോ. സ്റ്റിരിറോ'ലാമ്പോ ചലിപ്പിച്ചു. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മുട്ട് തട്ടിക്കുക. നേരിട്ടുള്ള ജപാല ഒരു സ്ഥാനത്തു് തട്ടാനിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

6. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് രാസവസ്തുക്കൾ കുറച്ചു മാത്രം എടുത്തു് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക.

7. ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും പൊള്ളലേല്പിക്കുന്നവയാകയാൽ അവ എടുത്തു് പെരുമാറുന്നത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം.

8. എല്ലാ പാത്രങ്ങളും പ്രവർത്തനമേശയും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക.

9. 'എന്തു് സംഭവിക്കുന്നു.' എന്നറിയുവാൻവേണ്ടി അനധികൃതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക. രാസവസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളായ ഫലങ്ങളും വിഷവാതകങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറിയും മറ്റും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

പരീക്ഷണശാലയിലെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്നു് അദ്ധ്യാപകനും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

1. അദ്ധ്യാപകന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു മാത്രമേ കുട്ടികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താവൂ. നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ടു നടക്കുന്നവരെ അപ്പോഴപ്പോൾതന്നെ കണ്ടു ചിടിച്ചു് ആവശ്യമായ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യണം.



2. പരീക്ഷണശാലയിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നടക്കുന്നതും തടയണം.

3. അദ്ധ്യാപകൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നൽകാവൂ.

4. സാധാരണ ജ്യാസമുദരിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്രമവും അച്ചടക്കവും പരീക്ഷണസമയത്ത് പാലിക്കണം.

5. മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടികൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യം ചെയ്തുകൊടുക്കണം.

6. കുട്ടികൾ പരീക്ഷണശാലയിൽനിന്നും ഒന്നും പുറത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്.

7. പരീക്ഷണശാലയിൽവെച്ച് യാതൊന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

8. എത്രനിഷ്ഠയായ അപകടമായാലും അദ്ധ്യാപകന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടണം. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വേണ്ട പ്രതിവിധികൾ എടുക്കണം.

9. ഓരോ പരീക്ഷണത്തിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും അവ കുട്ടികൾക്ക് മുൻകൂട്ടി നൽകുകയും ചെയ്യുക.

10. പരീക്ഷണശാലയിലെ പൊതു അപകടസാധ്യത കണ്ടെത്തിച്ച് കുട്ടികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക.

പരീക്ഷണശാലയുടെ സംവിധാനവും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വളരെ അധികം സഹായകമാണ്. സജ്ജീകരണങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളുടെ സംഭരണവും കുട്ടികളുടെ അത്യാവശ്യമായ ചലനത്തിന് സൗകര്യം നൽകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം പരീക്ഷണശാലയുടെ നട്ടുപിടിത്തം കൂടി തടസ്സമില്ലാതെ ഉടനീളം ഒരു നടപ്പാതയും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തനമേശകൾക്കിടയിലൂടെയും ചുവരിനും മേശകൾക്കും ഇടയിലൂടെയും നടപ്പാതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവർത്തനമേശകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും അവരുടെ നേതൃത്വപൂർവ്വമായ ചലനത്തിന് സഹായകമായിരിക്കണം.

പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ രാസവസ്തുക്കൾ എടുക്കുവാനും ജലം കൊണ്ടു വരുവാനുമായി കുട്ടികൾക്ക് അധികം നടക്കേണ്ടിവരരുത്. ഓരോ ദിവസത്തെയും ആവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചെറു കുപ്പികളിലാക്കി ഭേദകളിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമേശയിൽ തന്നെ ചെറിയ റാക്കുകൾ ഘടിപ്പിച്ച് അത്യാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ അവയിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ജലവിതരണ ടാപ്പും സിങ്കും മേശയിൽ തന്നെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം. സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പും ബർണറും മേശയിന്മേൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം. കുപ്പികളും ഉപകരണങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര വിസ്തൃതിയുള്ള അടിയോട് കൂടിയവയായിരിക്കണം. ഭേദയിൽ ഇവ വയ്ക്കുന്നതിന് യോജിച്ച വലുപ്പത്തിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സഹായകമാണ്.

പൊള്ളലേല്പിക്കുന്ന ഗാഢങ്ങളുസിഡുകൾ, ക്ഷാരങ്ങൾ, എന്നിവയും തീപ്പിടിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസ്, സോഡിയം, പൊട്ടാസിയം മുതലായവയും ശക്തിയേറിയ വിഷവസ്തുക്കളും പ്രത്യേകം അലമാരിയിൽ വച്ചു പുട്ടണം. പൊട്ടിയ ഗ്ലാസുപകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശേഖരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക പെട്ടിയിൽ



നിക്ഷേപിക്കണം ഇത് അധികം ശേഖരിക്കപ്പെട്ടാൽ പരിക്കു  
 ണശാലയിൽനിന്നും ഭൂരികരിക്കണം (ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊ  
 തിയ ഗ്ലാസ് വസ്തുക്കൾ ഉരുക്കി കുപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള  
 ചെറുകിട ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട്. പൊതിയ ഗ്ലാസ് ഇവർ  
 കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് )

വിദ്യുത് വിതരണ സമ്പ്രദായം കാര്യക്ഷമമായിരിക്കണം.  
 കമ്പികളിൽ കൂടിയോ സ്വീച്ചിൽ കൂടിയോ വിദ്യുത് പോർച്ച  
 (**Leakage**) ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. സാധാരണ പരിക്കുണ  
 ശാലകൾക്ക് 6-12 വോൾട്ട് വരെയുള്ള വിദ്യുതുകൾ മതിയാ  
 കുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ നിരപദവകരവുമാണ്. അ  
 തിനാൽ ചൈൻ വിദ്യുച്ഛക്തി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് വിതരണം  
 ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതോ  
 ടോപ്പം വിളക്ക് കത്തിക്കുവാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന  
 ലൈൻ അപകടകാരിയാണെന്ന ധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാ  
 യിരിക്കണം. പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു പിൻ  
 (**Three pin**) സമ്പ്രദായമാണ് നല്ലത്.

വിഷമയമായ വാതകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്  
 ഫ്യൂം കണ്ട്രോൾ ഡി.കളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജ്ജീകരണങ്ങ  
 ും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം പരിക്കുണക്കൾ ഫ്യൂം കണ്ട്രോൾ  
 ഡിൽ വച്ചു മാത്രമേ നടത്താവൂ

അപകടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതു് :

റോഡുകൾ തട്ടിമറിഞ്ഞാൽ അവ ഉടൻതന്നെ നിക്കം  
 ചെയ്യണം ജലമാണെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് നിക്കം  
 ചെയ്യാം. ആസിഡ് കളാണെങ്കിൽ ആദ്യം സോഡിയം ബൈ  
 കാർബണേറ്റ് ചേർത്ത് നിവീർപ്പിച്ച് ശേഷം ജലം ഒഴിച്ച്

കഴുകി തുടയ്ക്കുക. ആൽക്കലിയാണെങ്കിൽ അല്പം നെന്തെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു ധാരാളം ജലവും ഒഴിച്ചു തുടച്ചു കളയുക. മറ്റൊരാസവസ്തുക്കൾ ജലം ഒഴിച്ചു കഴുകി തുടയ്ക്കുക. ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും വിഴുന്ന് രാസവസ്തുക്കൾ ഉടൻ കഴുകിക്കളയണം. കറയുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ഉചിതമായ ലായകദ്രാവകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം. പൊള്ളിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കഴുകിക്കളഞ്ഞശേഷം ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകണം.

### അഗ്നിബാധ

എല്ലാ പരീക്ഷണശാലകളിലും അഗ്നിബാധയോടു നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കട്ടിയുള്ള പതപ്പ് ബ്ലേറ്റിനു ബക്കറ്റിൽ മണൽ, ജലം എന്നിവ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അഗ്നിശമനക്കറ്ററികൾ എന്നീ സാമഗ്രികൾ ഇതിനായി കരുതിവെച്ചിരിക്കണം. എത്ര ചെറിയ അഗ്നിബാധയായാലും ഉടൻ പ്രധാന ഗാസ് ടാപ്പ് അടയ്ക്കുകയും വിദ്യുത് സ്വിച്ചുകൾ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യണം. ചെറിയ തീയാണെങ്കിൽ മണൽ, ജലം എന്നിവകൊണ്ട് അണയ്ക്കാം. എന്നാൽ പെട്രോൾ, സ്പിരിറ്റ് തുടങ്ങിയ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളാണെങ്കിൽ ജലം ഉപയോഗിക്കരുത്. തീ കൂടുതൽ പരക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. അഗ്നിശമനക്കറ്ററികളും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം.

കട്ടിയുടെ വസ്തുത്തിനാണ് തീ പിടിച്ചതെങ്കിൽ അവനെ നിലത്തുകിടത്തി ഉരുട്ടുകയോ കട്ടിയുള്ള പതപ്പുകൊണ്ട് പൊതിയുകയോ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും കാടുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. തീ കെട്ടുത്തിയശേഷം കട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകണം. പരീക്ഷണശാലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും



അപകടങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനും അത്യാവശ്യമായ പരിചരം സിലിച്ചിരിക്കണം.

### അപകടങ്ങൾക്കുള്ള പ്രഥമശുശ്രൂഷ

തിപ്പൊള്ള തിപ്പൊള്ളൽ രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ട്. ജപാലയിൽനിന്നും നന്നിട്ട് പൊള്ളലേല്ക്കുക; ചുട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൽ തട്ടി പൊള്ളുക. രണ്ടിനും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ചുട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശുദ്ധിച്ചാൽ പൊള്ളൽ വളരെ അധികം ഒഴിവാക്കാം.

പൊള്ളലേറെ ഭാഗത്തു് വസ്ത്രം ചറിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു് ചരിച്ചെടുത്തതു് ചുറ്റുമുള്ള തൂണി കത്രികകൊണ്ടു് മുറിച്ചെടുക്കുക. പൊള്ളലിൽ ജൻഷ്യൻ വയലറ്റ് ജല്ലി (Gentian Violet Jelly) പുരട്ടുക അതിനുശേഷം വായുസമ്പർക്കം ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കഴമ്പും പഞ്ഞിയും വച്ചുകെട്ടുക. കെട്ടുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ഞിയും തൂണിയും സ്റ്റീറിലൈസ് ചെയ്തവയായിരിക്കണം.

പൊള്ളൽ കഠിനമാണെങ്കിൽ ഉടൻതന്നെ തണുത്തവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിവച്ചു് പൊതിയുക. 50 c. c. ജലത്തിനു് 1 ഗ്രാം എന്ന കണക്കിനു് ടാനിക് ആസിഡ് ഗുളികകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ലായനിയിൽ പഞ്ഞിയോ നേർത്ത തൂണിയോ മുക്കി എടുത്തു് പൊള്ളലിനു് മീതെ വയ്ക്കുക. ഇതിനു മേൽ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കഴമ്പും പഞ്ഞിയും പുരട്ടി വായു സമ്പർക്കമില്ലാതെ കെട്ടുക.

ഗൗരവകരമായ പൊള്ളലിനു് വൈദ്യസേവനം ആവശ്യമാണ്. പൊള്ളൽ ഏറെ ആളെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്കു് കൊണ്ടുപോകുക. മുറിവുകൾ സ്റ്റീറിലൈസ് ചെയ്ത തൂണി

കൊണ്ട് മുടിയിരിയ്ക്കണം. തീപ്പിടുത്തം മൂലം ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകണം.

ആസിഡ് മൂലമുള്ള പൊള്ളലിന് ആദ്യം ധാരാളം ജലം കൊണ്ട് കഴുകി നേർത്ത ക്ഷാരമായ സോഡിയം ബൈ കാർബ്ബറേറ്റ് കൊണ്ട് കഴുകിയശേഷം സാധാരണ പൊള്ളൽ പോലെ ചികിത്സിക്കുക.

ബോധക്ഷയം (Fainting) ഞെട്ടൽ (Shock) ക്ഷീണം, വിഷവാതകം ശ്വസിക്കൽ മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാം. ബോധക്ഷയത്തിന് മുമ്പ് തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലത്തിരുന്ന് തല കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചാൽ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായാൽ രോഗിയെ ധാരാളം ശുദ്ധവായു കിട്ടത്തക്കവിധത്തിൽ കിടത്തണം. ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടിനില്ക്കരുത്. തല അല്പം താഴ്ന്നിരിക്കണം. വസ്ത്രം അയച്ചു കെട്ടുക. ശരീരം തണുക്കാതിരിക്കുവാൻ കൈപത്തികളും കാലടിയും തിരുമ്മിക്കൊടുക്കുക. ചൂടുള്ള മണൽ സഞ്ചികളും ഉപയോഗിക്കാം. ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ കുറച്ച് ചൂടുള്ള കാപ്പി കൊടുക്കുക. ഗൗരവതരമായ ബോധക്ഷയമാണെങ്കിൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടണം.

### വിഷബാധ:—

കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടണം. വിഷവസ്തു വയ്യിലാണെങ്കിൽ ഉടൻ തുപ്പിക്കളയുകയും വായ് നല്ലതുപോലെ കഴുകുകയും ചെയ്യണം. ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈകാർബ്ബറേറ്റ് ലായനയും ആൽക്കലിയാണെങ്കിൽ നേർപ്പിച്ച 1% അസറ്റിക് ആസിഡ് ലായനിയും



ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം. പൊള്ളൽ ശക്തിയുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങിപ്പോയാൽ രോഗിക്കു ധാരാളം പാലോ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയോ കൊടുക്കുക. ധാരാളം കഞ്ഞിവെള്ളവും കുടിപ്പിക്കുക. ഛർദ്ദിക്കുവാനോ വയറിളക്കുവാനോ മരുന്നു കൊടുക്കരുത്. പൊള്ളിക്കാത്ത വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിക്കുന്നതിനു് ഗാഢ ഉപ്പു് ലായനി കുടിപ്പിക്കാം. ഛർദ്ദിച്ചശേഷം കോഴിമുട്ട വെള്ളയും കഞ്ഞിവെള്ളവും കുടിപ്പിക്കുക. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൊണ്ടു് തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഏതുതരം വിഷബാധയുണ്ടായാലും രോഗിയെ ഉടൻ ആസ്പത്രിയിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണു്.

### വിദ്യുത് ഷോക്കു്:—

വൃക്തി കമ്പിയിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വേർപ്പെടുത്തണം. പ്രധാനസ്ഥിച്ച് ഓഹാക്കുന്നതാണു് ഉത്തമം. ഇതിനു് താമസമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ മരക്കമ്പു് കൊണ്ടു് അല്പം ബലമായി തള്ളിയാൽ കമ്പിയിൽനിന്നും വേർപെടുന്നതാണു്. ഇതിനു് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ തനിക്കും ഷോക്കു് തട്ടാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മേൽചേർത്ത പ്രവർത്തനം ഒരു മരക്കട്ടയിലോ സ്റ്റാളിനുമേലോ നിന്നു ചെയ്യുകയാണു് സുരക്ഷയ്ക്കു് നല്ലതു്. കമ്പിയിൽനിന്നും വിടുവിച്ച ഉടനെ രോഗിയുടെ ശ്വാസോച്ഛവാസം പരിശോധിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൃത്രിമശ്വാസോച്ഛവാസം നൽകുക. ഉടൻ ഡാക്ടറെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഏല്പാടു് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹം എത്തുന്നതുവരെ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛവാസം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബോധം തെളിഞ്ഞശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊള്ളലുകൾക്കും മുറിവുകൾക്കും ശുശ്രൂഷകൾ നൽകാം.

## മുറിവുകൾ

പലതരം ഗ്ലാസുപകരണങ്ങൾ തട്ടി മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളുമായി പെരുമാറുന്നതും. ഗ്ലാസ് കൃത്യകൾ മുറിക്കുന്നതും മറ്റും ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണം. മുറിച്ച് അറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ജപാലയിൽ കാണിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തണം. ജീവശാസ്ത്രവിഭാഗങ്ങളിൽ കത്തികൊണ്ടും മറ്റും മുറിവുകൾ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. മുറിവു പറ്റിയാൽ ആദ്യം ഡെറോൾ ലായനി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകുകയും വായു തട്ടാത്തവിധത്തിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്യുക. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം രക്തപ്രവാഹം തടയണം. അതിനുശേഷം അയഡിൻ ലായനിയിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി വച്ച് കെട്ടുക.

## ഗ്ലാസ് സൂക്ഷ്മകൊണ്ടുള്ള അപകടവും ശുശ്രൂഷയും

ഗ്ലാസ് അറ്റങ്ങളും ക്ഷാരങ്ങളും തപ്തകിൽ പൊള്ളൽ ഏല്പിക്കുന്നവയാണു്. അതിനാൽ അവ തപ്തകിലും വസ്തുത്തിലും പറ്റാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്ലാസ് അറ്റംകൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലുകൾ നേർത്തക്ഷാരമായ സോഡിയാ ബൈകാർബ്ബറേറ്റുകൊണ്ടും ഗ്ലാസ് ക്ഷാരംകൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലുകൾ നേർത്ത അറ്റം കൊണ്ടും കഴുകുക. എന്നതാണ് പൊതുവിലുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ.

ഗ്ലോഷ്യൽ അസററിക് ആസിഡ്, കാർബോളിക് ആസിഡ്, ക്രോമിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ്, ഫൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. ഫൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എന്നിവ ശക്തിയായി പൊള്ളൽ ഏല്പിക്കുന്നു. നൈട്രിക് ആസിഡിൽനിന്നും



ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രസ് ബാഷ്പങ്ങൾ വിഷവാതകമാണ് ആൽക്കഹോളിനോട് ഗാഢനൈട്രിക് ആസിഡ് ചേർത്താൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അല്പനേരത്തിനു ശേഷം ദ്രുതഗതിയിൽ രാസപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും നൈട്രസ് ബാഷ്പങ്ങൾ ബഹിർഗ്ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഫ്ലൂം കബ്ലോർഡിൽ വച്ച് നടത്തേണ്ടതാണ്.

### ബ്രോമിൻകൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലുകൾ

ബ്രോമിൻദ്രാവകം ശരീര കലകളെ ശക്തിമായി പൊള്ളിക്കുന്നു. പൊള്ളിയ ഭാഗം ആദ്യം സോഡിയം ബൈ ക്ലോറൈഡ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകണം. അതിനു ശേഷം ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് കഴുകുക. അവസാനം പഞ്ഞി കൊണ്ട് ചൂടി സാധാരണ പൊള്ളലുകൾപോലെ ചികിത്സിക്കാം.

### ഫോസ്ഫറസ് പൊള്ളലുകൾ

ഫോസ്ഫറസ് കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ തുരുത്തരമാണ്. ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഫോസ്ഫറസ് മുഴുവനും സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനിയിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. നല്ലതുപോലെ കാരകക്കൊത്തവിധത്തിൽ ഭദ്രമായി കെട്ടി ആശുപത്രിയിലയ്ക്കുക കൊണ്ടുപോകുക.

ജോറിൻ, ബ്രോമിൻ ഇവ ശ്വസിക്കുന്നത് വലിയ അപകടകരമാണ്. ശ്വസനത്തിനുവിഷാമുണ്ടാകിൽ യൂറോലിപ്റ്റ് റൂമിനിക്കുക. അമോണിയ, ആൽക്കഹോൾ ഇവ മണക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

ബ്രോമിൻ വാതകം കണ്ണിൽ തട്ടുന്നത് ഗൗരവതരമായ അപകടമാണ്. വീയ്കുറഞ്ഞ ക്ഷാരലായനി കൊണ്ട് അഭ്യം കണ്ണു കഴുകുക. അതിനുശേഷം ഒരു തുള്ളി ആവണക്കണ്ണു ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക.

കണ്ണിൽ ആസിഡ് വിഴുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യം ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴുകുക. അതിനുശേഷം 1% സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം.

കണ്ണിൽ ക്ഷാരങ്ങൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അഭ്യം ജലം കൊണ്ട് കഴുകി 1% ബോറിക് ആസിഡ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായ ചില രാസവസ്തുക്കൾ:

ഗാഢ ആസിഡുകളും ആൽക്കലികളും ബ്രോമിൻ തുടങ്ങിയ പൊള്ളലേല്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റു ചില രാസവസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ്:--

വേഗം ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ്. ഇതിന്റെ ബാഷ്പങ്ങൾ തൊണ്ടയിലും ശ്വാസനാളത്തിലും പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ആൽക്കഹോൾ:--

വേഗം തീപ്പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജ്വലനവസ്തുവാണ് ആൽക്കഹോൾ. ആൽക്കഹോളും നൈട്രിക് ആസിഡും ചേർന്നാൽ വിഷമയമായ നൈട്രിക് ബാഷ്പങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.



അമോണിയ.—(ലിക്വർ അമോണിയ ഫോർട്ടിസി (ഗാൾ അമോണിയ ലായനി)ൽനിന്നും അമോണിയ വാതകം വളരെ വേഗത്തിൽ ബഹിർഗ്ഗമിക്കുന്നു. കുപ്പി തുറക്കുമ്പോൾതന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമോണിയ വാതകം കൂടുതലായി ശ്വാസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അമോണിയയും ക്ലോറിനും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനം വിസ്ഫോടന സ്വഭാവമുള്ളതാകയാൽ അപകടകാരിയാണ്.

അമോണിയം അയഡൈഡ്.—

ചൂടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്.

അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്:—

പലതരം വിസ്ഫോടനവസ്തുക്കളിലെ ഒരു ഘടകമാണ് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്. മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി ചേർത്തു് ഒരിക്കലും മോർട്ടാറിൽ അക്കേടത്ത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് വേറെത്തന്നെ അരച്ച് ഒരു തുവൽകൊണ്ടോ മിനുസമുള്ള കടലാസ് കൊണ്ടോ ഇളക്കി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് തനിച്ചു് ചൂടാക്കിയാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അതിനാൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം നൈട്രേറ്റും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ചൂടാക്കിയാണ് നൈട്രസ് ഓക്സയിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്:—

ഇതും ചൂടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അതിനാൽ നൈട്രജൻ നിർമ്മാണത്തിന് അമോണിയം സൾഫേറ്റും സോഡിയം നൈട്രേറ്റും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ചൂടാക്കുന്നു.

### അമിത നൈട്രജിറ്റം:—

ഈ ഭാഗത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പത്തിന് ശക്തിയേറിയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് ശ്വസിക്കുന്നതുമൂലം രക്തം ശിരസ്സിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഒഴുകുകയും തൽഫലമായി മഖം തുടക്കുകയും നാഡിമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

### അനിലിൻ:—

രക്തത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന വിഷവസ്തുവാണ്. ത്വക്കിൽ കൂടിയും ഇത് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായി സമ്പർക്കം അനുവദിക്കരുത്. ഈ ഭാഗം വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റിയാലും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### ആർസനികം:—

ആർസനിക്കും അതിന്റെ സംയുക്തങ്ങളും വിഷവസ്തുക്കളാണ്. ഇതിന്റെ പല സംയുക്തങ്ങളും ബാഷ്പീകരണസ്വഭാവം കൂടുതൽ ഉള്ളവയായാൽ കൂടുതൽ അപകടകാരികളുമാണ്. ആർസനിക് ഹൈഡ്രയിയിന്റെ ( $AsH_3$ ) അതിസൂക്ഷ്മമായ അംശം പോലും ശക്തിയേറിയ വിഷമാണ്.

### ബെൻസിൻ, സയലിൻ, ഓലൂവിൻ:-

ഇവയുടെ ബാഷ്പങ്ങൾ തലചുറ്റലും തലവേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ബ്രോമിൻ:— ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതിന്റെ ബാഷ്പം ക്ലോസ് മെമ്പ്രേനിൽ ശക്തിയേറിയ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ കഠിനമായ നീറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വളരെ ചെറിയ



അംശംപോലും പൊള്ളിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അധികം ശ്വസിച്ചാൽ മരണവും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ദ്രാവകം പലതരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ കഠിനമായ പൊള്ളൽ ഏല്പിക്കുന്നു.

### കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ്:—

വേഗം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദ്രാവകം ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ളതും വിഷ സ്വഭാവമുള്ളതുമാണ്.

### കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്:—

വളരെ വിഷസ്വഭാവമുള്ള വാതകമാണ്. ശ്വസനവായുവിൽ 10<sup>1</sup>0<sup>0</sup> ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഇതിന്റെ വിഷഫലം അനുഭവപ്പെടുന്നു. 1<sup>0</sup>0 ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ഹാനി കരവുമാണ്.

### കാർബൺ ട്രൈക്ലോറൈഡ്:—

ശക്തിശേറിയ ലഹരിദ്രവമാണ്. ഇതിന്റെ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കരുത്. ധാരാളം വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറിയിൽവെച്ചു മാത്രമേ ഈ ദ്രാവകം പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ഒരു ജ്വലനവസ്തുവല്ലെങ്കിലും ജ്വാലയുടെ അടുത്തുള്ളതും കൊണ്ടുപോകരുത്. ഒരു കത്തുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ സാമീപ്യത്തിൽപ്പോലും ഇതിന്റെ ബാഷ്പം പുകയിലയുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ചില അമ്ലബാഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമത്രേ.

### ക്ലോറൈൻ:—

ഐക്ലോറൈറ്റുകളും ഓക്സീകരകങ്ങൾ (Oxidising agents) ആകയാൽ അവ പുടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോടനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈറ്റ് തന്നിച്ച് ഉയർന്ന

ഉഷ്ണതയിലേക്ക് ചൂടാക്കിയാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. ഫോസ്ഫറസ്, കാർബൺ, ആന്റിമണി, സർഫർ, തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമായി കുറഞ്ഞ താപനിലയിലേക്കുപോലും ഇത് തപിപ്പിക്കരുത്.

### സൈനൈഡുകൾ:—

എല്ലാ സൈനൈഡുകളും ശക്തിയേറിയ വിഷവസ്തുക്കളാണ്. പൊട്ടാസിയം സൈനൈഡ് കുറച്ചുകാലം പഴക്കം ചെന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ സൈനൈഡ് വാതകമായി മാറുന്നതിനാൽ ഇത് മൺക്കരുത്. സൈനൈഡ് ലായനികൾ പിപ്പറിനിലേക്ക് വായ്കൊണ്ട് വലിച്ചെടുക്കരുത്. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം.

### ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ്:—

സാധാരണയായി കരുതപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ് ഈ വാതകം ശ്വാസനവായുവിൽ 1000 ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ചെറിയ അളവിൽ ശ്വാസിക്കുന്നത് മൂലം തലചുറ്റൽ, തലവേദന, എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. അധികം ഉല്ലാപിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിപ്പി ഉപകരണം പരീക്ഷണശാലയുടെ പുറത്തു് വരാന്തയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിന് സൈനൈഡ് മിശ്രിതത്തിൽ ഫ്ലൂറോ കബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ലേഡ്, മർക്കറി എന്നീ ലോഹങ്ങളും അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളും വിഷവസ്തുക്കളാണ്.

### നൈട്രോ ബെൻസീൻ:—

അനീലിൻ പോലെ തപകിൽ കൂടി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷവസ്തുവാണ്. ബാഷ്പവും അപകടകാരിയാണ്.



ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏതാനും മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അറിയാറാകുന്നത്. പലപ്പോഴും മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വിഷവസ്തുക്കളാണ് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ, നൈട്രാഫിനോൾ എന്നിവയും.

### ഫോസ്ഫറസ്:—

വായുവിൽ തുറന്ന് വച്ചാൽ കത്തുന്ന മഞ്ഞുനം വളരെ അപകടകാരിയാണ്. കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുക വിഷവസ്തുവാണ്. ഫോസ്ഫറസ് ക്ലോറൈഡ് കണ്ണുകൾക്കും ശ്വാസനേട്രിയങ്ങൾക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ ദുഷ്ഘാതങ്ങളിൽനിന്നും രാസവസ്തുക്കൾ എല്ലാം അപകടകാരികളാണെന്ന് തോന്നരുത്. രാസവസ്തുക്കൾക്കെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുകളിൽ ചേർത്ത ദുഷ്ഘാതങ്ങൾ സഹായകമായിരിക്കും.

### പ്രഥമശുശ്രൂഷാപേടകം :—[First Aid Box]

പരീക്ഷണ ശാലയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതുതരം അപകടങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷാപേടകം ആർക്കും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടത്തക്ക സ്ഥാനത്തു വെച്ചിരിക്കണം. മരുന്നുകൾ ലേബൽ കൂട്ടിച്ചു കുപ്പികളിലാക്കി വെക്കണം. ലേബലിൽ മരുന്നിന്റെ പേരിനു പുറമെ അത് എത്രഉപയോഗിക്കണം, എന്നുള്ള മാത്രയും (Doze) കുറിച്ചിരിക്കണം. പെട്ടിയുടെ അടുത്തു്തന്നെ ഒരോ മരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗവും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയും വിശദമായിക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് തൂക്കിയിരിക്കണം.

പെട്ടി ഇടയ്ക്കു പരിശോധിച്ചു ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കണം. പ്രഥമശുശ്രൂഷാപ്പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാവുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

### 1. അസററിക ആസിഡ്.—

ക്ഷാരം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലുകൾക്കു നേർത്ത അസററിക ആസിഡ് കൊണ്ട് കഴുകണം. ഇതിന് 250 മി. ലി. ജലത്തോടു് 3 മി. ലി. ഗ്ലൈസ്യൽ അസററിക ആസിഡ് ചേർത്ത ലായനി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക.

### 2. ബോറിക ആസിഡ്.—

ക്ഷാരങ്ങൾ കണ്ണിൽ പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളലുകളിൽ കണ്ണു കഴുകുന്നതിന് നേർത്ത ബോറിക ആസിഡ് ലായനി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. 1 ഗ്രാം ബോറിക ആസിഡ് 100 മി. ലി. ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. “കണ്ണു കഴുകു ചാൻ” എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയ ലേബൽ ഒട്ടിക്കണം.

### 3. ആൽക്കഹോൾ.—

ബ്രോമിൻ കണ്ണിൽ തട്ടിയാൽ നല്ല പണ്ണു ജലമുപയോഗിച്ച് കഴുകിയശേഷം ഒരു കുപ്പിയിൽ ആൽക്കഹോൾ എടുത്ത് കണ്ണിന് ചുമട്ടിലായി പിടിച്ച് ആൽക്കഹോൾബാഷ്പം തട്ടിക്കുക. ആൽക്കഹോൾ ദ്രാവകം കണ്ണിലാകുവാൻ ഇതോ കരുതു്.

### 1. കണ്ണു കഴുകുന്നതിന്നു സോഡിയം ബൈകാർബ്ബറേറ്റ് ലായനി.—

കണ്ണിൽ ആസിഡ് വീണാൽ പൊള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയ ശേഷം ഈ ലായനി ഒഴിക്കണം. 3 ഗ്രാം സോഡിയം ബൈകാ



ർബുണേററ് 100 മി. ലി. ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു ലായനി തയ്യാറാക്കുക. ലേബലിൽ “കണ്ണുകൾ കഴുകുവാൻ” എന്നുകൂടി ചേർക്കണം.

5. ബാൻഡേജ് കൾ:—

പല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏതാനും ബാൻഡേജ് കൾ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

6. ബോറിക് ആസിഡ് പുരിതലായന:—

കണ്ണുകൾ കഴുകുന്നതിന് പുറമേ മുറിവുകൾ കഴുകുന്നതിനും ബോറിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു പുരിതലായനി തയ്യാറാക്കിവയ്ക്കുക. ഇതിൽ ‘മുറിവുകൾക്കു’ എന്ന ലേബൽ ഒട്ടിക്കണം.

7. ആവണക്കണ്ണ:—

ബ്രോമിൻ കണ്ണിൽ തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന പൊള്ളൽ ജലത്തിൽ കഴുകി ശേഷം ആവണക്കണ്ണ ഒരുതുള്ളി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക.

8. യൂക്കാലിപ്റ്ററസ്:—

ക്ലോറിൻ ശ്വാസിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിന് യൂക്കാലിപ്റ്ററസ് ആശ്വാസം നൽകുന്നു.

9. അയഡിൻ ലായനി:—

2.5 gm പോട്ടാസിയം അയഡൈഡ് കുറച്ചു ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ 2.5 ഗ്രാം അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ചേർക്കുക. ലായനി സ്റ്റീരിറൈസ് ചെയ്തു് 100 മി. ലി. ആക്കുക. മുറിവുകൾക്കു് ഉപയോഗിക്കാം.

10. ഫിനോൾ:- 5 gm ഫിനോൾ 100 c. c. ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. മുറിവുകൾക്ക് ആന്റിസെപ്റ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കാം.

### 11. സാൽ വൊളടൈൽ (Salvolatile)

ഇത് ജാതിഎണ്ണ, നാരങ്ങ എണ്ണ, ആൽക്കഹോൾ, അമോണിയം കാർബ്ബണേറ്റ്, അമോണിയം ജലം എന്നിവ ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ്. മരുന്നെങ്കിലും ഷാപ്പിൽനിന്നും വാങ്ങുകയാണ് ഉത്തമം. 2 ഓൺസു കപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലത്തേയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

### 12. സിൽവർ നൈട്രേറ്റ്:-

ഏകദേശം 17 ഗ്രാം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് 100 c. c. ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. ഫോസ്പ്ഫറസ് പൊള്ളലുകൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ജലത്തിൽ കഴുകി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലായനിയിൽ കുത്തിയ പഞ്ഞിവെച്ച് മൂടിക്കെട്ടുക.

### 13. ആസിഡ് പൊള്ളലുകൾക്കു് സോഡിയം ബൈകാർബ്ബണേറ്റ് ലായനി:-

കുഞ്ഞുകൾ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ വീളും കൂടിയ ഒരു ലായനി ആസിഡ് പൊള്ളലുകൾ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്നു് 20 gm സോഡിയം ബൈകാർബ്ബണേറ്റ് 250 c. c ജലത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് "പുരിതലായനി ആസിഡ് പൊള്ളലിന്നു്" എന്നു എഴുതി വയ്ക്കുക.

### 14. ഉപ്പ് ലായനികൾ:-

മർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ഗാഢ ഉപ്പ് ലായനി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം.



15. വാഷ്ബോട്ടിൽ - ജലത്തോടുകൂടി

16. മിൽക്ക ഓഫ് മെഗിഷ്യ:-

വിഷവസ്തുക്കൾ കഴിച്ചാൽ വയറിളക്കുന്നതിന് കൊടുക്കാം. മേൽചേർത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായ അളവിൽ തയ്യാറാക്കിയതോ പീടികയിൽനിന്നും വാങ്ങിയോ എല്ലയോഴും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പെട്ടി പുട്ടാതെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തു് വയ്ക്കണം പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൊണ്ട് തുപ്പിപ്പൊട്ടാതെ അപകടംപറ്റിയ കുട്ടികളെ ആവശ്യമെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായത്തിന് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു അയക്കണം. പ്രഥമശുശ്രൂഷ ഒരിക്കലും ചികിത്സയ്ക്കു പകരമായി കണക്കാക്കരുത്.

**ഒൻപതു്**

**പരീക്ഷണശാലയിലെ വ്യയകൃത്യത**

**Economy in the Laboratory**

ശാസ്ത്രം മറ്റു വിഷയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് ചിലവു കൂടുതലുള്ള വിഷയമാണ്. ശാസ്ത്രചോധനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യയത്തിന് വലിയൊരുപങ്ക് ചിലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നതും പരീക്ഷണശാലയിലാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, ജലവിതരണം, വിദ്യുച്ഛക്തി, ഗ്യാസ് മുതലായവയെല്ലാം ധാരാളം പണം ചിലവാക്കേണ്ടിവരുന്നു. പരീക്ഷണശാലയിൽ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ ചിലവു് ക്രമപ്പെടുത്തി ഈ ഭീമമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുവാൻ ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കണം. ഉപകരണങ്ങൾ അജ്ഞതകൊണ്ടും അശ്രദ്ധകൊണ്ടും ഉടഞ്ഞും കേടുപന്നും പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുതന്നെ

വ്യക്തിത്വത്തെയും വളരെ അധികം സഹായകമാണ്. ബാഹ്യ  
 കരം ഷാർട്ട് സർക്ലിക് കൊണ്ട് നശിച്ചുപോകുക, കൂടുതൽ  
 വോൾട്ടേജുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അധികം പ്ര  
 വർത്തനംകൊണ്ട് കേട്ടു പറയുക, പ്രതിരോധ പേടകങ്ങളും  
 അമ്മിററുകളും വോൾട്ട് മീറ്ററുകളും മറ്റും കൂടുതൽ ശക്തി  
 യുള്ള പ്രവാഹം ഒഴുകുവാൻ ഇടയായി കത്തിപ്പോകുക, കേട്ട്  
 സംഭവിക്കുക, അത്രയധികമായ ഉപയോഗംകൊണ്ട് തർമ്മോ മീറ്ററ  
 കൾ പൊട്ടിപ്പോകുക തുടങ്ങിയ അനവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ  
 അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ  
 അധികം കുറയ്ക്കുവാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ  
 സൂക്ഷ്മ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ  
 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിന്റെ ശേഷികളെക്കുറിച്ചും കേട്ടുവരു  
 വാനുള്ള സംഘചയ്ക്കുകളെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി  
 രിക്കണം. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്ന  
 തിനു മുമ്പ് അവ ശരിയായ നിലയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ  
 എന്ന് അദ്ധ്യാപകൻ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമേ കട്ടി പരി  
 ക്ഷണം ആരംഭിക്കാവൂ. ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായ  
 സൂക്ഷ്മ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന തരത്തിൽ ആ  
 വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. കട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേ  
 ണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉടയാത്ത പയ്യും വളരെ  
 സൂക്ഷ്മഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന പയ്യല്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും സാമാന്യം ഉറ  
 പ്പുള്ള പയ്യും ആയിരിക്കണം സാധാരണ ഭാരം കൃത്യമായി കാണേ  
 ണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽപ്പോലും കട്ടികൾക്ക് കൈമിക്ക് ബാലൻ  
 സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു സാധാരണ  
 ഫിസിക്കൽ ബാലൻസു മതിയാകുന്നതാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ  
 കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ലഘുസംവർദ്ധന ഓബ്ജക്ടീവ് (Low  
 power objective) ഉപയോഗിച്ചാൽ താഴ്ന്ന കാസ്റ്റിലെ ആവ  
 ശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ സംവർദ്ധന (Magnification) കിട്ടുന്ന



താണു്. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കൈലാസ്സൊ ലഘുസൂക്ഷ്മദർശിനിയോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം ഒരു വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാപകരണങ്ങൾ കട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ തുലോം വിരളമായിരിക്കും. കായികമായും മാനസികമായും സാമാന്യം പക്ഷപത വന്നതിനു ശേഷമേ വിലകൂടിയതും വേഗം കേടുപറുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ കട്ടികൾക്കു് ഉണ്ടാകാവൂ.

രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലും വ്യയക്തമായ പാലിക്കേണ്ടതാണു്. പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും രാസവസ്തുക്കൾ വളരെ കുറച്ചുമാത്രം മതിയാകുന്നതാണു്. ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു രാസവസ്തു അധികമായി ചേർക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രാസപ്രവർത്തനത്തിനു് ആവശ്യമായ തിന്മകൾ അല്പം അധികം എന്നാണു്. ഉദാഹരണമായി ക്ഷാര മയമുള്ള ഒരു രാസവസ്തുവിൽ അധികം അമ്ലം ചേർക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ പ്രസ്തുത ക്ഷാരം മുഴുവനും നിവീർച്ചികരിച്ചശേഷം കുറച്ച അമ്ലം ബാക്കിയുണ്ടാകണം എന്നാണു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. അതായതു് തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അമ്ലമയമായ മാദ്ധ്യമത്തിൽ നടത്തണം എന്നർത്ഥം. ആവശ്യമായ രാസവസ്തുവിന്റെ ഏകദേശരൂപം കട്ടികൾക്കു് കിട്ടുന്നതിനു് മിക്ക ലായനികളും 2N ഗാഢതയിലാക്കിവെച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. 1 മി. ലി. 2N ഗാഢതയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ലായനിയുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുവാൻ 2N ഗാഢതയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ 1 മി. ലി. ലായനിതന്നെ മതിയാകും എന്ന ധാരണ കട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാ കട്ടികളും രാസവസ്തുക്കളിൽ മിതവ്യയം ശീലിച്ചാൽ നല്ലൊരുമിച്ചും ഈ ഇനത്തിൽനിന്നുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണു്.

രാസവസ്തുക്കളുടെ വിലയും പരീക്ഷണശാലയിൽ അവയുടെ ചിലവുമുലം ഉണ്ടാകുന്ന ധനവ്യയവും അതു ലഘൂകരിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാപകന്റെ ഒരു നല്ല സംഭാഷണം വ്യക്തമായും തടയുന്നതിന് വളരെ സഹായകമായിരിക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോയ രാസവസ്തുക്കൾ, പരീക്ഷണഫലമായുണ്ടായ രാസവസ്തുക്കൾ മുതലായവ ശുദ്ധമായും ലഭ്യമായും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുതയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായി വസ്തുക്കളുടെ ലേയത (Solubility) കാണുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകം വറ്റിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓരോ കുട്ടിയും സ്വയമായോ എല്ലാ കുട്ടികളും തയ്യാറാക്കിയ ലായനികൾ ശേഖരിച്ച് പരീക്ഷണശാലയിൽ അദ്ധ്യാപകനോ അററണ്ടർക്കോ ചെയ്തെടുവുന്നതാണ്. പൂരിതലായനി പഠിച്ചശേഷം അതുതന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ വളർത്തി എടുക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചാൽ വറ്റിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനച്ചിലവുകൂടി ലഭിക്കാം. ഇതിനു പകരം പൂരിതലായനി കുട്ടികൾ സിങ്കിലെഴുച്ച കളയുകയും ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മറ്റും പുതുതായി ലായനി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അധികച്ചെലവിനു കാരണമായിത്തീരുന്നു.

ഇതുപോലെതന്നെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന സാധ്യതകൾ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. കീപ്പ് ഉപകരണത്തിൽ സിങ്ക് നേൽ ആനിഡും ഉപയോഗിച്ച് ഫൈഡ്രജൻനിമ്ിച്ച ശേഷമുള്ള ലായനി കളയാതെ അതിൽനിന്നും ബാഷ്പീകരണം വഴി സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് (or chloride) തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വ്യാപ്തമാനവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ (quantitative



analysts ) ഉദാസികരണംമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലവണങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്തുമാണ്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ലാഭകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അധ്യാപകൻ സഭാ ജാഗ്രൂകനായിരിക്കണം. എന്നാൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രിയയിൽ ഇന്ധനച്ചിലവിലും മറ്റും നഷ്ടം വരുത്തുവാൻ ഇടയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കളയുകയാണു നല്ലത്. ഇന്ധനത്തിന് ഗ്യാസിനു പകരം സൗകര്യപ്രദമെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.


ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവമുള്ള ആൽക്കഹോൾ, കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ്, ഹുതർ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ വായു കയറാതെ ഭദ്രമായി അടച്ചുവെക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവ മുഴുവനും കുറച്ചുകാലം കൊണ്ട് ബാഷ്പീഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. വായുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനമുള്ള വസ്തുക്കളും വായു കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സോഡിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസിയം ഫൈഡ്രോക്സൈഡ് മുതലായവയിൽ കാർബൺഡയോക്സൈഡ് പ്രവർത്തിച്ചു കാർബണൈറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇതു രാസവസ്തുവിന്റെ ശുദ്ധത കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ തെറ്റുമെന്നു മാത്രമല്ല, ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വസ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാനായി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷണശാലയിലെ ആവശ്യം, നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് രാസവസ്തുവിന്റെ നിലനില്പ് കാലം, വാങ്ങുവാനുള്ള സൗകര്യം മുതലായവയിൽനിന്നും കിട്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം കണക്കിലെടുക്കണം. സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും വാങ്ങുവാൻ ഇടവരരുത്. ഇതിനായി പരീക്ഷണശാലയിൽ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥാനത്തു് ഒരു പുസ്തകം സൂക്ഷിച്ചു് ഓരോ അധ്യാപകനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പരീക്ഷ

ണശാലയിൽ തീരാറായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെയും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പേരു് അപ്പോൾതന്നെ കുറിച്ചു വയ്ക്കാം. വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുവാനുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.

പരസ്പരം രാസപ്രവർത്തനമുള്ള വസ്തുക്കൾ അടുത്തടുത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവ ഒരേകരണി (Spatula) ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവയുടെ ശുദ്ധത കുറയുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിനാൽ അത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ അകന്നിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഉദാഹരണമായി മർക്കുറിയും, ചെമ്പും. സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളും തമ്മിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മർക്കുറി പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചാൽതന്നെ കുറച്ചുകാലം കഴിയുമ്പോൾ അശുദ്ധമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി മർക്കുറി ഒരു കടലാസ്സിൽ തുടി മുമ്പോട്ടു നീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കടലാസ്സിൽ ഒരു ചാൽ പോലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് ധരിക്കാം. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം വായുശൂന്യമായ പാത്രത്തിൽ നിർത്തി മർക്കുറി സ്പെട്രീകരിക്കലാണ്. എന്നാൽ ഇതു വളരെ പ്രയാസമുള്ള പ്രവൃത്തിയാകയാൽ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അരിച്ചു ശുദ്ധീകരിക്കാം.

ഏകദേശം 1 ചീറർ നിളമുള്ള ഒരു കഴലിന്റെ അടി ഭാഗത്തായി ഒരു വളഞ്ഞ കാപ്പിച്ചുറിട്ടുബ്ബ് ഘടിപ്പിച്ച് ഉപകരണം സജ്ജീകരിക്കുക. ഒരു ഫണലിന്റെ വാലിനോട്  $120^\circ$  കോണിൽ വളച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജററ് ട്യൂബും ഘടിപ്പിക്കുക. ട്യൂബിൽ ആദ്യം കുറച്ചു മർക്കുറി ഒഴിക്കുക. ഇതിനുശേഷം ട്യൂബിൽ നിറച്ച് ഏകദേശം  $1\frac{1}{2}$  N നൈട്രിക് ആസിഡും ഒഴിക്കുക.





ഫണലിന്റെ വളഞ്ഞവാൽ ട്യൂബിൽ ഇറക്കി നിർത്തി അതിലൂടെ മർക്കുറി അല്പമായി ട്യൂബിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ജററ് ട്യൂബിൽ കൂടി വരുന്ന മർക്കുറി തുള്ളികൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭിത്തികളിൽ തട്ടിവളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ആസിഡിൽ കൂടി താഴെ ഇറങ്ങുന്നു അതിന്റെ ഗതി വളഞ്ഞതാകയാൽ കൂടുതൽ ആസിഡുമായി സമ്പർക്കം വരികയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അടിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെനിന്നും വളഞ്ഞ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് മുഖേന പാറത്തേക്കു ഒഴുകി ഒരു കുപ്പിയിലോ ഓഫിലോ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മർക്കുറി വാറ്റിയജലം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകുക. അതിനുശേഷം ഫിൽടർ

പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നവ് കളഞ്ഞ് ഫിൽടർ കോണിലുണ്ടാക്കിയ ചെറു സൂഷിരത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക അവസാനമായി ഷാമോയ് ലെതറിൽ (**Chamois Leather**) കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക

താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘം ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും രസവസ്തുക്കളുടെ അളവും കുറഞ്ഞുകിട്ടുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷണത്തിൽ പൂർണ്ണപങ്കാളികളാകുവാനുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു



എല്ലാ കുട്ടികളും ചേർന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഷം താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ പരീക്ഷണശാലയുടെ ക്രമവും അച്ചടക്കവും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നതാണ്. വിലക്കൂടുതൽ ഉള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രദർശനപരീക്ഷണങ്ങളായി നടത്തുന്നതും ചിലവു ചുരുക്കുന്നതിന് സഹായകമാണ്.

ശുദ്ധ രാസവസ്തുക്കൾക്ക് വിലക്കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ ഇവ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വാണിജ്യഇനം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണഫലങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്. ശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ 'A. R.' ഇനം (അനലിറ്റിക്കൽ റിജേജൻറ്) തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ മടിക്കരുത്.

പലതരം രാസവസ്തുവത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗശൂന്യമായ പലതരം ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഫ്യൂസായ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡും സിങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. കേടുവന്ന വിദ്യുത് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പികൾ പല വിദ്യുത് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

വാറ്റിയ ജലം താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റുതെറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കിണറു് ജലമോ കുഴൽ ജലമോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ തുലോം അഗണ്യമാണെന്നതന്നെ കരുതാം. എന്നാൽ നിവ്വീർച്ചകരണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വാറ്റിയ ജലംതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഫിൽടർ പേപ്പർ അരിക്കുന്നതിനുമത്രം ഉപയോഗിക്കുക.



രാസവസ്തുക്കൾ പൊതിയുവാനോ മഷി ഒപ്പുവാനോ ഇവ ഉപയോഗിക്കരുത്. ജലം, ഗ്യാസ്, വിദ്യുച്ഛക്തി ഇവയെല്ലാം പണച്ചിലവുള്ളവയാകയാൽ ആവശ്യത്തിനത്രയും ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കണം.

ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യയക്രമീകരണത്തിന് വളരെ സഹായകമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്വയം നിർമ്മിതസാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നത്. വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പകരം അല്പാപകരം വിദ്യാത്മികളും ചേന്ന് വില വളരെ കുറഞ്ഞതോ ഉപയോഗ ശൂന്യമെന്നു തള്ളിക്കളയുന്നതോ ആയ ഫലതരം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല പരീക്ഷണശാലാ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. - ഇവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യയം കുറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഉപകരണം, ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പലതും പഠിക്കുന്നു എന്ന സൗകര്യവും ഉണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളാകയാൽ വിടുകുളിൽവെച്ചു ലഘുപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനും കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു. ശുദ്ധാപൂർവ്വം അല്പാപകൻ കൊടുക്കുന്ന ഗുഹപരീക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ പരീക്ഷണസാമത്ഥ്യവും ശാസ്ത്രാഭിരുചിയും വളർത്തുന്നതിന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ഹൃസ്വകാലപരിശീലനംകൊണ്ട് ഒരുല്പാപകൻ ആവശ്യമായ പലതരം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും. താല്പര്യമുള്ള ഏതാനും വിദ്യാത്മികൾക്കും അല്പാപകനിലൂടെ ഈ പരിശീലനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. വാണിജ്യസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും ഈ രംഗത്തു് ദൃശ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംരംഭങ്ങൾ എല്ലാം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രാല്പാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യയം ചുരുങ്ങി കിട്ടുകയും നമ്മെ അചട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന ഭീമമായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.



